



**Igiene orale
un gesto quotidiano**

Ena Oral care

La prima linea di igiene orale Micerium

Tramite la nuova gamma, Micerium S.P.A. intende offrire al consumatore finale prodotti estremamente innovativi e dotati di standard qualitativi elevati, al fine di supportarlo adeguatamente nello svolgimento della quotidiana igiene orale, e combattere così i principali problemi ad essa legati, come le malattie dentali, parodontali e dei tessuti. È oggi possibile raggiungere obiettivi di prevenzione e mantenimento della propria salute inimmaginabili fino a poco tempo fa, ed è seguendo queste linee guida che il Team di ricerca e sviluppo di Micerium, adeguatamente supportato da specialisti del settore, ha sviluppato i prodotti "Ena Oral Care", che si distinguono da quelli attualmente presenti nel mercato grazie alla loro forte componente innovativa, che li rende unici nel loro genere.

Spazzolini Smart Propy

Spazzolini a coppetta con setole flessibili in nylon da usare da soli o con pasta per profilassi.



Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	ECP01	Spazzolino RA Nylon morbido Rosa	12 pz
	ECP01B		100 pz
	ECP02	Spazzolino RA Nylon naturale Bianco	12 pz
	ECP02B		100 pz
	ECP03	Spazzolino RA Nylon duro Blu	12 pz
	ECP03B		100 pz

Gommini Smart Prophy

Gommini da profilassi da usare da soli o con pasta per profilassi.



Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	ECP31	Gommino RA medio Viola	12 pz
	ECP31B		100 pz
	ECP41	Gommino Mini RA morbido Rosa	12 pz
	ECP41B		100 pz
	ECP42	Gommino Mini RA medio Viola	12 pz
	ECP42B		100 pz
	ECP43	Gommino Mini RA duro Blu	12 pz
	ECP43B		100 pz

Dentifricio Enamel plus

Multifunzione a bassa abrasività (25 RDA)

Protegge i denti naturali, i lavori del tuo dentista e rinforza lo smalto senza irritare le gengive

- Gusto delicato
- Desensibilizzante
- Leggermente sbiancante



Ref.	Descrizione	Q.tà
ECEP	DENTIFRICIO IN TUBO 75 ML senza scatola in espositore da 24 pezzi*	1 pz
ECEPB	DENTIFRICIO IN TUBO 75 ML con scatola	1 pz

*Disponibile espositore 24 pz.



Igiene Orale

Una delle condizioni di salute che più influisce sulla qualità della vita è quella orale. Studi clinici e di ricerca hanno documentato l'importanza dell'igiene orale, sia come trattamento ospedaliero, che come trattamento domiciliare. Anche se purtroppo in molti casi la salute del cavo orale passa in secondo piano e viene trascurata, per la presenza di problemi contingenti o più gravi, quali malattie debilitanti, chemioterapia, allettamento, disabilità ed handicap.



Casi clinici della Dr.ssa Marisa Roncati, esperta in igiene dentale



Salvietta Digital Brush Fisiologica

Salvietta monouso per pulire denti e gengive sin dalla nascita. Se si imparasse a pulire in modo corretto i denti fin dalla nascita si potrebbero prevenire sia carie che infezioni alle gengive e conservare così i propri denti sani per tutta la vita, senza bisogno di alcuna cura sanitaria.

Ingredienti: Acqua - Na Cl 0,9% - senza conservanti. Sterilizzato con raggi beta



Ref.	Descrizione	Q.tà
ECDB2	DIGITAL BRUSH BABY Salviette con soluzione fisiologica	10 pz
ECDB2B	DIGITAL BRUSH BABY Salviette con soluzione fisiologica	50 pz
ECDB2D	DIGITAL BRUSH BABY Dispenser salviette con soluzione fisiologica	100 pz

Salvietta Digital Brush Clorexidina

Con un semplice gesto si avvolge la salvietta al dito, passandola poi sulla superficie del dente: ciò permette di asportare batteri, residui e donare lucentezza al sorriso. Ideale per pulizia post operatoria o quando non si può usare lo spazzolino. Aiuta a prevenire la placca batterica.

Ingredienti: Acqua, Sorbitol, Alcohol denat., Propylene Glycol, Polysorbate-20, Laureth-10, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Chlorhexidine Digluconate, Anethole, Aroma, Sodium Saccharin, Sodium Fluoride.



Ref.	Descrizione	Q.tà
ECDB1	DIGITAL BRUSH CLOREXIDINA Salviette con clorexidina 0,12%	10 pz
ECDB1B	DIGITAL BRUSH CLOREXIDINA Salviette con clorexidina 0,12%	50 pz
ECDB1D	DIGITAL BRUSH CLOREXIDINA Dispenser salviette con clorexidina 0,12%	100 pz

Kit Kiss Me

Il Kit che illumina il tuo sorriso... anche fuori di casa.
Nell'ambiente di lavoro, nel tempo libero, per sentirti sempre sicuro di te, tieni sempre con te il Kit KISS ME a portata di mano!



ENA[®] CARE
Oral

Ref.	Descrizione	Q.tà
ECKMK	KIT KISS ME CON SPRAY ORALE	
	Spray orale Kiss Me 20 ml	1 pz
	Salviette Digital Brush	5 pz
	Spazzolino Interdental Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale (in PTFE)	1 pz
ECKMT	KIT KISS ME CON DENTIFRICIO	
	Dentifricio 10 ml	1 pz
	Salviette Digital Brush	5 pz
	Spazzolino Interdental Brush Small	1 pz
	Filo Interdentale (in PTFE)	1 pz

Collutorio Digital Brush Clorexidina

Il collutorio DB con clorexidina 0,12%, asporta residui di cibo e batteri aiutando a prevenire la formazione di placca.

Il collutorio DB è indicato nella prevenzione di infezioni dopo un intervento dentistico, nella prevenzione d'infezioni dentali nei portatori di protesi dentarie e nell'accumulo di placca e tartaro. Sciacquare la bocca per 30 sec. utilizzando un cucchiaino di prodotto non diluito (c.ca 10 ml), dopo la normale igiene orale.



Ref.	Descrizione	Q.tà
ECCL250	COLLUTORIO CLOREXIDINA 0,12% In flacone da 250 ml	1 pz

Filo Interdental Floss

Filo interdentale a nastro (tape) in PTFE ultra resistente
Elegante confezione formato "carta di credito" con specchietto, possibilità di personalizzazione con i propri dati, rendendolo uno strumento perfetto per promuovere il proprio business.

In alternativa filo interdentale (tape) in PTFE a rotolo bianco cerato.



Ref.	Descrizione	Q.tà
ECIFI	FILO INTERDENTALE CON SPECCHIETTO 10 Mt. Bianco cerato, possibilità di personalizzazione	1 pz
ECIFW	FILO INTERDENTALE A ROTOLO 50 Mt. Bianco cerato, confezione in blister	1 pz




Scovolini Interdental Brush

Scovolini interdentali con setole innovative brevettate a doppia onda che si adattano all'anatomia dei denti nelle zone interprossimali, consentendo la rimozione ottimale di placca e residui di cibo

- Setole in Nylon a memoria ritentiva
- Manico ergonomico
- Cappuccio di protezione e anima in acciaio inox rivestita di teflon antigraffio (ideale anche intorno ad impianti)

Ref.	Descrizione	Q.tà
ECE30S*	SCOVOLINO VERDE SMALL ø da 1,2 a 4 mm L.10 mm	30 pz
ECE30M*	SCOVOLINO ROSSO MEDIUM ø da 1,6 a 5 mm L.14 mm	30 pz
ECE30L*	SCOVOLINO GIALLO LARGE ø da 2,0 a 6 mm L.16 mm	30 pz
ECE120	Scovolini assortiti verde/rosso/giallo	120 pz

*Disponibili anche in confezioni da 3/6/120 pezzi



52

Spray Orale Kiss Me

Pratico collutorio che svolge un'azione efficace contro l'alitosi neutralizzando i batteri che provocano l'alito cattivo. Al fresco sapore di menta, tascabile, senza gas, alcool e saccarina.

Ref.	Descrizione	Q.tà
ECKM1	KISS ME SPRAY ORALE Collutorio spray	20 ml



Specchietto orale Oral Mirror

Per ispezionare le zone nascoste del cavo orale, e coadiuvare la corretta igiene orale. Lo specchietto Oral Mirror individua i residui di cibo e placca che sono difficilmente rimovibili, consentendo così una perfetta pulizia della bocca.

Ref.	Descrizione	Q.tà
ECOM	SPECCHIETTO ORALE Disponibile anche in espositore da 12 pz	1 pz

