

ENAMEL HRi Flow^{HF} plus



KIT COMPLETO

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6
Supporto in plexiglass

9 x 2 g



MINI KIT


CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)
UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

5 x 2 g

ENAMEL PLUS HRI FLOW



Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970
micerium@micerium.it • www.micerium.it

File: Enamel plus HRI Flow ITA v1_1_01-2018

estetica 
GRUPPO
MICERIUM



ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus



Biocompatibile: formula senza Bis-GMA
monomero che puo' decomporsi in Bisphenol-A (BPA) un composto organico, che, nell'organismo umano, si comporta come gli estrogeni causando danni alla salute.

L'UNICO SENZA BOLLE

Maggiore elasticità



ANALISI AL MICROSCOPIO

ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

CARATTERISTICHE FISICHE

	RIEMPITIVO%	DUREZZA VICKERS MPa	YOUNG MODULUS MPa	RESISTENZA FLESSIONE MPa	RESISTENZA COMPRESSIONE MPa	RADIOPACITÀ
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

- Altamente riempito (Highly Filled)
- Altamente fluorescente
- Maggiore viscosità
- Maggiore elasticità
- Maggiore radiopacità
- Migliori proprietà fisiche
- Senza bolle



Altamente fluorescente

Ideale come sottofondo nei posteriori per restauri diretti e indiretti e negli anteriori nelle V classi