

MICRO CLEAN

FINALMENTE NIENTE PIÙ
PULIZIA MANUALE DI
PROTESI DISGUSTOSE!
SERVIZIO DI PULIZIA
IN UNA SEDUTA
SENZA COSTI DI
LABORATORIO!



Prima



Dopo

Pulizia igienizzante
di protesi, corone,
ponti e molti altri
tipi di restauri.

SCHÜTZ  DENTAL
Micerium Group

apparecchi 
GRUPPO
MICERIUM

MICRO CLEAN

MicroClean rimuove facilmente e automaticamente lo sporco più ostinato come placca e calcoli, anche nelle aree più difficili da raggiungere come spazi interdentali, fessure e telescopiche.

PULIZIA IGIENIZZANTE DI PROTESI, CORONE, PONTI E MOLTI ALTRI TIPI DI RESTAURI

- Veloce: sistema di pulizia duale (pulizia meccanica e chimica in un passaggio)
- Delicata: aghi pulenti specificamente arrotondati per proteggere il tuo restauro protesico
- Compatta: adatta agli spazi di tutti gli studi e laboratori
- Salutare: ripulisce la vecchia protesi dai calcoli e dalla placca, ad esempio, prima di iniziare la riparazione
- Adatta anche per l'ortodonzia!
- Minimo sforzo
- Senza costi aggiuntivi
- Servizio immediato per il paziente



DATI TECNICI

Voltaggio: 230V~

Potenza in uscita: 200 VA

Rivoluzioni massime per minuto: 1,450 rpm

Livello acustico: < 65 dB (A)

Dimensioni: 185 x 175 x 195 mm

Peso: 7 Kg.

MICROCLEAN

completa di aghi, liquido universale e liquido acido

MicroClean Ref. 676410

OFFERTA SPECIALE

999 € +iva

prezzo di listino 1.200 €

**Vuoi una dimostrazione
gratuita in Studio?**

Contattaci al numero

Tel. 0185 7887 870

o scrivici a: ordini@micerium.it

SCHÜTZ  **DENTAL**
Micerium Group

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi 83
16036 Avegno (GE)
Tel. 0185 7887 870
www.micerium.it


GRUPPO
MICERIUM