

VESPER PLUS

ATTACCHI GEMELLARI

Una questione di precisione

VESPER PLUS si basa sulla versatilità e intercambiabilità dei brackets tra le diverse tecniche, fornendo al professionista il miglior set di brackets nelle prescrizioni originali.

Linea Guida

centrale che attraversa sia il bracket che la basetta per semplificare ulteriormente il posizionamento

Identificazione

colorata per una più facile selezione dell'attacco

Gancio Integrato

di forma arrotondata anatomico

Pareti arrotondate

per ridurre l'effetto binding

Bordi arrotondati

per un maggiore comfort del paziente

Sottosquadri delle alette

per un più facile inserimento di legature e catenelle

Slot arrotondato

per una più facile inserzione del filo


Profilo basso

per il comfort ottimale del paziente

Torque

sulla base, che consente di ridurre le pieghe sul filo e la necessità di riposizionamento degli attacchi

Basetta



- Disegno della basetta ideale per un più facile posizionamento ed una maggiore forza ritentiva.
- Ritenzione a forma di fungo per creare sottosquadri e migliorare la ritenzione
- Basetta ritentiva sabbiata per massimizzare l'adesione sul dente

TECNICA ROTH .022
ATTACCO GEMELLARE MINI

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,9	BVP2R11		BVP2R21
Laterale		+8	+9	3,2	BVP2R12		BVP2R22
Canino	con gancio	0	+11	3,5	BVP2R13H		BVP2R23H
Premolari	con gancio	-7	0	3,2	BVP2R14H		BVP2R24H
INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriore		0	0	2,5		BVP2R31	
Canino	con gancio	-11	+5	2,5	BVP2R43H		BVP2R33H
1° Premolare	con gancio	-17	0	3,5	BVP2R44H		BVP2R34H
2° Premolare	con gancio	-22	0	3,3	BVP2R45H		BVP2R35H
KIT	Descrizione						.022
	1 caso	20 pz	+ gancio su 3 /4/5				BVP2RKG
	Ricambi	10 pz					

TECNICA ROTH .018
ATTACCO GEMELLARE MINI

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale		+12	+5	3,9	BVP8R11		BVP8R21
Laterale		+8	+9	3,2	BVP8R12		BVP8R22
Canino	con gancio	0	+11	3,5	BVP8R13H		BVP8R23H
Premolari	con gancio	-7	0	3,2	BVP8R14H		BVP8R24H
INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Anteriore		0	0	2,5		BVP2R31	
Canino	con gancio	-11	+5	2,5	BVP8R43H		BVP8R33H
1° Premolare	con gancio	-17	0	3,5	BVP8R44H		BVP8R34H
2° Premolare	con gancio	-22	0	3,3	BVP8R45H		BVP8R35H
KIT	Descrizione						.018
	1 caso	20 pz	+ gancio su 3 /4/5				BVP8RKG
	Ricambi	10 pz					

TECNICA BENNETT .022
ATTACCO GEMELLARE MINI

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+4	3,9	BVP2B11		BVP2B21
Laterale		+10	+8	3,2	BVP2B12		BVP2B22
Canino	con gancio	-7	+8	3,5	BVP2B13H		BVP2B23H
	opzionale Tq0 con gancio	0	+11	3,5	BVP2B013H		BVP2B023H
Premolari	con gancio	-7	0	3,2	BVP2B14H		BVP2B24H
INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriore		-6	0	2,5		BVP2B31	
Canino	con gancio	-6	+3	3,5	BVP2B43H		BVP2B33H
	opzionale Tq0 con gancio	0	+3	3,5	BVP2B043H		BVP2B033H
1° Premolare	con gancio	-12	+2	3,3	BVP2B44H		BVP2B34H
2° Premolare	con gancio	-17	+2	3,3	BVP2B45H		BVP2B35H
KIT	Descrizione						.022
	1 caso	20 pz	+ gancio su 3/4/5				BVP2BKG
	1 caso	20 pz	+ gancio su 3/4/5 Tq 0				BVP2B0KG
	Ricambi	10 pz					