

# ZEPHYR

ATTACCHI ESTETICI

## Estetica e funzionalità

ZEPHYR è un attacco ceramico monocristallino che risulta quasi invisibile grazie alla sua trasparenza. È quindi ideale sia per gli adolescenti che per i pazienti adulti.

La resistenza del materiale e il suo basso grado di frizione consentono l'utilizzo di questi attacchi sui pazienti che cercano una soluzione estetica, consentendo all'ortodontista di trattarli con la massima sicurezza ed efficienza.

### Estetico

La ceramica monocristallina è un materiale che consente a questi attacchi di avere una estrema trasparenza e una durezza molto superiore alla ceramica policristallina

### Confortevole

grazie al profilo basso e al bordo arrotondato per una massima sensazione di comfort

### Funzionale

resistenza aumentata grazie al rivestimento in particelle di titanio e insieme al taglio al diamante, rendono la scorrevolezza simile a quella di un bracket in acciaio

### Gancio integrato

con una profonda scanalatura per poter trattenere elastici e legature

### Forma della Base anatomica

per una perfetta adesione

### Bonding e Debonding

semplificato grazie alla resistenza della base, ottenuta attraverso un trattamento termico speciale e all'impiego del metodo della doppia fusione come rivestimento della sua superficie. Centro della basetta con ritenzione meccanica per una maggior adesione e bordi lisci per un debonding facile e prevedibile



### Posizionamento accurato del bracket

Ogni attacco ha un codice colore per l'identificazione del dente e della posizione. La linguetta, in elastomero priva di lattice, facilita il posizionamento, in quanto parallela al bordo incisale del dente



### Alette

Alette fornite di ampi sottosquadri per consentire un facile posizionamento di legature e catenelle



## TECNICA ROTH .022

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,2	BZ2R11		BZ2R21
Laterale		+8	+9	2,95	BZ2R12		BZ2R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,5	BZ2R13H		BZ2R23H
Premolari						BZ2R14	
con gancio		-7	0	3,2	BZ2R14H		BZ2R24H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	2,85		BZ2R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,5	BZ2R43H		BZ2R33H
1° Premolare						BZ2R34	
con gancio		-17	0	3,2	BZ2R44H		BZ2R34H
2° Premolare						BZ2R35	
con gancio		-22	0	3,2	BZ2R45H		BZ2R35H

### KIT



Descrizione		.022
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2RKH
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2RKG
1 caso	(5 5) 10 pz superiore + gancio su 3	BZ2RK10H
1 caso	(5 5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BZ2RK10G
Ricambi	1 pz	

## TECNICA ROTH .018

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale		+12	+5	3,2	BZ8R11		BZ8R21
Laterale		+8	+9	2,95	BZ8R12		BZ8R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,5	BZ8R13H		BZ8R23H
Premolari						BZ8R14	
con gancio		-7	0	3,2	BZ8R14H		BZ8R24H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Anteriori		0	0	2,85		BZ8R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,5	BZ8R43H		BZ8R33H
1° Premolare						BZ8R34	
con gancio		-17	0	3,2	BZ8R44H		BZ8R34H
2° Premolare						BZ8R35	
con gancio		-22	0	3,2	BZ8R45H		BZ8R35H

### KIT



Descrizione		.018
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ8RKH
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ8RKG
Ricambi	1 pz	



## TECNICA BENNETT .022

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+17	+4	3,2	BZ2B11		BZ2B21
Laterale	+10	+8	2,95	BZ2B12		BZ2B22
Canino con gancio	0	+8	3,5	BZ2B13H		BZ2B23H
Premolari con gancio	-7	0	3,2		BZ2B14	BZ2B24H
				BZ2B14H		BZ2B24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori	-6	0	2,85		BZ2B31	
Canino con gancio	0	+3	3,5	BZ2B43H		BZ2B33H
1° Premolare con gancio	-12	+2	3,2	BZ2B44		BZ2B34
				BZ2B44H		BZ2B34H
2° Premolare con gancio	-17	+2	3,2	BZ2B45		BZ2B35
				BZ2B45H		BZ2B35H

KIT	Descrizione	.022
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2BKH
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2BKG
1 caso	(5/5) 10 pz superiore + gancio su 3	BZ2BK10H
1 caso	(5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BZ2BK10G
1 caso	(3/3) 12 pz + gancio su 3	BZ2BK12H
1 caso	(3/3) 6 pz superiore + gancio su 3	BZ2BK6H
Ricambi	1 pz	



## TECNICA BENNETT HIGH TQ .022

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+22	+5	3,2	BZ2BH11		BZ2BH21
Laterale	+13	+6	2,95	BZ2BH12		BZ2BH22
Canino con gancio	+11	+8	3,5	BZ2BH13H		BZ2BH23H






## TECNICA NEW BOSTON .018/.022

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale	.018	+12	+5	3,2	BZN11	BZN21
Laterale	.018	+8	+9	2,95	BZN12	BZN22
Canino	.022 con gancio	0	+8	3,5	BZN13H	BZN23H
Premolari	.022	0	0	3,2	BZN14	
con gancio	3,5			BZN14H	BZN24H	

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	L
Anteriori	.018	0	0	2,85	BZN31	
Canino	.022 con gancio	0	+3	3,5	BZN43H	BZN33H
Premolari	.022	0	0	3,2	BZN14	
con gancio	3,5			BZN24H	BZN14H	


KIT	Descrizione	
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZKNH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZKNG
	Ricambi 1 pz	

## TECNICA EDGEWISE .022

## ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		0	0	3,2	BZ2E11		
Laterale		0	0	3	BZ2E12		
Canino		0	0	3,5	BZ2E13		
con gancio	3,5			BZ2E13H	BZ2E23H		
Premolari		0	0	3,2	BZ2E14		
con gancio	3,5			BZ2E14H	BZ2E24H		

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	2,85	BZ2E31		
Canino		0	0	3,5	BZ2E13		
con gancio	3,5			BZ2E23H	BZ2E13H		
Premolari		0	0	3,2	BZ2E14		
con gancio	3,5			BZ2E24H	BZ2E14H		

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	BZ2EK
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2EKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2EKG
	Ricambi 1 pz	