

Micerium Orthodontics

CATALOGO



Micerium Orthodontics

Una storia italiana - una sfida italiana

La genesi di un nuovo brand ha sempre origine dall'osservazione, dall'esperienza e dalla competenza. Micerium ha fatto sue queste caratteristiche nel mondo dell'ortodonzia in 30 anni di storia, in cui il suo contributo in questo campo è stato fondamentale ed indiscutibile, con una presenza costante, di primo piano e vincente. La decisione di affrontare una sfida come quella di diventare protagonista del mercato, con un brand proprietario, doveva per forza passare attraverso l'acquisizione di una lunga e completa competenza e conoscenza.

Sito



Contatti & Social

+39 0185 7887 850
ortho@micerium.it
www.micerium.it
www.eccellenzeortodontiche.it



@miceriumortodonzia





Micerium S.p.A. è un'Azienda presente nel settore dentale da più di quarant'anni, che opera progettando, fabbricando e distribuendo dispositivi medici per la moderna odontoiatria.

Obiettivo di Micerium è proporre al settore odontoiatrico e odontotecnico prodotti innovativi e di alta qualità attraverso l'utilizzo di tecniche moderne ed avanzate che contribuiscano a elevare il livello professionale degli operatori del settore.

Micerium S.p.A. si occupa, principalmente di quattro Linee: **Implantologia, Ortodonzia, Estetica e Digital.**

Per la scelta dei propri prodotti Micerium S.p.A. ha sempre messo al primo posto la qualità; infatti in tutte le Linee, le Aziende commercializzate, eccellono a livello mondiale per innovazione e qualità.

Micerium S.p.A. fa riferimento alla qualità come a un principio fondamentale per la propria attività. Ritiene che il termine "qualità" significhi garantire ai propri clienti prodotti e servizi innovativi che soddisfino o addirittura superino le loro aspettative.

Micerium S.p.A. è certificata secondo la normativa UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO 13485, DIR 93/42 EEC (in accordo con l'Articolo 120 del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici MDR (UE) 2017/745), Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici MDR (UE) 2017/745, Requisiti Generali di Sicurezza e Prestazione (GSPR) secondo l'ALLEGATO I del Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici MDR (UE) 2017/745, e di altri requisiti regolamentari applicabili, quali ad esempio il Regolamento (CE) n.1223/2009, e le regolamentazioni dei paesi coinvolti dal MDSAP, ma misurato dal grado di soddisfazione dei propri clienti.



**La scelta
ideale**
per i tuoi
trattamenti
ortodontici
estetici

Prevalutazione
sempre gratuita

**Consulenza
clinica inclusa**
sempre a tua disposizione

100% italiano



LINEO IL PACK ORTODONTICO COMPLETO

INIZIALE

L1 ACTIVE

FINALE



INIZIALE

L2 ACTIVE

FINALE



INIZIALE

L3 POWER

FINALE



Caso clinico gentilmente concesso dal Dr. Emidio Aquilio

ELASTIC ORTHODONTIC REHABILITATION SYSTEM[®]

- I Bio Attivatori A.M.C.O.P. costituiscono la sintesi di tutti gli attivatori funzionali esistenti e sono adatti ad una riabilitazione funzionale e personalizzata del paziente. Forniscono una visione sistemica e corretta del trattamento, poiché il dispositivo agisce come crescita armoniosa del sistema dento-cranio-facciale e ne stabilizza il risultato ottenuto.

DCM I CLASSE



DEEP



DTM II & III CLASSE



DIVERSI TIPI DI PIANI OCCLUSALI

Il trattamento della dimensione verticale

INTEGRAL



per piani occlusali in
Normo Occlusione

DEEP (BASIC)



per morsi profondi
(Deep Bite)

OPEN



per morsi aperti anteriori
(Open Bite)

01 Attacchi



P.7

Attacchi Autoleganti	8	Attacchi Gemellari	34
Attacchi Autoleg. Estetici	26	Kit attacchi	42
Attacchi Estetici	30		

02 Tubi & Bande



P.43

Tubi buccali	44	Tubi da puntare	55
Tubi buccali autoleganti	50	Accessori	57
Tubi convertibili	52	Bottoni per allineatori	58
Bande anatomiche	54		

03 Archi & Molle



P.59

Archi termici	62	Fili in acciaio e CB	71
NT Superelastico	64	Acciaio con perni & Loop	72
NT Estetico	66	Acciaio Intrecciato	73
NT Curva di Spee	67	Fili e Fibre per retainer	74
NT Double & Linguale	68	Molle	75
Beta Titanio	69	Ganci e Stop	76
Acciaio duro e temperato	70		

04 Elastomeri & Legature



P.77

Elastici	78	Elastomeri vari	83
Legature	81	Legature metalliche	84
Catenelle	82		

05 No Compliance



P.85

Microviti	86	CS5 Correttore di Cl. II e III	90
D2 Correttore di Cl. II	89	Maschere facciali	94

06 Strumenti



P.95

Posizionatore FaqFix	96	Pinze di utilità	103
Strumenti	97	Apribocca	106
Tronchesi	98	Specchi	107
Strumenti bande/attacchi	99	Strumenti Vari	108
Pinze per piegare fili	100		

07 Attrezzature



P.109

Cled2 Lampada	110	Scanner intraorale Medit	113
Ray Scan Alpha	111	Lavatrice ad ultrasuoni	114
Workflow Zebris	112	Sabbiatrice Dentoprep	114

08 Prodotti Vari & Laboratorio



P.115

Lime per stripping	116	Compositi	125
Fotografia dentale	118	Colore digitale	128
Sbiancamento	122	Igiene orale	129
Prodotti Vari	124		

Divisione Ortodonzia	130	Indice Alfabetico	132
Condizioni di Vendita	131	Gruppo Micerium	134

Genova

01 Attacchi

Attacchi Autoleganti	8
Attacchi Autoleganti Estetici	26
Attacchi Estetici	30
Attacchi Gemellari	34
Kit attacchi	42



BioBRACE

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI

Ridefinisce lo standard del comfort in ortodonzia

BIOBRACE è la nuova frontiera ispirata alla natura

Il profilo arrotondato e compatto, senza sporgenze, rende l'attacco autolegante BioBrace, igienico ed estremamente confortevole per il paziente. La superficie curva e liscia ha una funzione autopulente che impedisce l'accumulo di residui di cibo, migliorando la salute parodontale. Unico nel suo genere, rispetto ai brackets tradizionali, riduce le irritazioni della mucosa.

Marchio

I.D Mark facile da identificare

Foro di apertura

sistema di apertura semplificato per ridurre i tempi di trattamento alla poltrona

Profilo ultrapiatto

per il comfort del paziente

Materiale Premium

in acciaio inossidabile di altissima qualità, e superficie a specchio (0,005 µm) per la massima scorrevolezza del filo all'interno dello slot

Linea centrale

mediana per visualizzare il corretto posizionamento dell'attacco sul dente

Basetta



- Facilità di debonding
- Fabbricata in tecnica MIM per una elevata adesione sul dente
- Numerata per una più facile identificazione dell'attacco

Apertura e Chiusura



Apertura Spingere verso il basso con un qualsiasi strumento a punta
Chiusura È sufficiente una leggera pressione con le dita

Vantaggi

- Migliore esperienza di trattamento per i propri pazienti
- Efficienza clinica: Meno interventi correttivi
- Minor stress operativo: riduzione delle problematiche e degli imprevisti
- Immagine professionale: tecnologie avanzate che attraggono nuovi pazienti
- Supporto continuo: materiali promozionali, gadget e formazione

Dispersione della forza

La superficie semi-sferica porta ad una dispersione della forza riducendone a 1/20 il suo impatto sul bracket e, quindi, la percentuale di distacchi.



Legature semplificate



Guida colorata

La guida funge da altimetro e garantisce un posizionamento accurato essendo parallelo all'asse del dente e bordo incisale.



Legatura degli elastici con una sola mano

Comfort e Pulizia

L'aspetto arrotondato offre comfort e facilità di pulizia
Forza di dispersione, minor percentuale di distacchi,
superficie di contenimento efficiente
Individuale con, curvatura 4 in 1.



Larghezza individuale BioBrace



Altezza e larghezza del bracket sono state disegnate per adattarsi ai singoli denti in base alle loro caratteristiche fisiche e biomeccaniche, in modo da offrire un minore riassorbimento radicolare e una migliore espressione della rotazione, dell'angolazione e del torque.

BIOBRACE

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI

Kit innovativo

La confezione esterna può essere utilizzata come porta modelli; quella interna, una volta utilizzati gli attacchi, si trasforma in un astuccio portapenne.



Kit slim

Una volta utilizzati gli attacchi, si trasforma in un astuccio portapenne.

Visita il sito



O-TUBE

TUBI BUCCALI EMISFERICI

O-TUBE con la loro superficie sferica liscia offrono una minore abrasione orale e un minor rischio di ferite della mucosa. Il design sferico asimmetrico evita l'interferenza occlusale e garantisce un minor rischio di debordamento.



Gancio a scomparsa

Utilizzare la trazione in modo appropriato in base alla fase di trattamento per un'esperienza più confortevole.




O-TUBE

Minore abrasione orale



TUBO TRADIZIONALE

I bordi più lunghi graffiano facilmente la mucosa. Si verificano ulcere, macchie bianche e altri problemi orali.





TECNICA ROTH .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R .022 x .028	L
Centrale		+12	+5	3,9	1555-020101589	1555-020101592
Laterale		+8	+9	3,2	1555-020101590	1555-020101593
Canino	con gancio	-2	+11	3,4	1555-020101615	1555-020101616
1° Premolare		-7	0	3,2	1555-020101378	1555-020101383
	con gancio	-7	0	3,2	1555-020101378H	1555-020101383H
2° Premolare		-7	0	3,2	1555-020101379	1555-020101384
	con gancio	-7	0	3,2	1555-020101379H	1555-020101384H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R .022 x .028	L
Centrale		-1	0	2,9	1555-020101598	1555-020101595
Laterale		-1	0	2,9	1555-020101599	1555-020101596
Canino	con gancio	-11	+3	3,2	1555-020101619	1555-020101617
1° Premolare		-17	+2	3,1	1555-020101624	1555-020101623
	con gancio	-17	+2	3,1	1555-020101624H	1555-020101623H
2° Premolare		-22	+2	3,1	1555-020101620	1555-020101618
	con gancio	-22	+2	3,1	1555-020101620H	1555-020101618H

KIT	Descrizione	.022 x .028
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3	1535-010101343
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	P. modello 1535-010101343H
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	Slim 1535.010101343H
	Ricambi 1 pz	



STRUMENTO



Per l'apertura della clip

672/0





TECNICA BENNETT .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		+17	+5	3,9	1554-020101375		1554-020101382
Laterale		+10	+9	3,2	1554-020101376		1554-020101383
Canino	con gancio	-7	+11	3,4	1554-020101377		1554-020101384
1° Premolare		-7	0	3,2	1554-020101378		1554-020101385
	con gancio	-7	0	3,2	1554-020101378H		1554-020101385H
2° Premolare		-7	0	3,2	1554-020101379		1554-020101386
	con gancio	-7	0	3,2	1554-020101379H		1554-020101386H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		-6	0	2,9	1554-020301014		1554-020101389
Laterale		-6	0	2,9	1554-020301015		1554-020101390
Canino	con gancio	-6	+3	3,2	1554-020301013		1554-020101391
1° Premolare		-12	+2	3,1	1554-020301028		1554-020101392
	con gancio	-12	+2	3,1	1554-020301028H		1554-020101392H
2° Premolare		-17	+2	3,1	1554-020301029		1554-020101393
	con gancio	-17	+2	3,1	1554-020301029H		1554-020101393H

KIT	Descrizione	.022 x .028
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3	1534-010101320
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 P. modello	1534-010101320H
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 Slim	1534.010101320H
	Ricambi 1 pz	

TECNICA DAMON .022 - STANDARD

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		+12	+5	3,9	1552-020101589		1552-020101592
Laterale		+8	+9	3,2	1552-020101590		1552-020101593
Canino	con gancio	+2	+11	3,4	1552-020101591		1552-020101594
1° Premolare		-7	0	3,2	1552-020101378		1552-020101383
	con gancio	-7	0	3,2	1552-020101378H		1552-020101383H
2° Premolare		-7	0	3,2	1552-020101379		1552-020101384
	con gancio	-7	0	3,2	1552-020101379H		1552-020101384H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		-1	0	2,9	1552-020101598		1552-020101595
Laterale		-1	0	2,9	1552-020101599		1552-020101596
Canino	con gancio	0	+3	3,2	1552-020101600		1552-020101597
1° Premolare		-12	+2	3,1	1552-020101393		1552-020101388
	con gancio	-12	+2	3,1	1552-020101393H		1552-020101388H
2° Premolare		-17	+2	3,1	1552-020101394		1552-020101389
	con gancio	-17	+2	3,1	1552-020101394H		1552-020101389H

KIT	Descrizione	.022 x .028
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3	1532-010101341
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 P. modello	1532-010101341H
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 Slim	1532.010101341H
	Ricambi 1 pz	



TECNICA DAMON .022 - HIGH TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		+22	+5	3,9	1551-020101601		1551-020101604
Laterale		+13	+9	3,2	1551-020101602		1551-020101605
Canino	con gancio	+7	+11	3,4	1551-020101603		1551-020101606
1° Premolare		-7	0	3,2	1551-020101378		1551-020101383
	con gancio	-7	0	3,2	1551-020101378H		1551-020101383H
2° Premolare		-7	0	3,2	1551-020101379		1551-020101384
	con gancio	-7	0	3,2	1551-020101379H		1551-020101384H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		-1	0	2,9	1551-020101598		1551-020101595
Laterale		-1	0	2,9	1551-020101599		1551-020101596
Canino	con gancio	+10	+5	3,2	1551-020101609		1551-020101607
1° Premolare		-5	+2	3,1	1551-020101610		1551-020101608
	con gancio	-5	+2	3,1	1551-020101610H		1551-020101608H
2° Premolare		-12	+2	3,1	1551-020101622		1551-020101621
	con gancio	-12	+2	3,1	1551-020101622H		1551-020101621H

KIT	Descrizione	.022 x .028
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3	1531-010101338
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 P. modello	1531-010101338H
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 Slim	1531.010101338H
	Ricambi 1 pz	

TECNICA DAMON .022 - LOW TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		+2	+5	3,9	1553-020101611		1553-020101613
Laterale		-5	+9	3,2	1553-020101612		1553-020101614
Canino	con gancio	-7	+11	3,4	1553-020101377		1553-020101382
1° Premolare		-7	0	3,2	1553-020101378		1553-020101383
	con gancio	-7	0	3,2	1553-020101378H		1553-020101383H
2° Premolare		-7	0	3,2	1553-020101379		1553-020101384
	con gancio	-7	0	3,2	1553-020101379H		1553-020101384H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022 x .028	L
Centrale		-6	0	2,9	1553-020101390		1553-020101385
Laterale		-6	0	2,9	1553-020101391		1553-020101386
Canino	con gancio	-6	+3	3,2	1553-020101392		1553-020101387
1° Premolare		-15	+2	3,1	1553-020101624		1553-020101623
	con gancio	-15	+2	3,1	1553-020101624H		1553-020101623H
2° Premolare		-22	+2	3,1	1553-020101620		1553-020101618
	con gancio	-22	+2	3,1	1553-020101620H		1553-020101618H

KIT	Descrizione	.022 x .028
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3	1533-010101345
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 P. modello	1533-010101345H
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5 Slim	1533.010101345H
	Ricambi 1 pz	

MISTRAL K

ATTACCHI AUTOLEGANTI INTERATTIVI

Ottimo controllo rotazionale e resistenza eccellente

L'attacco autolegante interattivo **MISTRAL K**, disponibile sia in metallo che in ceramica, è stato progettato e realizzato con un'ingegneria di precisione micrometrica e con caratteristiche accurate uniche. MISTRAL K consente ai denti di muoversi esattamente come previsto dall'ortodontista. La tecnologia MIM del metallo e la lavorazione precisa consentono di realizzare brackets in metallo con frizione ridotta.

Gancio a palla

parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Sistema di apertura

possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Ingresso arrotondato

dello slot riduce l'attrito dovuto al contatto col filo

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni e aumentare la pressione del filo sulla base dello slot

Frizione ridotta

grazie alla levigatura accurata e al trattamento di superficie dello slot

Bordo arrotondato

che aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Basetta



Sagoma della basetta ideale per un adattamento accurato

Ritenzione a 80 Gauge, basetta angolata a 45°

Marcatura al laser per una identificazione permanente dell'attacco

Apertura clip



Apertura primaria



Apertura secondaria

Profilo basso



Il design e il profilo più basso assicurano un trattamento ortodontico accurato e comfort al paziente



Sequenza fili



Fase Passiva



Fase Interattiva



Fase Attiva



MISTRAL K

TECNICA ROTH .022

ATTACCO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrali		+12	+5	3,0	BMK2R11		BMK2R21
Laterali		+8	+9	2,8	BMK2R12		BMK2R22
Canino	con gancio	-2	+10	3,0	BMK2R13H		BMK2R23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	BMK2R14H		BMK2R24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	BMK2R15H		BMK2R25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrali		-1	+2	2,6	BMK2R41		BMK2R31
Laterali		-1	+2	2,6	BMK2R42		BMK2R32
Canino	con gancio	-11	+7	3,0	BMK2R43H		BMK2R33H
1° Premolare	con gancio	-17	-1	3,0	BMK2R44H		BMK2R34H
2° Premolare	con gancio	-22	-1	3,0	BMK2R45H		BMK2R35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMK2RK6
	Ricambi 1 pz	

STRUMENTI




Per l'apertura della clip

BMCINST



Per apertura e chiusura della clip

BMINST2PLUS





TECNICA BENNETT .022

ATTACCO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrali		+17	+4	3,0	BMK2B11		BMK2B21
Laterali		+10	+8	2,8	BMK2B12		BMK2B22
Canino	con gancio	0	+8	3,0	BMK2B13H		BMK2B23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	BMK2B14H		BMK2B24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	BMK2B15H		BMK2B25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrali		-6	0	2,6	BMK2B41		BMK2B31
Laterali		-6	0	2,6	BMK2B42		BMK2B32
Canino	con gancio	-6	+3	3,0	BMK2B43H		BMK2B33H
1° Premolare	con gancio	-12	+2	3,0	BMK2B44H		BMK2B34H
2° Premolare	con gancio	-17	+2	3,0	BMK2B45H		BMK2B35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMK2BKG
	Ricambi 1 pz	





MISTRAL K


TECNICA NEW BOSTON .018/.022

ATTACCO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Slot	Torque	Ang	Rot	Larghezza	R	.018/.022	L
Centrale		.018	+12	+5	0	3,0	BMKN11		BMKN21
Laterale		.018	+8	+9	0	2,8	BMKN12		BMKN22
Canino	con gancio	.022	0	+8	0	3,0	BMKN13H		BMKN23H
1° Premolare	con gancio	.022	-7	0	0	3,0	BMKN14H		BMKN24H
2° Premolare	con gancio	.022	-7	0	0	3,0	BMKN15H		BMKN25H

INFERIORE		Slot	Torque	Ang	Rot	Larghezza	R	.018/.022	L
Centrali		.018	-1	+2	0	2,6	BMKN41		BMKN31
Laterali		.018	-1	+2	0	2,6	BMKN42		BMKN32
Canino	con gancio	.022	-6	+3	0	3,0	BMKN43H		BMKN33H
1° Premolare	con gancio	.022	-12	+2	0	3,0	BMKN44H		BMKN34H
2° Premolare	con gancio	.022	-17	+2	0	3,0	BMKN45H		BMKN35H

KIT	Descrizione	.018 / .022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMKNKG
	Ricambi 1 pz	



O-EASE

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI - SLOT VERTICALE

Riduce al minimo le operazioni e massimizza il comfort

O-EASE è il trattamento ortodontico più confortevole per il paziente

L'attacco autolegante O-Ease con la sua superficie liscia offre una minore abrasione orale e minor rischio di ferite alla mucosa, garantendo anche la dispersione delle forze. L'asimmetria evita l'interferenza occlusale e garantisce un minor tasso di debonding.

Marchio

marcatura laser sulla base,
marchio di identificazione per
una più facile identificazione



Foro di apertura

sistema di apertura semplificato per ridurre i tempi di trattamento alla poltrona

Materiale Premium

in acciaio inossidabile di altissima qualità, e superficie a specchio ($0,005 \mu\text{m}$) per la massima scorrevolezza del filo all'interno dello slot

Basetta



- Facilità di debonding
- Fabbricata in tecnica MIM per una elevata adesione sul dente a 88 gauge
- Numerata per una più facile identificazione dell'attacco

Apertura e Chiusura



Apertura Spingere verso il basso con un qualsiasi strumento a punta
Chiusura È sufficiente una leggera pressione con le dita

Dispersione della forza

La superficie semi-sferica porta ad una dispersione della forza riducendone a 1/20 il suo impatto sul bracket e, quindi, la percentuale di distacchi.




Legature semplificate Slot verticale



Il funzionamento flessibile trattiene gli elastici in modo efficiente.

Foro per gancio rimovibile utilizzabile anche come slot verticale. L'esclusivo trattamento termico facilita l'inserimento.



Legatura degli elastici con una sola mano

Larghezza individuale O-EASE



Altezza e larghezza del bracket sono state disegnate per adattarsi ai singoli denti in base alle loro caratteristiche fisiche e biomeccaniche, in modo da offrire un minore riassorbimento radicolare e una migliore espressione della rotazione, dell'angolazione e del torque.

O-EASE

TECNICA ROTH .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+12	+5	3,2	1655-020101629		1655-020101632
Laterale	+8	+9	2,8	1655-020101630		1655-020101633
Canino	-2	+11	3,0	1655-020101657		1655-020101658
1° Premolare	-7	0	3,0	1655-020101438		1655-020101443
2° Premolare	-7	0	3,0	1655-020101439		1655-020101444

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	0	2,4	1655-020101638		1655-020101635
Laterale	-1	0	2,4	1655-020101639		1655-020101636
Canino	-11	+3	3,0	1655-020101662		1655-020101659
1° Premolare	-17	+2	2,9	1655-020101663		1655-020101660
2° Premolare	-22	+2	2,9	1655-020101664		1655-020101661

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	1615-010101339
	1 caso (7/7) 28 pz	1635-010101329
	Ricambi 1 pz	

STRUMENTO



Per l'apertura della clip

672/0

TECNICA BENNETT .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+17	+5	3,2	1654-020101435		1654-020101440
Laterale	+10	+9	2,8	1654-020101436		1654-020101441
Canino	-7	+11	3,0	1654-020101437		1654-020101442
1° Premolare	-7	0	3,0	1654-020101438		1654-020101443
2° Premolare	-7	0	3,0	1654-020101439		1654-020101444

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-6	0	2,4	1654-020101450		1654-020101445
Laterale	-6	0	2,4	1654-020101451		1654-020101446
Canino	-6	+3	3,0	1654-020101452		1654-020101447
1° Premolare	-12	+2	2,9	1654-020101453		1654-020101448
2° Premolare	-17	+2	2,9	1654-020101454		1654-020101449

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	1614-010101339
	1 caso (7/7) 28 pz	1634-010101329
	Ricambi 1 pz	



TECNICA DAMON .022 - STANDARD

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+12	+5	3,2	1652-020101629		1652-020101632
Laterale	+8	+9	2,8	1652-020101630		1652-020101633
Canino	2	+11	3,0	1652-020101631		1652-020101634
1° Premolare	-7	0	3,0	1652-020101438		1652-020101443
2° Premolare	-7	0	3,0	1652-020101439		1652-020101444

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	0	2,4	1652-020101638		1652-020101635
Laterale	-1	0	2,4	1652-020101639		1652-020101636
Canino	0	+3	3,0	1652-020101640		1652-020101637
1° Premolare	-12	+2	2,9	1652-020101453		1652-020101448
2° Premolare	-17	+2	2,9	1652-020101454		1652-020101449

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	1612-010101339
	1 caso (7/7) 28 pz	1632-010101329
	Ricambi 1 pz	





TECNICA DAMON .022 - HIGH TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+22	+5	3,2	1651-020101641		1651-020101644
Laterale	+13	+9	2,8	1651-020101642		1651-020101645
Canino	+7	+11	3,0	1651-020101643		1651-020101646
1° Premolare	-7	0	2,9	1651-020101438		1651-020101443
2° Premolare	-7	0	2,9	1651-020101439		1651-020101444

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	0	2,4	1651-020101638		1651-020101635
Laterale	-1	0	2,4	1651-020101639		1651-020101636
Canino	+10	+5	3,0	1651-020101650		1651-020101647
1° Premolare	-5	+2	2,9	1651-020101651		1651-020101648
2° Premolare	-12	+2	2,9	1651-020101652		1651-020101649

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	1611-010101339
	1 caso (7/7) 28 pz	1631-010101329
	Ricambi 1 pz	

TECNICA DAMON .022 - LOW TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+2	+5	3,2	1653-020101653		1653-020101655
Laterale	-5	+9	2,8	1653-020101654		1653-020101656
Canino	-7	+11	3,0	1653-020101437		1653-020101442
1° Premolare	-7	0	3,0	1653-020101438		1653-020101443
2° Premolare	-7	0	3,0	1653-020101439		1653-020101444

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-6	0	2,4	1653-020101450		1653-020101445
Laterale	-6	0	2,4	1653-020101451		1653-020101446
Canino	-6	+3	3,0	1653-020101452		1653-020101447
1° Premolare	-15	+2	2,9	1653-020101663		1653-020101660
2° Premolare	-22	+2	2,9	1653-020101664		1653-020101661

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	1613-010101339
	1 caso (7/7) 28 pz	1633-010101329
	Ricambi 1 pz	

O-EYES

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI

Creato per semplificare la pratica clinica e aiutare gli ortodontisti

O-EYES è la soluzione ortodontica con profilo basso e spazio di legatura ampio.

L'attacco autolegante O-Eyes ha il profilo più basso del 17% rispetto alla maggior parte dei competitors. Espressione accurata di torque e angolazione, grazie alla minore distanza tra lo slot e la base. Comfort del paziente migliorato. Permette l'uso simultaneo del filo di legatura e della catenella elastica.

Superficie liscia

e arrotondata che riduce l'irritazione dei tessuti molli, i carichi masticatori e la ritenzione di cibo e placca. Con la tecnica di lucidatura a specchio dello slot del bracket si riduce l'attrito tra arco e slot e la resistenza al movimento del dente, velocizzando così il trattamento

Materiale Premium

in acciaio inossidabile di altissima qualità, e superficie a specchio ($0,005 \mu\text{m}$) per la massima scorrevolezza del filo all'interno dello slot



Clip

facilità di apertura ed estrema resistenza e stabilità. La clip scorre normalmente anche dopo i test di durata di 10.000 cicli

Facile da legare

alette allungate per incrementare lo spazio per le legature. Permette l'uso simultaneo del filo di legatura e delle catenelle elastiche

Basetta



- Fabbricata in tecnica MIM per una elevata adesione sul dente a 88 gauge
- Numerata per una più facile identificazione dell'attacco

Apertura



Spingere verso il basso con un qualsiasi strumento a punta

Chiusura

È sufficiente una leggera pressione con le dita



Comfort e facilità di distacco

Profilo extra-basso. Angoli della base disegnati per un facile debondaggio e maggior comfort per il paziente.

Performance Straordinaria

Uno speciale sistema di fissaggio all'interno della confezione mantiene gli attacchi nella posizione corretta.



Test del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina hanno evidenziato le eccellenti caratteristiche superficiali e la resistenza superiore all'usura.

Sicurezza e praticità

Uno speciale polimero consente di attaccare il kit su diverse superfici e in diverse posizioni.



TECNICA ROTH .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,2	1655-020101629		1655-020101632
Laterale		+8	+9	2,8	1655-020101630		1655-020101633
Canino	con gancio	-2	+11	3,0	1655-020101657		1655-020101658
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1655-020101438		1655-020101443
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1655-020101439		1655-020101444

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		-1	2	2,4	1655-020101638		1655-020101635
Laterale		-1	2	2,4	1655-020101639		1655-020101636
Canino	con gancio	-11	+7	3,0	1655-020101662		1655-020101659
1° Premolare	con gancio	-17	-1	2,9	1655-020101662		1655-020101660
2° Premolare	con gancio	-22	-1	2,9	1655-020101664		1655-020101661

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	01010135
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	1135-0101329
	Ricambi 1 pz	



STRUMENTO



Per l'apertura della clip

672/0



TECNICA BENNETT .022

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+5	3,2	01010138		01010145
Laterale		+9	+10	2,8	01010139		01010146
Canino	con gancio	-7	+11	3,0	01010140		01010147
Premolari	con gancio	-7	0	3,0	01010143		01010150

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		-6	0	2,4		01010152	
Canino	con gancio	-6	+3	3,0	01010161		01010154
1° Premolare	con gancio	-12	+2	2,9	01010164		01010157
2° Premolare	con gancio	-17	+2	2,9	01010165		01010158

KIT	Descrizione	.022
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	01010131
1 caso	(7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	1134-0101235
Ricambi	1 pz	



TECNICA DAMON .022 - STANDARD

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+5	3,2	1252-0101274		1252-0101279
Laterale		+10	+9	2,8	1252-0101275		1252-0101280
Canino	con gancio	-2	+13	3,0	1252-0101304		1252-0101307
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101278		1251-0101282
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101348		1251-0101349

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		-6	0	2,4	1252-0101341		1252-0101283
Laterale		-6	0	2,4	1252-0101342		1252-0101340
Canino	con gancio	-6	+3	3,0	1252-0101289		1252-0101284
1° Premolare	con gancio	-12	-1	2,9	1252-0101291		1252-0101286
2° Premolare	con gancio	-17	-1	2,9	1252-0101293		1252-0101288

KIT	Descrizione	.022
1 caso	(5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	1212-0101260
1 caso	(7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	1232-0101261
Ricambi	1 pz	





TECNICA DAMON .022 - HIGH TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+22	+5	3,2	1251-0101294		1251-0101297
Laterale		+13	+9	2,8	1251-0101295		1251-0101298
Canino	con gancio	+7	+11	3,0	1251-0101296		1251-0101299
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101278		1251-0101282
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101348		1251-0101349

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		-1	+2	2,4	1251-0101314		1251-0101308
Laterale		-1	+2	2,4	1251-0101344		1251-0101343
Canino	con gancio	+13	+5	3,0	1251-0101301		1251-0101300
1° Premolare	con gancio	-10	+2	2,9	1251-0101291		1251-0101286
2° Premolare	con gancio	-15	+2	2,9	1251-0101293		1251-0101288

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	1211-0101258
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	1231-0101259
	Ricambi 1 pz	

TECNICA DAMON .022 - LOW TORQUE

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,2	1253-0101302		1253-0101305
Laterale		+8	+9	2,8	1253-0101303		1253-0101306
Canino	con gancio	-7	+11	3,0	1253-0101276		1253-0101281
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101278		1251-0101282
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,0	1251-0101348		1251-0101349

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		-6	0	2,4	1252-0101341		1252-0101283
Laterale		-6	0	2,4	1252-0101342		1252-0101340
Canino	con gancio	-11	+7	3,0	1253-0101315		1253-0101309
1° Premolare	con gancio	-17	-1	2,9	1253-0101317		1253-0101311
2° Premolare	con gancio	-22	-1	2,9	1253-0101319		1253-0101313

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	1213-0101262
	1 caso (7/7) 28 pz + gancio su 3/4/5	1233-0101263
	Ricambi 1 pz	



MISTRAL KLEAR

ATTACCHI AUTOLEGANTI INTERATTIVI

Frizione ridotta e maggiore controllo sul movimento dei denti

MISTRAL KLEAR è un sistema di brackets autoleganti estetici.

L'attacco autolegante interattivo MISTRAL KLEAR è stato progettato per combinare una minore frizione durante le fasi di livellamento/allineamento, e un controllo nelle fasi finali ad una eccellente estetica per soddisfare le richieste dei pazienti.

Bordo arrotondato

che unito al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Gancio a palla

parallelo alla base per un maggior comfort del paziente

Sistema di apertura

possibilità di aprire la clip sia dal lato gengivale che dal foro occlusale

Posizionamento accurato

grazie alla linguetta in elastomero colorata, priva di lattice, parallela al bordo incisale del dente

Slot liscio

frizione bassa grazie al trattamento di superficie

Trattamento di superficie

speciale su corpo e ganci per rinforzarli


Corpo traslucido

che si abbina al colore del dente

Spessore della clip

ottimizzato per evitare deformazioni

Basetta



Superficie estesa per aumentare la ritenzione

La base segue la curva del dente

Scanalatura laterale per facilitare il debonding dell'attacco

Strumento

Apertura primaria della clip



Apertura secondaria della clip





MISTRAL KLEAR

TECNICA ROTH .022

ATTACCO ESTETICO AUTOLEGANTE INTERATTIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,4	BMC2R11		BMC2R21
Laterale		+8	+9	3,2	BMC2R12		BMC2R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,4	BMC2R13H		BMC2R23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2R14H		BMC2R24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2R15H		BMC2R25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		-1	+2	3,0		BMC2R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,4	BMC2R43H		BMC2R33H
1° Premolare	con gancio	-17	-1	3,4	BMC2R44H		BMC2R34H
2° Premolare	con gancio	-22	-1	3,4	BMC2R45H		BMC2R35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMC2RK6
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BMC2RK10G
	Ricambi 1pz	

TECNICA BENNETT .022

ATTACCO ESTETICO AUTOLEGANTE INTERATTIVO


SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+4	3,4	BMC2B11		BMC2B21
Laterale		+10	+8	3,2	BMC2B12		BMC2B22
Canino	con gancio	0	+8	3,4	BMC2B13H		BMC2B23H
1° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2B14H		BMC2B24H
2° Premolare	con gancio	-7	0	3,4	BMC2B15H		BMC2B25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	3,0		BMC2B31	
Canino	con gancio	0	+3	3,4	BMC2B43H		BMC2B33H
1° Premolare	con gancio	-12	0	3,4	BMC2B44H		BMC2B34H
2° Premolare	con gancio	-17	0	3,4	BMC2B45H		BMC2B35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BMC2BK6
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BMC2BK10G
	Ricambi 1pz	

STRUMENTI

		Per l'apertura della clip	BMCINST
		Per apertura e chiusura della clip	BMINST2PLUS



S-line™

ATTACCHI AUTOLEGANTI PASSIVI

Estetico in ceramica policristallina

S-LINE è il bracket autolegante in ceramica policristallina più estetico sul mercato.

Ceramica pura al 100%. Attraverso la ricerca e lo sviluppo congiunti tra il Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology (KICET), che possiede la migliore tecnologia ceramica nano del mondo, e il Korea Institute of Science and Technology (KIST), si è realizzato questo prodotto che possiede caratteristiche uniche sia dal punto di vista strutturale che estetico.

Estetica ottimale

L'avanzata tecnologia di produzione della ceramica policristallina offre un'estetica ottimale in armonia con il colore dei denti del paziente

Alette

Il design delle alette consente l'applicazione di legature e catenelle

Rotazione

Larghezza ideale degli attacchi per garantire un trattamento più efficiente e un miglior controllo della rotazione

Profilo basso

Il profilo più basso rispetto ai competitors massimizza l'efficienza del trattamento e aumenta il comfort del paziente

Slot

Il design dello slot a tutto tondo minimizza l'attrito di scorrimento del filo

Bordi arrotondati

La superficie arrotondata garantisce al paziente un eccellente comfort

Basetta




- I sottosquadri creati nella base con un'inclinazione superiore ai 20°, sia verso destra che verso sinistra, massimizzano la forza ritentiva riducendo il numero di distacchi
- Perfetta morfologia della base per una eccellente adesione sul dente e maggiore forza ritentiva

Apertura



Posizionare la punta dello strumento nella fessura della clip e ruotare l'altro terminale a destra o a sinistra.



Per valutare l'efficacia della clip è stata testata più di 1000 volte l'apertura/chiusura.

Chiusura

È sufficiente una leggera pressione con le dita

S.N.P CLIP

Maggiore larghezza della clip

Incrementa il controllo di torque rendendo più efficace il trattamento.



Alta performance della clip

Il maggior spessore della clip ne incrementa la forza tensile rendendo stabile la sua scorrevolezza in fase di apertura e chiusura.

Corpo e clip più stabili

L'eccellente aderenza tra clip e corpo dell'attacco riducono l'infiltrazione di placca o tartaro e il conseguente blocco della stessa.



S-Line




Competitor 1



Competitor 2

Consistenza della clip

Il meccanismo S.N.P disperde le forze durante le fasi di apertura e chiusura per evitare il danneggiamento della clip nonostante l'applicazione di forze eccessive. Il sistema di produzione dell'attacco garantisce anche alla clip durata e forza ottimali.



S-line™

ATTACCO AUTOLEGANTE PASSIVO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+4	3,2	SM22-1117		SM22-2117
Laterale		+10	+8	3,1	SM22-1210		SM22-2210
Canino	con gancio	0	+8	3,3	SM22-1300H		SM22-2300H
Premolari	con gancio	-7	0	3,3	SM22-1407H		SM22-2407H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		-6	0	3,0	SM22-4106		SM22-3106
Canino	con gancio	0	+3	3,3	SM22-4300H		SM22-3300H
1° Premolare	con gancio	-12	+2	3,3	SM22-4412H		SM22-3412H
2° Premolare	con gancio	-17	+2	3,3	SM22-4517H		SM22-3517H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	SM22-55H45
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio Sup. su 3/4/5	SM22-55H45R
	Ricambi 1 pz	



STRUMENTO



Per l'apertura della clip

SL-OT-3

Punte di ricambio 2 pz

SL-OT-3Z

ZEPHYR

ATTACCHI ESTETICI

Estetica e funzionalità

ZEPHYR è un attacco ceramico monocristallino che risulta quasi invisibile grazie alla sua trasparenza. È quindi ideale sia per gli adolescenti che per i pazienti adulti.

La resistenza del materiale e il suo basso grado di frizione consentono l'utilizzo di questi attacchi sui pazienti che cercano una soluzione estetica, consentendo all'ortodontista di trattarli con la massima sicurezza ed efficienza.

Estetico

la ceramica monocristallina è un materiale che consente a questi attacchi di avere una estrema trasparenza e una durezza molto superiore alla ceramica policristallina

Funzionale

resistenza aumentata grazie al rivestimento in particelle di titanio e insieme al taglio al diamante, rendono la scorrevolezza simile a quella di un bracket in acciaio

Confortevole

grazie al profilo basso e al bordo arrotondato per una massima sensazione di comfort

Gancio integrato

con una profonda scanalatura per poter trattenere elastici e legature

Forma della Base anatomica

per una perfetta adesione

Bonding e Debonding

semplificato grazie alla resistenza della base, ottenuta attraverso un trattamento termico speciale e all'impiego del metodo della doppia fusione come rivestimento della sua superficie. Centro della basetta con ritenzione meccanica per una maggior adesione e bordi lisci per un debonding facile e prevedibile



Posizionamento accurato del bracket

Ogni attacco ha un codice colore per l'identificazione del dente e della posizione. La linguetta, in elastomero priva di lattice, facilita il posizionamento, in quanto parallela al bordo incisale del dente



Alette

Alette fornite di ampi sottosquadri per consentire un facile posizionamento di legature e catenelle



TECNICA ROTH .022

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+12	+5	3,2	BZ2R11		BZ2R21
Laterale		+8	+9	2,95	BZ2R12		BZ2R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,5	BZ2R13H		BZ2R23H
Premolari	con gancio	-7	0	3,2	BZ2R14H	BZ2R14	BZ2R24H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		0	0	2,85		BZ2R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,5	BZ2R43H		BZ2R33H
1° Premolare	con gancio	-17	0	3,2	BZ2R44H	BZ2R34	BZ2R34H
2° Premolare	con gancio	-22	0	3,2	BZ2R45H	BZ2R35	BZ2R35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2RKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2RKG
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3	BZ2RK10H
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BZ2RK10G
	Ricambi 1 pz	


TECNICA ROTH .018

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale		+12	+5	3,2	BZ8R11		BZ8R21
Laterale		+8	+9	2,95	BZ8R12		BZ8R22
Canino	con gancio	-2	+8	3,5	BZ8R13H		BZ8R23H
Premolare	con gancio	-7	0	3,2	BZ8R14H	BZ8R14	BZ8R24H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Anteriori		0	0	2,85		BZ8R31	
Canino	con gancio	-11	+7	3,5	BZ8R43H		BZ8R33H
1° Premolare	con gancio	-17	0	3,2	BZ8R44H	BZ8R34	BZ8R34H
2° Premolare	con gancio	-22	0	3,2	BZ8R45H	BZ8R35	BZ8R35H

KIT	Descrizione	.018
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ8RKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ8RKG
	Ricambi 1 pz	





TECNICA BENNETT .022

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+17	+4	3,2	BZ2B11		BZ2B21
Laterale		+10	+8	2,95	BZ2B12		BZ2B22
Canino	con gancio	0	+8	3,5	BZ2B13H		BZ2B23H
Premolare		-7	0	3,2		BZ2B14	
	con gancio				BZ2B14H		BZ2B24H


INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori		-6	0	2,85		BZ2B31	
Canino	con gancio	0	+3	3,5	BZ2B43H		BZ2B33H
1° Premolare		-12	+2	3,2	BZ2B44		BZ2B34
	con gancio				BZ2B44H		BZ2B34H
2° Premolare		-17	+2	3,2	BZ2B45		BZ2B35
	con gancio				BZ2B45H		BZ2B35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2BKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2BKG
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3	BZ2BK10H
	1 caso (5/5) 10 pz inferiore + gancio su 3	BZ2BK110H
	1 caso (5/5) 10 pz superiore + gancio su 3/4/5	BZ2BK10G
	1 caso (5/5) 10 pz inferiore + gancio su 3/4/5	BZ2BK110G
	1 caso (3/3) 12 pz + gancio su 3	BZ2BK12H
	1 caso (3/3) 6 pz superiore + gancio su 3	BZ2BK6H
	Ricambi 1 pz	

TECNICA BENNETT HIGH TQ .022

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale		+22	+5	3,2	BZ2BH11		BZ2BH21
Laterale		+13	+6	2,95	BZ2BH12		BZ2BH22
Canino	con gancio	+11	+8	3,5	BZ2BH13H		BZ2BH23H






TECNICA NEW BOSTON .018/.022

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE	Slot	Torque	Ang	Larghezza	R	.018/.022	L
Centrale	.018	+12	+5	3,2	BZN11		BZN21
Laterale	.018	+8	+9	2,95	BZN12		BZN22
Canino con gancio	.022	0	+8	3,5	BZN13H		BZN23H
Premolari con gancio	.022	0	0	3,2		BZN14	
	.022				BZN14H		BZN24H

INFERIORE	Slot	Torque	Ang	Larghezza	R	.018/.022	L
Anteriori	.018	0	0	2,85		BZN31	
Canino con gancio	.022	0	+3	3,5	BZN43H		BZN33H
Premolari con gancio	.022	0	0	3,2		BZN14	
					BZN24H		BZN14H

KIT	Descrizione	.018/.022
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZNBKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZNKG
	Ricambi 1 pz	




TECNICA EDGEWISE .022

ATTACCO ESTETICO MONOCRISTALLINO IN CERAMICA

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	0	0	3,2		BZ2E11	
Laterale	0	0	3,1		BZ2E12	
					BZ2E13	
Canino con gancio	0	0	3,2	BZ2E13H		BZ2E23H
Premolari con gancio	0	0	3,2		BZ2E14	
				BZ2E14H		BZ2E24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori	0	0	2,85		BZ2E31	
					BZ2E13	
Canino con gancio	0	0	3,2	BZ2E23H		BZ2E13H
Premolari con gancio	0	0	3,2		BZ2E14	
				BZ2E24H		BZ2E14H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso (5/5) 20 pz	BZ2EK
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3	BZ2EKH
	1 caso (5/5) 20 pz + gancio su 3/4/5	BZ2EKG
	Ricambi 1 pz	



VESPER PREMIUM

ATTACCHI GEMELLARI

Precisione, efficienza e comfort migliorato!

VESPER PREMIUM è un attacco costruito con un'esclusiva tecnica di saldatura laser. Realizzato in acciaio 17-4 PH ampiamente utilizzato nel settore medicale, soddisfa i più elevati standard qualitativi a livello mondiale.

Design anatomico

per un maggior comfort del paziente

Massima precisione

dello slot per un risultato più predicibile


Linea Guida

identificazione della linea mediana (asse lungo)

Profilo basso

per un maggiore comfort

Basetta



Basetta anatomica saldata al laser
Una rete con spaziatura di 80 micron
Eccellente aderenza e ritenzione

Codifica colore

per quadrante



TECNICA ROTH .018

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale		+12	+5	3,8	BVTPL-8R-11		BVTPL-8R-21
Laterale		+8	+9	2,9	BVTPL-8R-12		BVTPL-8R-22
Canino					BVTPL-8R-13		BVTPL-8R-23
	con gancio	-2	+11	3,4	BVTPL-8R-13H		BVTPL-8R-23H
Premolari					BVTPL-8R-14		BVTPL-8R-24
	con gancio	-7	0	3,1	BVTPL-8R-14H		BVTPL-8R-24H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale		-1	+2	2,5	BVTPL-8R-41R		BVTPL-8R-31L
Laterale		-1	+2	2,5	BVTPL-8R-42R		BVTPL-8R-32L
Canino		-11	+5	3,2	BVTPL-8R-43		BVTPL-8R-33
	con gancio				BVTPL-8R-43H		BVTPL-8R-33H
1° Premolare		-17	0	3,1	BVTPL-8R-44		BVTPL-8R-34
	con gancio				BVTPL-8R-44H		BVTPL-8R-34H
2° Premolare		-22	0	3,1	BVTPL-8R-45		BVTPL-8R-35
	con gancio				BVTPL-8R-45H		BVTPL-8R-35H

KIT	Descrizione	.018
1 caso	20 pz + gancio su 3	BVTPL-8R-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BVTPL-8R-KG
Ricambi	10 pz	





TECNICA ROTH .022

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+12	+5	3,8	BVTPL-2R-11		BVTPL-2R-21
Laterale	+8	+9	2,9	BVTPL-2R-12		BVTPL-2R-22
Canino	-2	+11	3,4	BVTPL-2R-13		BVTPL-2R-23
con gancio				BVTPL-2R-13H		BVTPL-2R-23H
Premolari	-7	0	3,1	BVTPL-2R-14		BVTPL-2R-24
con gancio				BVTPL-2R-14H		BVTPL-2R-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-1	+2	2,5	BVTPL-2R-41R		BVTPL-2R-31L
Laterale	-1	+2	2,5	BVTPL-2R-42R		BVTPL-2R-32L
Canino	-11	+5	3,2	BVTPL-2R-43		BVTPL-2R-33
con gancio				BVTPL-2R-43H		BVTPL-2R-33H
1° Premolare	-17	0	3,1	BVTPL-2R-44		BVTPL-2R-34
con gancio				BVTPL-2R-44H		BVTPL-2R-34H
2° Premolare	-22	0	3,1	BVTPL-2R-45		BVTPL-2R-35
con gancio				BVTPL-2R-45H		BVTPL-2R-35H

KIT	Descrizione	.022
1 caso	20 pz + gancio su 3	BVTPL-2R-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BVTPL-2R-KG
Ricambi	10 pz	

TECNICA BENNETT .022

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+17	+4	3,8	BVTPL-2B-11		BVTPL-2B-21
Laterale	+10	+8	2,9	BVTPL-2B-12		BVTPL-2B-22
Canino	-7	+8		BVTPL-2B-13		BVTPL-2B-23
con gancio			3,4	BVTPL-2B-13H		BVTPL-2B-23H
con gancio Tq0	0	+8		BVTPL-2B0-13H		BVTPL-2B0-23H
Premolari	-7	0	3,1	BVTPL-2B-14		BVTPL-2B-24
con gancio				BVTPL-2B-14H		BVTPL-2B-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	-6	0	2,5	BVTPL-2B-41R		BVTPL-2B-31L
Laterale	-6	0	2,5	BVTPL-2B-42R		BVTPL-2B-32L
Canino	-6	+3		BVTPL-2B-43		BVTPL-2B-33
con gancio			3,2	BVTPL-2B-43H		BVTPL-2B-33H
con gancio Tq0	0	+3		BVTPL-2B0-43H		BVTPL-2B0-33H
1° Premolare	-12	+2	3,1	BVTPL-2B-44		BVTPL-2B-34
con gancio				BVTPL-2B-44H		BVTPL-2B-34H
2° Premolare	-17	+2	3,1	BVTPL-2B-45		BVTPL-2B-35
con gancio				BVTPL-2B-45H		BVTPL-2B-35H

KIT	Descrizione	.022
1 caso	20 pz + gancio su 3	BVTPL-2B-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BVTPL-2B-KG
1 caso	20 pz + gancio su 3 Tq 0	BVTPL-2B0-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5 Tq 0	BVTPL-2B0-KG
Ricambi	10 pz	

VESPER MINI

ATTACCHI GEMELLARI

Una questione di precisione

VESPER MINI è un attacco gemellare che nasce dalla collaborazione ravvicinata di ortodontisti ed ingegneri. Realizzato in acciaio 17-4 PH ampiamente utilizzato nel settore medicale.

Il disegno di VESPER consente un posizionamento di massima precisione coniugata alla semplicità. La tecnologia produttiva di VESPER è stata studiata per generare un attacco dallo slot estremamente preciso che ha pochi paragoni nell'industria di riferimento.

Linea Guida

la linea centrale attraversa sia il bracket che la basetta per semplificare ulteriormente il posizionamento

Profilo basso

per il comfort ottimale del paziente

Alette

la direzione delle alette è parallela alle pareti dei denti per semplificarne ulteriormente il posizionamento

Larghezza ottimale

mesio distale ottimale per un eccellente controllo

Bordi arrotondati

per un maggior comfort dei pazienti

Trattamento a caldo

per temperare l'acciaio in modo da rinforzare le alette

Torque

sulla base che consente di ridurre le pieghe sul filo e la necessità di riposizionamento degli attacchi


Codifica colore

per quadrante



disponibile
V-Slot

Basetta



- Basetta della dimensione ideale per un più facile posizionamento ed una maggiore forza ritentiva
- La base anatomica, insieme alla linea centrale e alla forma dell'attacco, rendono il posizionamento rapido e preciso
- Curvatura della basetta studiata per aderire perfettamente su ogni dente
- Ritenzione della basetta di 80 gauge per semplificare il bonding, garantendo al contempo un'adesione ottimale



TECNICA ROTH .018

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale	+12	+5	3,2	BV-8R-11		BV-8R-21
Laterale	+8	+9	2,8	BV-8R-12		BV-8R-22
Canino				BV-8R-13		BV-8R-23
con gancio	-2	+11	2,8	BV-8R-13H		BV-8R-23H
Premolari				BV-8R-14		BV-8R-24
con gancio	-7	0	2,8	BV-8R-14H		BV-8R-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Anteriori	-1	0	2,5		BV-8R-31	
Canino				BV-8R-43		BV-8R-33
con gancio	-11	+5	2,8	BV-8R-43H		BV-8R-33H
1° Premolare				BV-8R-44		BV-8R-34
con gancio	-17	0	2,8	BV-8R-44H		BV-8R-34H
2° Premolare				BV-8R-45		BV-8R-35
con gancio	-22	0	2,8	BV-8R-45H		BV-8R-35H

KIT	Descrizione	.018
	1 caso 20 pz + gancio su 3	BV-8R-KH
	1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5	BV-8R-KG
	Ricambi 10 pz	

TECNICA ROTH .022

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+12	+5	3,2	BV-2R-11		BV-2R-21
Laterale	+8	+9	2,8	BV-2R-12		BV-2R-22
Canino				BV-2R-13		BV-2R-23
con gancio	-2	+11	2,8	BV-2R-13H		BV-2R-23H
Premolari				BV-2R-14		BV-2R-24
con gancio	-7	0	2,8	BV-2R-14H		BV-2R-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori	-1	0	2,5		BV-2R-31	
Canino				BV-2R-43		BV-2R-33
con gancio	-11	+5	2,8	BV-2R-43H		BV-2R-33H
1° Premolare				BV-2R-44		BV-2R-34
con gancio	-17	0	2,8	BV-2R-44H		BV-2R-34H
2° Premolare				BV-2R-45		BV-2R-35
con gancio	-22	0	2,8	BV-2R-45H		BV-2R-35H

KIT	Descrizione	.022
	1 caso 20 pz + gancio su 3	BV-2R-KH
	1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5	BV-2R-KG
	Ricambi 10 pz	



TECNICA BENNETT .022

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	+17	+4	3,1	BV-2B-11		BV-2B-21
Laterale	+10	+8	2,8	BV-2B-12		BV-2B-22
Canino	-7	+8	2,9	BV-2B-13		BV-2B-23
con gancio				BV-2B-13H		BV-2B-23H
Torque 0 con gancio				BV-2B-013H		BV-2B-023H
Premolari	-7	0	2,8		BV-2B-14	
con gancio				BV-2B-14H		BV-2B-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriori	-6	0	2,3		BV-2B-31	
Canino	-6	+3	2,9	BV-2B-43		BV-2B-33
con gancio				BV-2B-43H		BV-2B-33H
Torque 0 con gancio				BV-2B-043H		BV-2B-033H
1° Premolare	-12	0	2,8	BV-2B-44		BV-2B-34
con gancio				BV-2B-44H		BV-2B-34H
2° Premolare	-17	0	2,8	BV-2B-45		BV-2B-35
con gancio				BV-2B-45H		BV-2B-35H

KIT	Descrizione	.022
1 caso	20 pz + gancio su 3	BV-2B-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BV-2B-KG
1 caso	20 pz + gancio su 3 Tq 0	BV-2B0-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5 Tq 0	BV-2B0-KG
Ricambi	10 pz	

TECNICA NEW BOSTON V-SLOT (.021" x .025")

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Slot	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale	.018	+12	+5	3,2	BV-N-11	BV-N-21
Laterale	.018	+8	+9	2,8	BV-N-12	BV-N-22
Canino	.022	-2	+11	2,8	BV-N-13	BV-N-23
con gancio					BV-N-13H	BV-N-23H
Premolari	.022	0	0	3,2		BV-N-14
con gancio					BV-N-14H	BV-N-24H

INFERIORE	Slot	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Anteriore	.018	0	0	2,3		BV-N-31
Canino	.022	-6	+5	2,9	BV-N-43	BV-N-33
con gancio					BV-N-43H	BV-N-33H
Premolari	.022	0	0	2,8		BV-N-14
con gancio					BV-N-24H	BV-N-14H

KIT	Descrizione	
1 caso	20 pz + gancio su 3	BV-N-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BV-N-KG
Ricambi	10 pz	



TECNICA ALEXANDER .018

ATTACCO CON ALETTE DI ROTAZIONE

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale		+14	+5	3,6	BV-8A-11	BV-8A-21
Laterale	con gancio	+7	+8	3,3	BV-8A-12H	BV-8A-22H
Canino	con gancio	-3	+10	1,5	BV-8A-13H	BV-8A-23H
1°Premolare	con gancio	-7	0	1,5	BV-8A-14H	BV-8A-24H
2°Premolare	con gancio	-7	0	1,5	BV-8A-15H	BV-8A-25H

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale		-5	0	1,5	BV-8A-31	BV-8A-41
Laterale		-5	0	1,5	BV-8A-32	BV-8A-42
Canino	con gancio	-7	+6	1,5	BV-8A-33H	BV-8A-43H
1°Premolare	con gancio	-11	0	1,5	BV-8A-34H	BV-8A-44H
2°Premolare	con gancio	-17	0	1,5	BV-8A-35H	BV-8A-45H

KIT	Descrizione			
	1 caso	20 pz + ganci		BV-8A-KG
	Ricambi	10 pz		



TECNICA TWEED .022

ATTACCO SINGOLO

SUPERIORE		Torque	Ang	Larghezza	.022
Centrale		0	0	2,5	BV-2T-11
Laterale		0	0	2	BV-2T-12
Canino		0	0	2,5	BV-2T-13
Premolari		0	0	2,1	BV-2T-14

INFERIORE		Torque	Ang	Larghezza	.022
Anteriori		0	0	1,5	BV-2T-31
Canino		0	0	2,5	BV-2T-13
Premolari		0	0	2,1	BV-2T-14

KIT	Descrizione			.022
	1 caso	20 pz		BV-2T-K
	Ricambi	10 pz		



TECNICA RICKETTS STANDARD .018

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale	+22	+5	3,2	BV-8RSB-11	BV-8RSB-21
Laterale	+14	+8	2,8	BV-8RSB-12	BV-8RSB-22
Canino				BV-8RSB-13	BV-8RSB-23
con gancio	+7	+7	2,8	BV-8RSB-13H	BV-8RSB-23H
Premolari				BV-8RS-14	BV-8RS-24
con gancio	0	0	2,8	BV-8RS-14H	BV-8RS-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Anteriori	-1	0	2,3	BV-8RSB-31	
Canino				BV-8RSB-43	BV-8RSB-33
con gancio	+7	+5	2,8	BV-8RSB-43H	BV-8RSB-33H
Premolari				BV-8RS-44	BV-8RS-34
con gancio	0	0	2,8	BV-8RS-24H	BV-8RS-14H

KIT	Descrizione	
	1 caso 20 pz	BV-8RS-K
	1 caso 20 pz + gancio su 3	BV-8RS-KH
	1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5	BV-8RS-KG
	Ricambi 10 pz	

TECNICA RICKETTS BIOPROGRESSIVA .018

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Centrale	+22	+5	3,2	BV-8RSB-11	BV-8RSB-21
Laterale	+14	+8	2,8	BV-8RSB-12	BV-8RSB-22
Canino				BV-8RSB-13	BV-8RSB-23
con gancio	+7	+7	2,8	BV-8RSB-13H	BV-8RSB-23H
Premolari				BV-8RB-14	BV-8RB-24
con gancio	0	0	2,8	BV-8RB-14H	BV-8RB-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	L
Anteriori	-1	0	2,3	BV-8RSB-31	
Canino				BV-8RSB-43	BV-8RSB-33
con gancio	+7	+5	2,8	BV-8RSB-43H	BV-8RSB-33H
1° Premolare				BV-8RB-44	BV-8RB-34
con gancio	-12	+2	2,8	BV-8RB-44H	BV-8RB-34H
2° Premolare				BV-8RB-45	BV-8RB-35
con gancio	-17	+2	2,8	BV-8RB-45H	BV-8RB-35H

KIT	Descrizione	
	1 caso 20 pz + gancio su 3	BV-8RB-KH
	1 caso 20 pz + gancio su 3/4/5	BV-8RB-KG
	Ricambi 10 pz	



TECNICA EDGEWISE .018

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Centrale	0	0	3		BV-8E-11	
Laterale	0	0	2,6		BV-8E-12	
Canino	0	0	2,85		BV-8E-13	
con gancio				BV-8E-13H		BV-8E-23H
Premolari	0	0	2,6		BV-8E-14	
con gancio				BV-8E-14H		BV-8E-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.018	L
Anteriori	0	0	2,3		BV-8E-31	
Canino	0	0	2,85		BV-8E-13	
con gancio				BV-8E-23H		BV-8E-13H
Premolari	0	0	2,6		BV-8E-14	
con gancio				BV-8E-24H		BV-8E-14H

KIT	Descrizione	.018
1 caso	20 pz	BV-8E-K
1 caso	20 pz + gancio su 3	BV-8E-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BV-8E-KG
Ricambi	10 pz	

TECNICA EDGEWISE .022

ATTACCO GEMELLARE

SUPERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Centrale	0	0	3		BV-2E-11	
Laterale	0	0	2,6		BV-2E-12	
Canino	0	0	2,85		BV-2E-13	
con gancio				BV-2E-13H		BV-2E-23H
Premolari	0	0	2,6		BV-2E-14	
con gancio				BV-2E-14H		BV-2E-24H

INFERIORE	Torque	Ang	Larghezza	R	.022	L
Anteriore	0	0	2,3		BV-2E-31	
Canino	0	0	2,85		BV-2E-13	
con gancio				BV-2E-23H		BV-2E-13H
Premolari	0	0	2,6		BV-2E14	
con gancio				BV-2E-24H		BV-2E-14H

KIT	Descrizione	.022
1 caso	20 pz	BV-2E-K
1 caso	20 pz + gancio su 3	BV-2E-KH
1 caso	20 pz + gancio su 3/4/5	BV-2E-KG
Ricambi	10 pz	

COFANETTO ATTACCHI VESPER

- Contenitore elegante molto comodo
- Può contenere 1 caso di attacchi diretti e i tubi per I e II molare
- Semplice identificazione del quadrante
- Fornito di 1 vaschetta di miscelazione per composito
- Interni adesivi

Kit	Q.tà	Codice
1 caso	1 pz	BKP1



COFANETTO ATTACCHI MISTRAL K, MISTRAL KLEAR E ZEPHYR

- Contenitore elegante
- Può contenere 1 caso di attacchi diretti e i tubi per I e II molare
- Semplice identificazione del quadrante
- Fornito di 1 vaschetta di miscelazione per composito
- Richiudibile

Kit	Q.tà	Codice
1 caso	1 pz	BKE1



Ischia



02

Tubi & Bande

Tubi buccali	44
Tubi buccali autoleganti	50
Tubi convertibili	52
Bande anatomiche	54
Tubi da puntare	55
Accessori	57
Bottoni per allineatori	58



SPINNAKER PLUS

TUBI BUCCALI

La migliore scelta clinica per il comfort ottimale del paziente

Il tubo buccale a profilo basso SPINNAKER è un prodotto altamente innovativo, studiato per assicurare i massimi livelli di estetica e comfort.

I tubi SPINNAKER sono costruiti con tecnologia MIM e realizzati per garantire la massima funzionalità dal punto di vista clinico.

Linea Guida

mesio-distale parallela al piano oclusale per facilitare il posizionamento

I MOLARE

Gancio

parallelo alla base in modo da migliorare il comfort del paziente, semplificare il bonding del tubo e ridurre le interferenze oclusali

Entrata a imbuto

per facilitare l'inserimento degli archi da qualsiasi angolazione

Guide laterali

queste due guide, oclusale e gengivale, aiutano a prendere e posizionare il tubo in maniera sicura, semplice e precisa

Profilo basso

design elegante e confortevole per il paziente

Codifica colore

per quadrante



Ottima ritenzione

base retinata (80 gauge) per una tenuta ideale

BASETTA

Dimensioni

la basetta è ampia sui primi molari per garantire la maggior adesione e piccola sui secondi molari per un più facile posizionamento

Eccezionale Adattabilità

la scanalatura e la forma della basetta assicurano ai tubi SPINNAKER straordinaria precisione e forza ritentiva

I tubi diretti Spinnaker Plus sono non convertibili e disponibili per I e II molare



I MOLARE



II MOLARE

Le dimensioni dei tubi per I e II molare sono state studiate per renderli i più confortevoli e funzionali possibili



SPINNAKER PLUS

NON CONVERTIBILI

TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx	
	Roth .022	Singolo	-10	8	I Mol.	sup	TSTPL-SR2-N16	TSTPL-SR2-N26
			-25	0		inf	TSTPL-SR2-N46	TSTPL-SR2-N36
	Roth .022	Singolo	-10	8	II Mol.	sup	TSTPL-SR2-N17	TSTPL-SR2-N27
			-25	0		inf	TSTPL-SR2-N47	TSTPL-SR2-N37
	Bennett .022	Singolo	-14	10	I Mol.	sup	TSTPL-SB2-N16	TSTPL-SB2-N26
			-20	0		inf	TSTPL-SB2-N46	TSTPL-SB2-N36
	Bennett .022	Singolo	-14	10	II Mol.	sup	TSTPL-SB2-N17	TSTPL-SB2-N27
			-10	0		inf	TSTPL-SB2-N47	TSTPL-SB2-N37
	Edgewise .022	Singolo	0	0	I Mol.	sup	TSTPL-SE2-N16	TSTPL-SE2-N26
						inf	TSTPL-SE2-N46	TSTPL-SE2-N36
	Edgewise .022	Singolo	0	0	II Mol.	sup	TSTPL-SE2-N17	TSTPL-SE2-N27
						inf	TSTPL-SE2-N47	TSTPL-SE2-N37

Confezione da 10 pz

Tubi & Bande

45

Spinnaker Plus • Tubi Diretti

KIT	Descrizione	Roth .022	Bennett .022	Edgewise .022
	Kit 6 / 6 40 pz	TSTPL-R2-K6	TSTPL-B2-K6	TSTPL-E2-K6
	Kit 7 / 7 80 pz	TSTPL-R2-K7	TSTPL-B2-K7	TSTPL-E2-K7

PINZA PER BRACKETS E TUBI



Pinza punte fini

AP100F


SPINNAKER PRO 1

TUBI BUCCALI


La migliore scelta clinica per il comfort ottimale del paziente

Il tubo buccale a profilo basso SPINNAKER PRO 1 è un prodotto altamente innovativo, studiato per assicurare i massimi livelli di estetica e comfort.

I tubi SPINNAKER sono costruiti con tecnologia MIM e realizzati per garantire la massima funzionalità dal punto di vista clinico.



I tubi diretti Spinnaker Pro 1 sono non convertibili e disponibili per I e II molare
Le dimensioni dei tubi per I e II molare sono state studiate per renderli i più confortevoli e funzionali possibili



SPINNAKER PRO 1

NON CONVERTIBILI

TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx	
	Roth .022	Singolo	-14 -25	10 4	I Mol.	sup inf	TSP1-SR2-N16 TSP1-SR2-N46	TSP1-SR2-N26 TSP1-SR2-N36
	Roth .022	Singolo	-14 -25	10 4	II Mol.	sup inf	TSP1-SR2-N17 TSP1-SR2-N47	TSP1-SR2-N27 TSP1-SR2-N37
	Roth .018	Singolo	-14 -25	10 4	I Mol.	sup inf	TSP1-SR8-N16 TSP1-SR8-N46	TSP1-SR8-N26 TSP1-SR8-N36
	Roth .018	Singolo	-14 -25	10 4	II Mol.	sup inf	TSP1-SR8-N17 TSP1-SR8-N47	TSP1-SR8-N27 TSP1-SR8-N37
	Bennett .022	Singolo	-14 -20	10 0	I Mol.	sup inf	TSP1-SB2-N16 TSP1-SB2-N46	TSP1-SB2-N26 TSP1-SB2-N36
	Bennett .022	Singolo	-14 -20	10 0	II Mol.	sup inf	TSP1-SB2-N17 TSP1-SB2-N47	TSP1-SB2-N27 TSP1-SB2-N37
	Edgewise .022	Singolo	0	0	I Mol.		TSP1-SE2-N1636	TSP1-SE2-N2646
	Edgewise .022	Singolo	0	0	II Mol.		TSP1-SE2-N1737	TSP1-SE2-N2747
	Edgewise .018	Singolo	0	0	I Mol.		TSP1-SE8-N1636	TSP1-SE8-N2646
	Edgewise .018	Singolo	0	0	II Mol.		TSP1-SE8-N1737	TSP1-SE8-N2747

Confezione da 10 pz

KIT	Descrizione	Roth .022	Roth .018	Bennett .022	Edgewise .022	Edgewise .018
	Kit 6 / 6 40 pz	TSP1-R2-K6	TSP1-R8-K6	TSP1-B2-K6	TSP1-E2-K6	TSP1-E8-K6
	Kit 7 / 7 80 pz	TSP1-R2-K7	TSP1-R8-K7	TSP1-B2-K7	TSP1-E2-K7	TSP1-E8-K7

PINZA PER BRACKETS E TUBI



Pinza punte fini

AP100F

SPINNAKER PRO 2

TUBI BUCCALI

Un'ottima scelta clinica per il comfort ottimale del paziente

Il tubo buccale a profilo basso SPINNAKER PRO 2 è un prodotto innovativo, studiato per assicurare i massimi livelli di estetica e comfort.

I tubi SPINNAKER sono costruiti con tecnologia MIM e realizzati per garantire la massima funzionalità dal punto di vista clinico.

Numerazione

per facilitare l'identificazione

I MOLARE

Gancio

sferico arrotondato
migliora il comfort del paziente
ed evita l'irritazione gengivale

Estensione distale

consente di applicare sul molare
una seconda forza elastica

Entrata a imbuto

per facilitare l'inserimento degli archi
da qualsiasi angolazione

Guide laterali

Queste due guide, occlusale e gengivale, aiutano a prendere e posizionare il tubo in maniera sicura, semplice e precisa

Codifica colore

per quadrante



Ottima ritenzione

Basetta retinata 80 gauge
e sabbiata, per una tenuta ideale

BASETTA



Dimensioni

La basetta è ampia sui primi molari per garantire la maggior adesione e piccola sui secondi molari per un più facile posizionamento

Eccezionale Adattabilità

La scanalatura e la forma della basetta assicurano ai tubi SPINNAKER straordinaria precisione e forza ritentiva

I tubi diretti Spinnaker Pro 2 sono non convertibili e disponibili per I e II molare
Le dimensioni dei tubi per I e II molare sono state studiate per renderli i più confortevoli e funzionali possibili



SPINNAKER PRO 2

NON CONVERTIBILI

TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx	
	Roth .022	Singolo	-14	10	I Mol.	sup	TSP2-SR2-N16	TSP2-SR2-N26
			-25	4		inf	TSP2-SR2-N46	TSP2-SR2-N36
	Roth .022	Singolo	-14	10	II Mol.	sup	TSP2-SR2-N17	TSP2-SR2-N27
			-25	4		inf	TSP2-SR2-N47	TSP2-SR2-N37
	Bennett .022	Singolo	-14	10	I Mol.	sup	TSP2-SB2-N16	TSP2-SB2-N26
			-20	0		inf	TSP2-SB2-N46	TSP2-SB2-N36
	Bennett .022	Singolo	-14	10	II Mol.	sup	TSP2-SB2-N17	TSP2-SB2-N27
			-20	0		inf	TSP2-SB2-N47	TSP2-SB2-N37

Confezione da 10 pz



KIT	Descrizione	Roth .022	Bennett .022
Kit 6 / 6	40 pz	TSP2-R2-K6	TSP2-B2-K6
Kit 7 / 7	80 pz	TSP2-R2-K7	TSP2-B2-K7

PINZA PER BRACKETS E TUBI



Pinza punte fini

AP100F

SPINNAKER SELF PLUS

TUBI BUCCALI AUTOLEGANTI

Frizione ridotta e controllo ottimale sul movimento dei denti

SPINNAKER SELF PLUS è un tubo autolegante altamente innovativo e dalle altissime prestazioni. È realizzato per garantire la massima semplicità e funzionalità. Facilita l'inserimento di archi nei tubi per I1 molari. Ideale da abbinare a qualsiasi attacco autolegante, può essere utilizzato anche in combinazione con attacchi gemellari al posto di un tubo convertibile.

Tubo privo di alette

evita interferenze con i molari superiori e consente di posizionare con precisione il tubo sul punto della corona dei molari inferiori

Gancio

curvo nei superiori e dritto negli inferiori per ottimizzare funzionalità e comfort per il paziente

Clip passiva

clip superiore aperta verso l'occlusione, inferiore verso la gengiva.

Facilità di apertura

della clip

Profilo Basso

per un maggior comfort del paziente

Bordo arrotondato


che insieme al profilo basso aumenta il comfort del paziente durante il trattamento ortodontico

Basetta



- Ritenzione 80 Gauge
- Sagoma ideale per un adattamento accurato

Codifica colore
per quadrante



Kit Spinnaker

- Il Kit viene venduto con 10 tubi per quadrante superiori e inferiori
- È possibile aggiungere anche i II Molari
- Ogni scomparto può contenere sino a 40 tubi



SPINNAKER SELF PLUS

TUBI DIRETTI

Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
Bennett .022	Singolo	-14	10	I Mol. sup	TM-2B-16	TM-2B-26
Bennett .022	Singolo	-20	0	I Mol. inf	TM-2B-46	TM-2B-36
Roth .022	Singolo	-10	8	I Mol. sup	TM-2R-16	TM-2R-26
Roth .022	Singolo	-25	5	I Mol. inf	TM-2R-46	TM-2R-36

Confezione da 5 pz

KIT	Descrizione	Bennett .022	Roth .022
	Kit 6 / 6 40 pz	TM-2B-K6	TM-2R-K6

STRUMENTO



per l'apertura della clip

672/0

SPINNAKER CONVERTIBILE

TUBI CONVERTIBILI

La migliore scelta clinica per il comfort ottimale del paziente

I tubi convertibili SPINNAKER possono essere doppi tondo/rettangolari, singoli e tripli.

Gancio integrato

parallelo alla base per aumentare il comfort. Può essere facilmente piegato per adattarlo alle necessità del clinico

Slot convertibile

per un più facile accesso ai tubi per settimi. Disegnato per una conversione semplice e affidabile

Basetta ideale

con scanalatura vestibolare e ritenzione da 80 gauge

Slot fusi

ad alta precisione che assicurano un'efficace applicazione delle forze e ottimi risultati. Ingresso facilitato per una più semplice inserzione del filo

Singolo



Doppio tondo / rettangolare



Bordi arrotondati

per un maggiore comfort ed una migliore igiene



CONVERTIBILI

TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione		Dx	Sx
	Filo dritto .022	Singolo	-14 -25	10 4	I Mol.	sup inf	TS -SR2-C16 TS -SR2-C46	TS -SR2-C26 TS -SR2-C36
	Filo dritto .022	Doppio .045 occl.	-14 -25	10 4	I Mol.	sup inf	TS -DR2-C16 TS -DR2-C46	TS -DR2-C26 TS -DR2-C36
	Filo dritto .022	Doppio .022H/.018	-14 -25	10 4	I Mol.	sup inf	TS -DDR2-C16 TS -DDR2-C46	TS -DDR2-C26 TS -DDR2-C36
	Bennett .022	Singolo	-14 -20	10 0	I Mol.	sup inf	TS -SB2-C16 TS -SB2-C46	TS -SB2-C26 TS -SB2-C36
	Bennett .022	Doppio .045 occl.	-14 -20	10 0	I Mol.	sup inf	TS -DB2-C16 TS -DB2-C46	TS -DB2-C26 TS -DB2-C36
	Bennett .022	Doppio .022H/.018	-14 -20	10 0	I Mol.	sup inf	TS -DDB2-C16 TS -DDB2-C46	TS -DDB2-C26 TS -DDB2-C36
	Edgewise .022	Singolo	0	0	I Mol.	sup inf	TS -SE2-C1636	TS -SE2-C2646
	Edgewise .022	Doppio .045 occl.	0	6	I Mol.	sup	TS -DE2-C16	TS -DE2-C26

Confezione da 10 pz

SPINNAKER NON CONVERTIBILE

NON CONVERTIBILI

TUBI DIRETTI

Design	Tecnica	Tipologia	Torque	Rot.	Posizione	Slot	Dx	Sx
	Ricketts	Doppio a palla	0	0	I Mol.	.022 .018	TS-DE2-N1636 TS-DE8-N1636	TS-DE2-N2646 TS-DE8-N2646
	Edgewise	Gemellare	0	0	I Mol.	.022	TS-GE2	
	Edgewise	Gemellare	0	0	I Mol.	.018	TS-GE8	
	Edgewise .022	Doppio .045 occl.	0	0	I Mol. sup	.022	TS-D2E-N16	TS-D2E-N26

Confezione da 10 pz

In acciaio inossidabile speciale che unisce elasticità e resistenza

Le Bande anatomiche SPINNAKER 0 sono trattate per fare sì che le pareti e il perimetro occlusale resistano alla deformazione durante l'inserimento della banda sul dente. Tutte le dimensioni sono state studiate in maniera meticolosa per fornire la massima resistenza e garantire un adattamento accurato e sicuro abbinato ad una ritenzione eccellente. Sagomate per eliminare la sporgenza gengivale, sono progettate con un'altezza vestibolare ideale per consentire una maggiore flessibilità nel posizionamento dei tubi buccali e degli attacchi linguali. Per garantire la massima forza di adesione, aumentando la superficie di contatto tra cemento e banda, le pareti interne sono micro-incise. Sono disponibili lisce o prepuntate, superiori e inferiori, destre e sinistre, dalla misura 30 alla 43+.

Tutti i tubi presenti sul catalogo possono essere prepuntati sulle bande, con o senza attacco linguale.

BANDE LISCE E DA PUNTARE

SUPERIORI

Codice	Descrizione		Q.tà
TS-BOU R/L	Lisce	Dx / Sx	ricambi 3 pz
TS-BOPU R/L	Da puntare	Dx / Sx	ricambi 3 pz



INFERIORI

Codice	Descrizione		Q.tà
TS-BOL R/L	Lisce	Dx / Sx	ricambi 3 pz
TS-BOPL R/L	Da puntare	Dx / Sx	ricambi 3 pz



Composizione dei cofanetti di bande Spinnaker 0 per l° molare

	Misura	30	30+	31	31+	32	32+	33	33+	34	34+	35	35+	36	36+	37	37+	38	38+	39	39+	40	40+	41	41+	42	42+	43	43+	Tot x lato
Dimensione Kit																														
Minikit	40					1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1									20
Kit intro	80			1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1					40
Kit completo	150	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	75

- SU ORDINAZIONE -

TECNICA FILO DRITTO

TUBI DA PUNTARE

Design	Descrizione	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
	Tripla .045occl .022 / 018H Convertibile	-14	10	I Mol. sup	TSP-TBR2-C16	TSP-TBR2-C26
	Doppio .045occl .022H Convertibile	-14	10	I Mol. sup	TSP-DBR2-C16	TSP-DBR2-C26
	Doppio .045occl .022H	-14	10	I Mol. sup	TSP-DBR2-N16	TSP-DBR2-N26
	Doppio .022H / 018 Convertibile	-14	10	I Mol. sup	TSP-DDBR2-C16	TSP-DDBR2-C26
	Singolo .022H Convertibile	-14	10	I Mol. sup	TSP-SBR2-C16	TSP-SBR2-C26
	Singolo .022H	-14	10	I Mol. sup	TSP-SBR2-N16	TSP-SBR2-N26
	Singolo .022H	-14	10	II Mol. sup	TSP-SBR2-N17	TSP-SBR2-N27

Confezione da 10 pz

TECNICA BENNETT

TUBI DA PUNTARE

Design	Descrizione	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
	Doppio .045geng .022H Convertibile	-20	0	I Mol. inf	TSP-DB2-C46	TSP-DB2-C36
	Doppio .045geng .022H	-20	0	I Mol. inf	TSP-DB2-N46	TSP-DB2-N36
	Doppio .022H / .018 Convertibile	-20	0	I Mol. inf	TSP-DDB2-C46	TSP-DDB2-C36
	Singolo .022H Convertibile	-20	0	I Mol. inf	TSP-SB2-C46	TSP-SB2-C36
	Singolo .022H	-20	0	I Mol. inf	TSP-SB2-N46	TSP-SB2-N36
	Singolo .022H	-10	0	II Mol. inf	TSP-SB2-N47	TSP-SB2-N37

Confezione da 10 pz

TECNICA ROTH

TUBI DA PUNTARE

Design	Descrizione	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
	Doppio .022H / .018 Convertibile	-25	4	I Mol. inf	TSP-DDR2-C46	TSP-DDR2-C36
	Doppio .045geng .022H Convertibile	-25	4	I Mol. inf	TSP-DR2-C46	TSP-DR2-C36
	Doppio .045geng .022H	-25	4	I Mol. inf	TSP-DR2-N46	TSP-DR2-N36
	Singolo .022H Convertibile	-25	4	I Mol. inf	TSP-SR2-C46	TSP-SR2-C36
	Singolo .022H	-25	4	I Mol. inf	TSP-SR2-N46	TSP-SR2-N36
	Singolo .022H	-25	4	II Mol. inf	TSP-SR2-N47	TSP-SR2-N37

Confezione da 10 pz

TECNICA RICKETTS / EDGEWISE

TUBI DA PUNTARE

Design	Descrizione	Torque	Rot.	Posizione	Dx	Sx
	Doppio .045occl .022H Convertibile	0	0	I Mol. sup	TSP-DE2-C16	TSP-DE2-C26
	Doppio .045occl .022H	0	0	I Mol. sup	TSP-DE2-N16	TSP-DE2-N26
	Doppio .045occl .018H	0	0	I Mol. sup	TSP-DE8-N16	TSP-DE8-N26
	Doppio .018 / .018H	0	0	I Mol. sup inf	TSP-DDE8-N1636	TSP-DDE8-N2646
	Singolo .022H Convertibile	0	0	I Mol. sup inf	TSP-SE2-C1636	TSP-SE2-C2646
	Singolo .022H	0	0	I Mol. sup inf	TSP-SE2-N1636	TSP-SE2-N2646
	Singolo .022H	0	0	II Mol. sup inf	TSP-SE2-N1737	TSP-SE2-N2747

Confezione da 10 pz

DA CEMENTARE

ACCESSORI

Design	Descrizione	Tipologia	Codice	Q.tà
	Bottone linguale	curvo piatto	TS-VBC TS-VBP	10 pz 10 pz
	Bottone linguale alto	curvo	TS-VBCH	10 pz
	Bottone linguale	curvo	TS-VBRC	10 pz
	Bottone linguale	curvo estetico	TS-VBEC	10 pz
	Gancio linguale estetico	curvo estetico	TS-VGEC	10 pz
	Gancio estetico	estetico	TS-VGDE	10 pz
	Gancio base semicircolare	metallico	TS-VGS	10 pz
	Tubo estetico, no Tq / no Rot	curvo estetico	TS-VTEC	10 pz
	Tubo micro	metallico	TS-VTM	10 pz
	Cleat ala di gabbiano	curvo	TS-VCC	10 pz
	Occhiello con catenella in oro	base tonda	TS-VCO	1 pz
	Occhiello con catenella in oro	base ovale	TS-VCOO	1 pz
	Occhiello tondo	piatto	TS-V0	10 pz
	Occhiello monoblocco	piatto	TS-VOM	10 pz
	Bite Connector	metallico	TS-AM	10 pz
	Tongue Trainer	metallico	TS-VTT	10 pz

DA PUNTARE

Design	Descrizione	Tipologia	Codice	Q.tà
	Cleat linguale		TS-VP-165	10 pz
	Tubo linguale*	con inserimento a scatto	TS-L-141	10 pz
	Tubo linguale*	con gancio a palla dx con gancio a palla sx	TS-L-146R TS-L-146L	10 pz

*Questi tubi forniscono un supporto a tutti gli archi linguali quali ad esempio le barre palatali. Possono essere puntati sia sulle bande per primi che per secondi molari. Per doppio filo .036". **ATTENZIONE:** le barre palatali dovrebbero essere legate fermamente al tubo linguale con legature elastiche e metalliche. Un uso improprio potrebbe causare lesioni per aspirazione o ingestione.

PRECISION Aligner Buttons®

BOTTONI PER ALLINEATORI


Estetica, comfort e durata superiori

Progettati specificamente per canini e premolari, i bottoni linguali di precisione offrono estetica, comfort e durata superiori. Realizzati in un materiale ibrido composito-ceramico, il nostro design di seconda generazione migliora l'affidabilità grazie a un cuscinetto di base più ritentivo e a una testa del bottone più robusta, assicurando prestazioni ottimali per tutto il trattamento con allineatori trasparenti. Lega priva di nichel per pazienti allergici



G2 metallo

- Testa del bottone arrotondata e più confortevole
- Curvatura migliorata per adattarsi ai molari
- Profilo più basso per il comfort del paziente
- Stessa superficie massimizzata per la stabilità della ritenzione
- Indicatore nella scanalatura di posizionamento per una facile identificazione



G2 Clear

- Cuscinetto di base più ritentivo
- Profilo più basso
- Struttura del bottone più robusto/meno rotture
- Testa del bottone più liscia per il comfort del paziente



Design	Descrizione	Tipologia	Codice	Q.tà
	Bottone largh. 4,90 x 3,80 mm di altezza	estetico	10-PABCLR2	10 pz
	Bottone Mini largh 4.16 x 3.23 mm di altezza	estetico	10-PABCLR2MINI	10 pz
	Bottone largh. 5,70 x 4,17 mm di altezza	metallico	10-PAB10210	25 pz
	Bottone Mini largh. 4,97 x 3,81 mm di altezza	metallico	10-PABMINI	25 pz

Tacirmina



03

Archi & Molle

Archi termici	62	Fili in acciaio e CB	71
NT Superelastico	64	Acciaio con perni & Loop	72
NT Estetico	66	Acciaio Intrecciato	73
NT Curva di Spee	67	Fili e fibre per retainer	74
NT Double & Linguale	68	Molle	75
Beta Titanio	69	Ganci e Stop	76
Acciaio duro e temperato	70		



SPEKTRA

ARCHI: TIPOLOGIE & PROPRIETÀ

Gli archi **SPEKTRA** sono fabbricati con materiale della più alta qualità per esprimere al meglio le proprie caratteristiche e fornire la corretta elasticità e forza in base alla necessità del clinico. Dotati di una rifinitura eccellente che riduce l'attrito e aumenta il comfort dei pazienti; il torque del filo è controllato per prevenire discrepanze verticali indesiderate. Viene controllata la resistenza di tutti gli archi e vengono lucidati per prevenire rotture e ridurre al minimo la frizione nello slot.

- Copper NT / TH Termico
- NT Superelastico
- NT Double
- Acciaio
- Intrecciati (acciaio)

Vengono usati differenti archi nelle diverse fasi del trattamento.

Nichel Titanio

Disponibili in tre livelli di forza ognuno con proprietà e caratteristiche differenti. I Copper sono termoattivabili ed esercitano una forza leggera, i Superelastici esercitano una forza medio/ leggera e gli SPEKTRA NTD sviluppano la più elevata. Tutti quanti possiedono caratteristiche super elastiche e valori di forza molto inferiori rispetto all'acciaio.

Proprietà degli archi	Rigidità	Forza	Deflessione
Copper NT	●	●	●
NT Superelastico	●	●	●
NT Double	●	●	●

Beta Titanio

Con le loro forze moderate, un ampio range di azione, e la loro eccellente duttilità, questi fili possono essere utilizzati facilmente durante tutte le fasi del trattamento.

Proprietà degli archi	Rigidità	Forza	Deflessione
Beta Titanio	●	●	●

Acciaio

Sono di alta qualità ed esercitano una forza consistente premettendo un buon controllo del bracket. Disponibili in Acciaio duro-elastico, Acciaio Temperato extra duro-elastico resistente a deformazioni e Intrecciati che forniscono una maggiore flessibilità e resistenza alle rotture.


Proprietà degli archi	Rigidità	Forza	Deflessione
Acciaio Standard	●	●	●
Acciaio Temperato	●	●	●
Intrecciati	●	●	●

● molto bassa ● bassa ● relativamente bassa ● moderata ● relativamente alta ● alta ● molto alta

SPEKTRA

ARCHI: FORME

Utilizzare l'arco ideale in ogni situazione può ridurre i tempi di trattamento e alla poltrona e produrre migliori risultati. Per questa ragione Vi offriamo una vasta gamma di tipologie di fili, forme di arcate, forze e misure.



American Form

Questa forma d'arco può essere utilizzata attraverso il trattamento con manipolazioni minime o nulle. Espande leggermente il segmento anteriore per fornire una leggera ipercorrezione che consenta la stabilizzazione dopo la rimozione dell'arco stesso. Ogni arco ha una identificazione distinta e permanente della linea mediana superiore o inferiore.

European Form

Leggermente più stretto rispetto all'American Form nella regione anteriore. Grazie alla curva dell'arcata nel segmento anteriore, la European Form è l'ideale sia per i sistemi di attacchi ad aletta singola sia per i brackets autoleganti per i quali un basso attrito è un fattore fondamentale. Gli archi superiori ed inferiori sono identificati chiaramente con una marchiatura permanente della linea mediana.

Universal Form

Forma sviluppata per le tecniche autoleganti. Posteriormente più ampia per consentire l'espansione totale dell'arcata. Allunga l'arcata riducendo le estrazioni. La forma universale semplifica la gestione delle scorte.

Standard Form

Questa forma classica è limitata solamente agli archi che possono essere rimodellati. Sono sufficientemente lunghi da consentire un certo numero di anse. Gli archi superiori ed inferiori sono identificati chiaramente con una marchiatura permanente della linea mediana. Disponibili in acciaio temperato.

SPEKTRA PREMIUM CP

ARCO COPPER TERMICO IN NT

Elastico con eccellente resistenza alla deformazione permanente.

- Forze di carico più leggere per un più semplice ingaggio dell'arco
- Trasformazione alla temperatura di 35° C
- Forze di scarico costanti che consentono il movimento controllato dei denti per risultati predicibili

Disponibili 3 forme d'arcata con e senza stop. Confezioni individuali da 10 pz



TONDO	AMERICAN FORM		EUROPEAN FORM		UNIVERSAL FORM
Diametro	Upper	Lower	Upper	Lower	
.012	ASTC-A12U	ASTC-A12L	ASTC-E12U	ASTC-E12L	ASTC-U12 S
.013	ASTC-A13U S	ASTC-A13L S	ASTC-E13U	ASTC-E13L	ASTC-U13 S
.014	ASTC-A14U S	ASTC-A14L S	ASTC-E14U	ASTC-E14L	ASTC-U14 S
.016	ASTC-A16U	ASTC-A16L	ASTC-E16U	ASTC-E16L	ASTC-U16 S
.018	ASTC-A18U	ASTC-A18L	ASTC-E18U	ASTC-E18L	ASTC-U18 S
.020	ASTC-A20U	ASTC-A20L	ASTC-E20U	ASTC-E20L	ASTC-U20 S

RETTANGOLARE	AMERICAN FORM		EUROPEAN FORM		UNIVERSAL FORM
Sezione	Upper	Lower	Upper	Lower	
.014 x .025	ASTC-A1425U S	ASTC-A1425L S	ASTC-E1425U	ASTC-E1425L	ASTC-U1425 S
.016 x .016	ASTC-A1616U	ASTC-A1616L	ASTC-E1616U	ASTC-E1616L	ASTC-U1616 S
.016 x .022	ASTC-A1622U	ASTC-A1622L	ASTC-E1622U	ASTC-E1622L	ASTC-U1622 S
.016 x .025	ASTC-A1625U	ASTC-A1625L	ASTC-E1625U	ASTC-E1625L	ASTC-U1625 S
.017 x .025	ASTC-A1725U	ASTC-A1725L	ASTC-E1725U	ASTC-E1725L	ASTC-U1725 S
.018 x .025	ASTC-A1825U S	ASTC-A1825L S	ASTC-E1825U	ASTC-E1825L	ASTC-U1825 S
.019 x .025	ASTC-A1925U	ASTC-A1925L	ASTC-E1925U	ASTC-E1925L	ASTC-U1925 S
.020 x .020	ASTC-A2020U	ASTC-EA2020L	ASTC-E2020U	ASTC-E2020L	ASTC-U2020 S

S Disponibili con stop aggiungendo S dietro al codice

Archi termici in NT con eccellente resistenza alla deformazione permanente.

- Forze di carico più leggere per un più semplice ingaggio dell'arco
- Trasformazione alla temperatura di 27 ° C
- Forze di scarico costanti che consentono il movimento controllato dei denti per risultati predicibili

Confezioni individuali da 10 pz



- AD ESAURIMENTO -

TONDO	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
	Upper	Lower	Upper	Lower
.012			ASPTE12U	ASPTE12L
.014	ASP AE14U	ASP AE14L	ASPTE14U	ASPTE14L
.016	ASP AE16U	ASP AE16L	ASPTE16U	ASPTE16L
.018	ASP AE18U	ASP AE18L	ASPTE18U	ASPTE18L
.020	ASP AE20U	ASP AE20L	ASPTE20U	ASPTE20L

RETTANGOLARE	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
	Upper	Lower	Upper	Lower
.016 x .016	ASP AE1616U	ASP AE1616L	ASPTE1616U	ASPTE1616L
.016 x .022	ASP AE1622U	ASP AE1622L	ASPTE1622U	ASPTE1622L
.017 x .025	ASP AE1725U	ASP AE1725L	ASPTE1725U	ASPTE1725L
.018 x .025	ASP AE1825U	ASP AE1825L	ASPTE1825U	ASPTE1825L
.019 x .025	ASP AE1925U	ASP AE1925L	ASPTE1925U	ASPTE1925L
.021 x .025	ASP AE2125U	ASP AE2125L	ASPTE2125U	ASPTE2125L

SPEKTRA PREMIUM NT

ARCO NT SUPERELASTICO

Dotati di una finitura eccellente che riduce l'attrito, aumenta il comfort dei pazienti, ha un'ottima resistenza alla fatica e alla deformazione permanente.

- Completamente attivo a temperature ambiente
- Eccellente ritorno elastico
- Delicato per i pazienti ma sufficientemente forte per allineare anche i casi più difficili
- Le forze moderate sono una scelta eccellente per le fasi del trattamento iniziali ed intermedie

Confezioni individuali da 10 pz



TONDO				
	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
Diametro	Upper	Lower	Upper	Lower
.012	ASTN-A12U	ASTN-A12L	ASTN-E12U	ASTN-E12L
.014	ASTN-A14U	ASTN-A14L	ASTN-E14U	ASTN-E14L
.016	ASTN-A16U	ASTN-A16L	ASTN-E16U	ASTN-E16L
.018	ASTN-A18U	ASTN-A18L	ASTN-E18U	ASTN-E18L
.020	ASTN-A20U	ASTN-A20L	ASTN-E20U	ASTN-E20L

RETTANGOLARE				
	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
Sezione	Upper	Lower	Upper	Lower
.014 x .025	ASTN-A1425U	ASTN-A1425L	ASTN-E1425U	ASTN-E1425L
.016 x .016	ASTN-A1616U	ASTN-A1616L	ASTN-E1616U	ASTN-E1616L
.016 x .022	ASTN-A1622U	ASTN-A1622L	ASTN-E1622U	ASTN-E1622L
.017 x .025	ASTN-A1725U	ASTN-A1725L	ASTN-E1725U	ASTN-E1725L
.018 x .025	ASTN-A1825U	ASTN-A1825L	ASTN-E1825U	ASTN-E1825L
.019 x .025	ASTN-A1925U	ASTN-A1925L	ASTN-E1925U	ASTN-E1925L
.021 x .025	ASTN-A2125U	ASTN-A2125L	ASTN-E2125U	ASTN-E2125L

SPEKTRA PREMIUM NT BULK

ARCO NT SUPERELASTICO

- Completamente attivo a temperature ambiente
- Eccellente ritorno elastico
- Delicato per i pazienti ma sufficientemente forte per allineare anche i casi più difficili
- Le forze moderate sono una scelta eccellente per le fasi del trattamento iniziali ed intermedie

Confezioni da 100 pz



TONDO

AMERICAN FORM



EUROPEAN FORM



Diametro	Upper	Lower	Upper	Lower
.012	ASTLN-A12U	ASTLN-A12L	ASTLN-E12U	ASTLN-E12L
.014	ASTLN-A14U	ASTLN-A14L	ASTLN-E14U	ASTLN-E14L
.016	ASTLN-A16U	ASTLN-A16L	ASTLN-E16U	ASTLN-E16L
.018	ASTLN-A18U	ASTLN-A18L	ASTLN-E18U	ASTLN-E18L
.020			ASTLN-E20U	ASTLN-E20L

RETTANGOLARE


AMERICAN FORM



EUROPEAN FORM



Sezione	Upper	Lower	Upper	Lower
.016 x .016	ASTLN-A1616U	ASTLN-A1616L	ASTLN-E1616U	ASTLN-E1616L
.016 x .022	ASTLN-A1622U	ASTLN-A1622L	ASTLN-E1622U	ASTLN-E1622L
.017 x .025	ASTLN-A1725U	ASTLN-A1725L	ASTLN-E1725U	ASTLN-E1725L
.018 x .025	ASTLN-A1825U	ASTLN-A1825L	ASTLN-E1825U	ASTLN-E1825L
.019 x .025	ASTLN-A1925U	ASTLN-A1925L	ASTLN-E1925U	ASTLN-E1925L



SPEKTRA

ARCO ESTETICO IN NT



Fili preformati in nichel-titanio con rivestimento estetico naturale

- Aspetto naturale che dura fino al cambio del filo successivo
- Mantiene le proprietà e le caratteristiche prestazionali previste del filo
- Rivestimento solo sulla superficie labiale
- Le leghe di nichel-titanio sono leghe a memoria di forma
- Nichel-titanio superelastico in forme preformate naturali
- Fornisce una forza continua e delicata a un livello costante e ininterrotto per il movimento dei denti
- Riduce il tempo trascorso sulla poltrona prolungando l'intervallo tra una visita e l'altra

Confezioni individuali da 5 pz

TONDO

TOOTH COLOR AMERICAN FORM



Diametro	Upper	Lower
.012	ASTE-12U	ASTE-12L
.014	ASTE-14U	ASTE-14L
.016	ASTE-16U	ASTE-16L
.018	ASTE-18U	ASTE-18L

RETTANGOLARE

TOOTH COLOR AMERICAN FORM



Sezione	Upper	Lower
.016 x .016	ASTE-1616U	ASTE-1616L
.016 x .022	ASTE-1622U	ASTE-1622L
.018 x .025	ASTE-1825U	ASTE-1825L
.019 x .025	ASTE-1925U	ASTE-1925L



SPEKTRA PREMIUM SP

ARCO NT CON CURVA DI SPEE INVERSA

Gli archi SPEKTRA PREMIUM SP con curva inversa sono raccomandati per la chiusura e l'apertura del morso e per correggere irregolarità nella Curva di Spee. Gli archi rettangolari sono ideali per mantenere la chiusura degli spazi post-estrattivi e per fornire forze atte a controbilanciare le catenelle elastiche.

Agiscono nelle tre dimensioni per contrastare movimenti indesiderati del dente causati dalle catenelle, minimizzando così la perdita di tempo dovuta a pieghe dell'arco durante questa fase del trattamento

Confezione da 5 pz



TONDO

CURVA DI SPEE INVERSA



Diametro

Upper

Lower

.016

AST-S16U

AST-S16L

.018

AST-S18U

AST-S18L

RETTANGOLARE

CURVA DI SPEE INVERSA



Sezione

Upper

Lower

.016 x .022

AST-S1622U

AST-S1622L

.017 x .025

AST-S1725U

AST-S1725L

.019 x .025

AST-S1925U

AST-S1925L



SPEKTRA

SPEKTRA NTD

ARCO NT DOUBLE

Presenta una forza leggera e costante con un range di lavoro migliorato, maggiore stabilità dell'arco e un livello di forza più continuo per un periodo di tempo maggiore.

Double accetta curve del 1° e 2° ordine e può essere rimodellato.

Confezioni individuali da 10 pz

- AD ESAURIMENTO -



RETTANGOLARE

EUROPEAN



Sezione	Upper	Lower
.016 x .022	ASD1622U	ASD1622L
.017 x .025	ASD1725U	ASD1725L
.019 x .025	ASD1925U	ASD1925L


SPEKTRA LL

ARCO LINGUALE IN NT

- Archi SPEKTRA LL in nichel-titanio
- Applicano forze ortodontiche leggere e costanti nel tempo
- Trattati in maniera molto accurata per lavorare con il massimo scivolamento nello slot
- Forma a "fungo" tondo superelastico, rettangolare termico che si trasforma alla temperatura di 27°C

Confezione da 2 pz

- AD ESAURIMENTO -



TONDO

SUPERELASTICI



Diametro	Upper	Lower
.013	ASLL13U	ASLL13L
.016	ASLL16U	ASLL16L

RETTANGOLARE

TERMICI



Sezione	Upper	Lower
.016 x .022	ASLL1622U	ASLL1622L



FASE INIZIALE

Molto indicato per l'allineamento dei denti, la chiusura degli spazi e per iniziare l'intrusione e l'apertura della Curva di Spee, la correzione di rotazioni e la forma dell'arcata. Posizionando un filo B-ti rettangolare, si ottiene un controllo della posizione della radice anticipato.

FASE INTERMEDIA

Utilizzando forze moderate, continua l'intrusione e l'apertura della curva di Spee, fornisce un anticipato controllo del torque e consente l'utilizzo di vari metodi di retrazione e chiusura degli spazi. La capacità del B-ti di accettare le anse lo rende un arco eccellente per la retrazione poiché sviluppa forze più costanti e rimane attivo più a lungo rispetto all'acciaio.

FASE DI FINITURA

Il B-Ti è sia abbastanza rigido da mantenere le correzioni finali, che flessibile da permettere alcune piccole correzioni.



Lo SPEKTRA Beta Titanio è una speciale lega formata da: titanio, molibdeno, zirconio e stagno. Eccellente lavorabilità con la metà della forza ma il doppio range di attivazione rispetto all'acciaio. Resistenza, elasticità, versatilità, e minor frizione.

- Indicato per il trattamento di pazienti allergici al Nichel in combinazione con attacchi estetici
- L'ottima rifinitura della superficie migliora le meccaniche di scivolamento

Confezioni individuali da 10 pz



TONDO

AMERICAN FORM

EUROPEAN FORM

Diametro

Upper

Lower

Upper

Lower

.016

ASTB-A16U

ASTB-A16L

ASTB-E16U

ASTB-E16L

.018

ASTB-A18U

ASTB-A18L

ASTB-E18U

ASTB-E18L

RETTANGOLARE

AMERICAN FORM

EUROPEAN FORM

Sezione

Upper

Lower

Upper

Lower

.016 x .022

ASTB-A1622U

ASTB-A1622L

ASTB-E1622U

ASTB-E1622L

.017 x .025

ASTB-A1725U

ASTB-A1725L

ASTB-E1725U

ASTB-E1725L

.019 x .025

ASTB-A1925U

ASTB-A1925L

ASTB-E1925U

ASTB-E1925L

SPEKTRA PREMIUM SS

ARCO IN ACCIAIO DURO ELASTICO

Fabbricati con acciaio inossidabile della più alta qualità per avere una maggior resistenza tensile. Dotati di una finitura eccellente che riduce l'attrito, aumenta il comfort dei pazienti. Il torque del filo è controllato per prevenire discrepanze verticali indesiderate. Può essere saldato.

Disponibili tondi in confezioni da 50 pz e rettangolari in confezioni da 20 pz



TONDO	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
Diametro	Upper	Lower	Upper	Lower
.014	ASTA-A14U	ASTA-A14L	ASTA-E14U	ASTA-E14L
.016	ASTA-A16U	ASTA-A16L	ASTA-E16U	ASTA-E16L
.018	ASTA-A18U	ASTA-A18L	ASTA-E18U	ASTA-E18L
.020	ASTA-A20U	ASTA-A20L	ASTA-E20U	ASTA-E20L

RETTANGOLARE	AMERICAN FORM 		EUROPEAN FORM 	
Sezione	Upper	Lower	Upper	Lower
.016 x .016	ASTA-A1616U	ASTA-A1616L	ASTA-E1616U	ASTA-E1616L
.016 x .022	ASTA-A1622U	ASTA-A1622L	ASTA-E1622U	ASTA-E1622L
.017 x .025	ASTA-A1725U	ASTA-A1725L	ASTA-E1725U	ASTA-E1725L
.018 x .022	ASTA-A1822U	ASTA-A1822L	ASTA-E1822U	ASTA-E1822L
.018 x .025	ASTA-A1825U	ASTA-A1825L	ASTA-E1825U	ASTA-E1825L
.019 x .025	ASTA-A1925U	ASTA-A1925L	ASTA-E1925U	ASTA-E1925L
.021 x .025	ASTA-A2125U	ASTA-A2125L	ASTA-E2125U	ASTA-E2125L


SPEKTRA ST

ARCO IN ACCIAIO TEMPERATO

A differenza di quelli in acciaio standard questi fili passano attraverso uno speciale trattamento ad alta temperatura che fornisce un'addizionale forza tensile e ne riduce la brillantezza. È un eccellente filo quando sono necessarie, le pieghe multiple.

- Acciaio extra duro elastico, temperato, preciso e resistente a deformazioni
- Archi di forma standard

Confezione da 10 pz



RETTANGOLARE	STANDARD FORM 	
Sezione	Upper	Lower
.016 x .016	ASATS1616U	ASATS1616L
.016 x .022	ASATS1622U	ASATS1622L
.018 x .025	ASATS1825U	ASATS1825L
.019 x .025	ASATS1925U	ASATS1925L

ACCIAIO FILO DRITTO

- Acciaio temperato
- Confezionati in stanghette da 35 cm.

Confezione da 10 pz

TONDO

FILO DRITTO

Diametro	35 mm
.014	ASTA-F14
.016	ASTA-F16
.018	ASTA-F18
.036	ASTA-F36

RETTANGOLARE

FILO DRITTO

Sezione	35 mm
.016 x .016	ASTA-F1616
.016 x .022	ASTA-F1622
.017 x .025	ASTA-F1725
.018 x .025	ASTA-F1825
.019 x .025	ASTA-F1925
.021 x .025	ASTA-F2125

SPEKTRA CB

FILO COBALTUM BLUE

Cobaltium® Blue è un filo ortodontico premium in lega avanzata a base di cobalto, progettato per garantire eccellente formabilità, alta resilienza e controllo preciso delle forze nelle applicazioni cliniche che richiedono piegature, saldature e adattamenti complessi.

La sua particolare composizione assicura una morbidezza iniziale ottimale unita a una stabilità meccanica nel tempo, permettendo all'operatore di modellare facilmente il filo prima del posizionamento e di ottenere prestazioni elastiche elevate dopo l'eventuale trattamento termico.

RETTANGOLARE

FILO DRITTO

Sezione	35 mm
.016 x .022	ASTCB-F1622

Vantaggi principali

- Elevata resilienza e mantenimento della forza attiva
- Ottima formabilità e facilità di modellazione
- Alta resistenza alla fatica e alle deformazioni permanenti
- Eccellente saldabilità a bassa temperatura
- Resistenza alla corrosione e materiale non magnetico

Confezione da 10 pz

SPEKTRA PT

ARCO IN ACCIAIO CON PERNI

Perni modellabili, di $\varnothing .032$ inch, saldati all'arco principale, per fornire un punto d'appoggio stabile a catenelle, ausiliari e ganci a J delle trazioni alte. La lunghezza dei perni consente una grande flessibilità nel configurare ganci di varie forme.

Confezioni da 5 pz



- AD ESAURIMENTO -

RETTANGOLARE

UNIVERSAL FORM



Sezione	mm. 28	30	32	34	36	38
.019 x .025	ASP28	ASP30	ASP32	ASP34	ASP36	ASP38

SPEKTRA LP

ARCO IN ACCIAIO CON LOOP

Gli archi in acciaio con loop sono indicati nei seguenti casi: apertura e chiusura degli spazi, ingaggio degli elastici, necessità di Torque aggiuntivo, intrusione o estrusione dei denti anteriori. Ogni arco è fornito di 4 anse.

Confezione da 5 pz



- AD ESAURIMENTO -

RETTANGOLARE

UNIVERSAL FORM



Sezione	mm. 26	28	30	32	34	36	38	40	42
.019 x .025	ASL26	ASL28	ASL30	ASL32	ASL34	ASL36	ASL38	ASL40	ASL42

SPEKTRA

Disponibili varie tipologie di fili intrecciati che offrono una maggiore flessibilità e resistenza alla rottura rispetto agli equivalenti fili in acciaio singoli.

L'ottima qualità ne previene lo sfilacciamento al momento del taglio.

In base alla tipologia di filo sono disponibili:
archi in forma anatomica e fili dritti in stanghette da 35 cm in confezione da 10 pz, e filo in bobina da 9 mt.




TONDO

INTRECCIATI 3

Diametro	Filo dritto
.0155	ASTI3-F155
.0175	ASTI3-F175
.0195	ASTI3-F195

INTRECCIATI 3

- Formati da 3 fili intrecciati
- Altamente elastici ed ampio range di flessione per le prime fasi del trattamento




TONDO

INTRECCIATI 6

Diametro	Filo dritto	Bobina
.0155	ASTI6-F155	
.0175	ASTI6-F175	ASTI6-B175
.0215	ASTI6-F215	

INTRECCIATI 6

- Formati da 6 fili intrecciati
- Possono essere piegati ad angoli acuti senza deformarsi permanentemente
- Sviluppano forze leggere e continue che li rendono ideali durante la fase di livellamento
- Intrecciati strettamente per fornire una superficie liscia



RETTANGOLARE

INTRECCIATI 8

Sezione	Upper	Lower
.021 x .025	ASTI8-2125U	ASTI8-2125L


INTRECCIATI 8

- Formati da 8 fili intrecciati con un'alta resilienza e resistenza alla deformazione
- Meno rigidi di un filo in acciaio e possono essere utilizzati come archi di stabilizzazione nella fase finale del trattamento



FILO PER RETAINER

Da utilizzare per la contenzione alla fine del trattamento, non infastidisce il paziente, in quanto adattabile ed è resistente.



FILO DRITTO		
Sezione	Descrizione	Codice
0,3x0,7	Filo a 7 fili - 15 cm. - Conf. 10 pz	AS-IR

BOBINA		
Sezione	Descrizione	Codice
0,4x0,8	Filo Hard - 99 cm - Conf. 1 pz	AS-IBRH
0,4x0,8	Filo Soft - 99 cm - Conf. 1 pz	AS-IBRS

TENDER FIBER ORTHO

Fibre di vetro preimpregnate immerse in resina fotopolimerizzabile fluorescente, la stessa utilizzata per Enamel Plus.

- Risparmio di tempo e costi minori
- Facile applicazione; viene posizionato in unico appuntamento senza necessità di prendere impronte
- Elasticità simile a quella della dentina
- Ottima adesione sul dente ed estetico, in quanto invisibile
- Indicato per ritenzioni che durano nel tempo e per pazienti con problemi di allergia al metallo




Contenzione: sostituisce la contenzione tradizionale in maniera fissa, comoda ed estetica.



Mantenitore: è fisso e più comodo da posizionare rispetto ad un mantentore tradizionale.

Descrizione	Q.tà	Codice
TENDER FIBER ORTHO	1 pz	ATF11
Fibra di vetro per contenzioni Lunghezza 12 cm. ø 0,8 mm. (1600 fibre)		



Retainer in fibra di vetro superiore: estetico e confortevole. Verificare la pervietà degli spazi interproximali.



Retainer in fibra di vetro inferiore: la rifinitura con gommini diamantati facilita l'igiene orale.

Le molle superelastiche in Nichel Titanio SPEKTRA esercitano una forza leggera e continua per muovere i denti in maniera più efficace ed offrire un maggior comfort al paziente.

- Richiedono meno attivazione rispetto a quelle in acciaio
- Disponibili aperte, chiuse e a spire aperte



MOLLE APERTE IN NT

- Aprono gli spazi per eliminare gli affollamenti e per permettere l'estrusione di denti non erotti
- Possono muovere i denti distalmente o mesialmente e possono essere usate come un Lip Bumper

Forza	Filo	Spira	Lunga	in bobina • 54 cm
60 gr.	.010	x .045	ASTM-NA-L1045	
100 gr.	.009	x .030	ASTM-NA-L930	
150 gr.	.010	x .030	ASTM-NA-L1030	ASTM-NB-1030
250 gr.	.012	x .030	ASTM-NA-L1230	
300 gr.	.014	x .036	ASTM-NA-L1436	



Lunghe: in confezioni da 3 pz da 17 cm.

MOLLE A SPIRE APERTE IN NT

- Fornite di sezioni chiuse ad intermittenza per avere uno stop dopo il taglio
- Confezione da 3 pz da 17 cm.

Forza	Filo	Spira	Lunga
100 gr.	.010	x .045	ASTM-NS-1045



MOLLE CHIUSE IN NT

- Ideali per la retrazione dei canini e degli incisivi
- Estendibile fino a 18 o a 24 mm.
- Confezione da 10 pz



Misura	Filo	Spira	Corta
9 mm.	.010	x .030	ASTM-NC9
12 mm.	.010	x .030	ASTM-NC12

MOLLE IN ACCIAIO

- In acciaio temperato duro
- Forniscono la massima resistenza
- Bobina da 90 cm.


Descrizione	Filo	Spira	Corta
Aperta	.010	x .030	ASTM-AA-B1030
Chiusa	.010	x .030	ASTM-AC-B1030



GANCI E STOP

STOP PER ARCHI

- I Mini Stops possono essere facilmente posizionati in qualsiasi punto del filo dell'arco. Grazie alle loro dimensioni ridotte, sono estremamente confortevoli per i pazienti. Il profilo basso li rende esteticamente gradevoli.
- Disponibili in tre misure.



Diametro	Q.tà	Codice
.022x.028 - 2,2 mm	10 pz	TS-SR2A
.018x.025 - 1,9 mm	10 pz	TS-SR8A
.019 - 2,0 mm	10 pz	TS-ST

GANCI CHIRURGICI

- Ideali per il fissaggio intermascellare post-chirurgico
- Disponibili chiusi o aperti per poter essere posizionati facilmente senza rimuovere l'arco
- Forniscono un buon punto d'aggancio per gli elastici
- Ganci a palla in acciaio duttile per poter essere piegati
- Smussati per un buon comfort del paziente
- Prevengono il distacco di brackets
- Alta resistenza
- Per archi .021 x .025



Descrizione	Q.tà	Codice
da grippare 2,3 mm	10 pz	TS-GPA
da grippare 3,0 mm	10 pz	TS-GPAL
chiuso 2,5 mm	10 pz	TS-GPC

GANCI PER ARCHI

- Forniscono un buon punto d'aggancio per gli elastici
- Aperti per poter essere posizionati facilmente senza rimuovere l'arco
- Lunghezza base 2,4 mm.
- Per archi .021 x .025



Descrizione	Q.tà	Codice
da grippare dx	10 pz	TS-GRAR
da grippare sx	10 pz	TS-GRAL

CHIAVISTELLI STOP LOCK

Lo Sliding Stop Lock, rappresenta il massimo nella versatilità, velocità e comfort. Ideale per tutti i tipi di filo. Disponibile con o senza ganci, è adattabile a tutte le meccaniche. Può essere completamente rimosso quando non è più necessario. Un'opzione eccellente per mantenere ancoraggio, distalizzare molari e fornire uno stop o un gancio ove necessario. Tutte le confezioni comprendono lo strumento.



Descrizione	Q.tà	Codice
chiavistelli dx	10 pz	TS-GCR
chiavistelli sx	10 pz	TS-GCL
chiavistelli senza gancio	10 pz	TS-GC

Tropea




04

Elastomeri & Legature

Elastici
Legature
Catenelle
Elastomeri vari
Legature metalliche

78
81
82
83
84




Elastici Italia

ELASTICI IN LATTICE

Gli elastici sono fabbricati in puro lattice di gomma chirurgico per un'alta elasticità ed inalterabilità ai liquidi del cavo orale e codificati con simboli di città marinare italiane.



ELASTICI INTRAORALI


Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	Ø mm. ≈	Forza
		EIE218	50 Sacchetti da 100 elastici	CEFALÙ		3	Leggera 2 Oz 60 gr.
		EIE2316	50 Sacchetti da 100 elastici	CAMOGLI		4	
		EIE214	50 Sacchetti da 100 elastici	ISCHIA		6	
		EIE2516	50 Sacchetti da 100 elastici	OTRANTO		8	Media 4 Oz 120 gr.
		EIE418	50 Sacchetti da 100 elastici	TAORMINA		3	
		EIE4316	50 Sacchetti da 100 elastici	PORTOFINO		4	
		EIE414	50 Sacchetti da 100 elastici	AMALFI		6	
		EIE4516	50 Sacchetti da 100 elastici	VIESTE		8	
		EIE438	50 Sacchetti da 100 elastici	TROPEA		10	Forte 6 Oz 180 gr.
		EIE618	50 Sacchetti da 100 elastici	SIRACUSA		3	
		EIE6316	50 Sacchetti da 100 elastici	GENOVA		4	
		EIE614	50 Sacchetti da 100 elastici	CAPRI		6	
		EIE6516	50 Sacchetti da 100 elastici	PESCHICI		8	

ELASTICI EXTRAFORTI

Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	ø mm. ≈	Forza
		EIE14516	20 Sacchetti da 50 elastici	ELBA		8	Extraforte 14 Oz 400 gr.
		EIE1438	20 Sacchetti da 50 elastici	VENEZIA		10	
		EIE1412	20 Sacchetti da 50 elastici	ALGHERO		12	

ELASTICI NO LATEX

Ipoallergenici, materiale privo di lattice, eliminano le reazioni allergiche e forniscono la forza equivalente degli elastici standard.



ELASTICI INTRAORALI NO LATEX

Icona	Colore	Codice	Confezione	Nome	Dim. reale	ø inch. ≈	Forza
		EITE-418NL	30 Sacchetti da 100 elastici	TAORMINA NL		1/8	Media 4 Oz 120 gr.
		EITE-4316NL	30 Sacchetti da 100 elastici	PORTOFINO NL		3/16	
		EITE-414NL	30 Sacchetti da 100 elastici	AMALFI NL		1/4	
		EITE-618NL	30 Sacchetti da 100 elastici	SIRACUSANL		1/8	Forte 6 Oz 180 gr.
		EITE-6316NL	30 Sacchetti da 100 elastici	GENOVA NL		3/16	
		EITE-614NL	30 Sacchetti da 100 elastici	CAPRI NL		1/4	

Descrizione	Q.tà	Codice
Tiraelastici	100 pz	800-026



Elastomeri Italia



Gli **Elastomeri Italia** hanno qualità e prestazioni "Made in USA"

- Prodotti interamente negli Stati Uniti, con processi produttivi che garantiscono resistenza, durata e standard qualitativi elevatissimi.
- Ingegneria Dimensionale di Precisione: ogni legatura/catenella è realizzata con estrema accuratezza per assicurare che le forze esercitate siano sempre costanti e affidabili.
- Forza di legatura ideale
- Eccellente recupero elastico: le legature/catenelle mantengono nel tempo un'elevata capacità di ritorno elastico, garantendo un perfetto ingaggio del filo nell'alloggiamento del brackets anche sul lungo periodo.



LEGATURE LEG-O

Sono elastomerici durevoli e di alta qualità. Forze di ingaggio ideali per un facile posizionamento sulle alette dei brackets.

Due dimensioni per un più corretto utilizzo:

- Diametro esterno (O.D.) .120" – ideali per i brackets Premium e Zephyr
- Diametro esterno (O.D.) .115" – consigliati per i brackets Mini






CATENELLE ITALIA

Sono utilizzate per chiudere gli spazi, possono fungere anche da legature.

Sono disponibili standard o Duraforce.



SPAZIATURA	CARATTERISTICHE	
CONTINUA	Maggiore forza di chiusura Utilizzata nell'arcata inferiore	
MEDIA	Forza intermedia Usata sia sull'arcata inferiore che superiore	
LARGA	Forza minore Utilizzata soprattutto nell'arcata superiore	



Legature Italia Leg-0

10 Leg-0

- Progettati con la forza ideale per legare i design dei brackets gemellari più popolari di oggi.
- Diametro esterno (O.D.) .120" / Diametro interno (I.D.) .050"
- 10 legature per stick, confezioni da 40 stick per colore (400 pz)
- Argento, grigio, perla e trasparente 80 stick per colore (800 pz)
- Assortimento 18 colori (5 stick x 900 legature) Ref. [EITL-10K](#)



Colore	40 stick	80 stick	Kit
Trasparente		EITL-10TR	X
Bianco	EITL-10BN		X
Perla		EITL-10PR	X
Perla Azzurra	EITL-10PRA		X
Argento		EITL-10AG	X
Grigio		EITL-10GR	X
Nero	EITL-10NR		X
Rosso fuoco	EITL-10RF		X
Arancio	EITL-10AR		X
Giallo	EITL-10GL		X
Verde chiaro	EITL-10VC		X

Colore	40 stick	Kit
Verde prato	EITL-10VP	
Verde	EITL-10VR	
Acqua	EITL-10AC	X
Turchese	EITL-10TC	X
Celeste	EITL-10CL	X
Blu	EITL-10BL	
Blu marina	EITL-10BM	X
Viola	EITL-10VL	
Lilla	EITL-10LL	X
Rosa Bubblegum	EITL-10RB	X
Fucsia	EITL-10FC	X

24 Leg-0

- Progettati per l'uso con brackets per una sensazione ottimale di fermezza.
- Diametro esterno (O.D.) .115"
- Diametro interno (I.D.) .045"
- 24 legature per stick, confezioni da 20 stick per colore (480 pz)
- Argento, grigio, perla e trasparente 40 stick per colore (960 pz)
- Assortimento 12 colori (4 stick x 1152 legature) Ref. [EITL-24K](#)



Colore	20 stick	40 stick	KIT
Trasparente		EITL-24TR	
Bianco	EITL-24BN		X
Perla		EITL-24PR	
Perla Azzurra	EITL-24PRA		
Argento		EITL-24AG	
Grigio		EITL-24GR	
Nero	EITL-24NR		X
Rosso fuoco	EITL-24RF		X
Arancio	EITL-24AR		X
Giallo	EITL-24GL		
Verde chiaro	EITL-24VC		X

Colore	20 stick	KIT
Verde prato	EITL-24VP	
Verde	EITL-24VR	
Acqua	EITL-24AC	X
Turchese	EITL-24TC	X
Celeste	EITL-24CL	X
Blu	EITL-24BL	
Blu marina	EITL-24BM	X
Viola	EITL-24VL	
Lilla	EITL-24LL	X
Rosa Bubblegum	EITL-24RB	X
Fucsia	EITL-24FC	X

Catenelle



Duraforce

- Fornisce una forza iniziale più leggera rispetto ad una standard, riducendo il trauma al paziente, ma la mantiene per un periodo di tempo più lungo
- Più sottile rispetto ad una standard: lo spessore è di 0,50 mm., rispetto a 0,66 mm., per un più facile inserimento
- **Materiale idrorepellente:** non assorbe la saliva e, di conseguenza, non subisce un processo di degradazione (o corrosione) causato dall'umidità e dagli enzimi salivari. Questa proprietà aiuta a mantenere inalterata la struttura interna e l'elasticità della catenella per un periodo di tempo prolungato.
- **Elasticità a Lungo Termine:** l'assorbimento di fluidi delle catenelle convenzionali può alterare le proprietà meccaniche del materiale, rendendolo meno elastico e più fragile. Non assorbendo la saliva, la catenella Duraforce Micerium conserva le sue proprietà di forza e trazione più a lungo, garantendo un'applicazione costante della forza.
- **Migliore Igiene:** le superfici idrofobiche sono più difficili da colonizzare per i batteri e la placca, contribuendo a mantenere una migliore igiene orale intorno all'apparecchio ortodontico.



Colore	Continua	Media
 Trasparente	EITCD-TRC	EITCD-TRM
 Grigio	EITCD-GRC	EITCD-GRM

Bobina da 1,8 mt.

Standard

- Disponibili in tre diverse spaziature
- Materiale elastomerico di alta qualità e privo di Lattice
- Mantengono a lungo la loro elasticità e colore e hanno un'ottima resistenza
- Spessore 0,66 mm.




Colore	Continua	Media	Larga
 Trasparente	EITC-TRC	EITC-TRM	EITC-TRL
 Perla	EITC-PRC	EITC-PRM	EITC-PRL
 Argento	EITC-AGC	EITC-AGM	EITC-AGL
 Grigio	EITC-GRC	EITC-GRM	EITC-GRL

Bobina da 4,5 mt.

TUBO PROTETTIVO

- Per ricoprire i fili metallici e proteggere la mucosa
 - Particolarmente consigliato sui sezionali
 - Colore trasparente
- Bobina da 3 mt.

Descrizione	Ø interno	Q.tà	Codice
per archi .021 x .025	.027	1 pz	340-305
per Lip Bumper	.045	1 pz	340-306




BARILOTTI DI ROTAZIONE

- Ideali per la rotazione dei singoli denti
- La loro foratura permette l'inserimento nelle alette degli attacchi

Confezione da 100 pz

Colore	Q.tà	Codice
 Trasparente	100 pz	270-021



SEPARATORI PER BANDE

Per separare i denti prima di inserire le bande

- Sono **RADIOPACHI**, ovvero incorporano particelle radiopache che li rendono visibili in bocca ai raggi X
- Esercitano una forza leggera e continua

Descrizione	Colore	Ø esterno	Q.tà	Codice
Singoli	Blu	4,32 mm.	1000 pz	EITV-S



FILO ELASTICO PER LEGATURE

Elastomeri di alta qualità utilizzati per rotazioni e retrazioni

- Disponibile in 2 modelli diversi:
 - filo pieno
 - tubo forato

Bobina da 7,6 mt.

Colore	Descrizione	Q.tà	Ø 025"	Ø 030"
 Trasparente	Filo elastico	1 pz	340-105	340-125
 Trasparente	Tubo elastico	1 pz	340-205	340-225



Legature metalliche

LEGATURE PREFORMATE CORTE

- Diametro 0,25 mm. (.010")
- Tempera morbida
- Alta resistenza
- Disponibile anche estetica


Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.010	Metallica	1000 pz	EITM-C
.012	Estetica	100 pz	EITM-EC



LEGATURE PREFORMATE LUNGHE

- Tempera morbida
- Alta resistenza
- Disponibile anche estetica

Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.008	Metallica	1000 pz	EITM-L08
.009	Metallica	1000 pz	EITM-L09
.010	Metallica	1000 pz	EITM-L10
.011	Metallica	1000 pz	EITM-L11
.012	Metallica	1000 pz	EITM-L12
.012	Estetica	100 pz	EITM-EL



FILO PER LEGATURE IN BOBINA

- Tempera morbida
- Alta resistenza


Misura	Descrizione	500 gr.	40 gr.
.008	Metallica		EIM-B08
.010	Metallica	EITM-B10	EIM-B10
.012	Metallica		EIM-B12



LEGATURE KOBAYASHI

- Con gancio per elastici
- Alta resistenza

Misura	Descrizione	Q.tà	Codice
.012	Corte	100 pz	EITM-KC12
.014	Corte	100 pz	EITM-KC14
.012	Lunghe	100 pz	EITM-KL12
.014	Lunghe	100 pz	EITM-KL14



Venezia



05

No Compliance

Microviti	86
D2 Correttore di Classe II	89
CS5 Correttore Classe II e III	90
Maschere facciali	94



BioTack S™

MICROVITI ORTODONTICHE

Per un trattamento ortodontico efficace

La microvite **BIO TACK S™** è il mini-impianto ortodontico con la migliore stabilità e facilità d'uso. Le due tipologie di design della testa consentono un trattamento efficiente, la forma delle spire fornisce una migliore stabilità primaria.

Con l'uso di Bio Tack S™ potrete sperimentare il miglior trattamento ortodontico.

Passo spira

la stabilità primaria è assicurata da un passo spira conico di 0,7 mm. nella parte superiore del filetto

Corpo conico

corpo in lega di titanio (grado ELI). La lega di titanio garantisce la stabilità biologica e l'eccellenza meccanica, riducendo al minimo il rischio di frattura durante l'impianto

Apice

affilato e robusto. Il design dell'apice riduce il rischio di frattura anche ad angoli inclinati, consentendo una stabilità nella posizione desiderata

Testa

design ridotto al minimo
Maggiore comfort grazie alla minima sensazione di corpo estraneo del paziente con un'altezza ridotta della testa

Collo


liscio con altezza gengivale di 1,5 mm. per il posizionamento buccale o palatale

Forma G/H diritta

la forma della porzione transmucosa diritta riduce al minimo la pressione applicata alla gengiva per un posizionamento stabile

Maggior Resistenza

del corpo. Riduce al minimo il rischio di frattura durante l'inserimento, con una resistenza del corpo migliorata del 30% o più rispetto ai prodotti della concorrenza.



THROUGH HOLE NBTH		Lungh.	ø 1,4 mm.	ø 1,6 mm.	ø 1,8 mm.
	G/H		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	6	NBTH1406S		NBTH1606S	-
	8	NBTH1408S		NBTH1608S	NBTH1808S
	10	-		NBTH1610S	NBTH1810S

La testa arrotondata e a profilo basso minimizza il fastidio al paziente. La marcatura della posizione del foro sulla parte superiore della testa consente l'utilizzo dell'impianto anche in presenza di gengiva spessa. Foro rotondo di ø 0,8 mm che può contenere un filo .022.


BRACKET HEAD NCHO		Lungh.	ø 1,4 mm.	ø 1,6 mm.	ø 1,8 mm.
	G/H		1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	6	-		NCHO1606S	NCHO1806S
	8	NCHO1408S		NCHO1608S	NCHO1808S
	10	NCHO1410S		NCHO1610S	NCHO1810S
	12	-		-	NCHO1812S

Ottima compatibilità con molte sezioni di archi, facilità di posizionamento del filo attraverso lo slot incrociato. Può essere bloccato con le legature elastiche. Consente l'ingaggio di archi, catenelle, elastici etc...



Miniviti

KIT VITI



ORTHO KIT

- Il kit contiene i componenti necessari per l'applicazione clinica delle viti ortodontiche. (Osstem)

ORTHO KIT		KIT IOOKS		RICAMBI
Fresa $\varnothing$ 1,3 mm. - lunghezza 2,50 cm.		IOSDR130S	1	1
Fresa $\varnothing$ 1,3 mm. - lunghezza 2,94 cm.		IOSDR130C	-	1
Fresa $\varnothing$ 1,5 mm. - lunghezza 2,50 cm.		IOSDR150S	1	1
Manico manuale grande	lunghezza 10 cm.	IOUH	1	1
Avvitatore manuale (manico grande)	per small head	IOSSDT	1	1
Avvitatore manuale (manico grande)	per viti standard	IOSDT	1	1
Manico manuale piccolo		ITIDHC	1	1
Avvitatore manuale (manico piccolo)	per viti standard	IOSTDA	1	1
Avvitatore meccanico corto	per small head	IOSSMDA	1	1
Avvitatore meccanico corto	per viti standard	IOSMDA	1	1

IL KIT IOOKS

comprende, gli accessori chirurgici ed ortodontici essenziali, necessari all'operatore per utilizzare da subito la sistemica nelle sue molteplici possibilità

D2

APPLIANCE




CORRETTORE DI CLASSE II

Il dispositivo distalizzante **D2** è stato sviluppato per semplificare il trattamento dei casi di II Classe durante la fase iniziale del trattamento. Il design brevettato D2 porta ad una I Classe grazie alle forze elastiche intraorali. I molari vengono ruotati distalmente nella posizione desiderata. Sfrutta la collaborazione del paziente nella fase iniziale del trattamento. I brackets possono essere posizionati durante o dopo il completamento della correzione di I classe.



Dispositivo per la correzione delle II Classi

- Per il trattamento di casi bilaterali o unilaterali
- Semplice da usare e facile da posizionare
- Riduce il tempo complessivo di trattamento
- Design a basso profilo per un maggiore comfort del paziente
- Set di 2 pz



Per ottenere i migliori risultati con il distalizzatore D2 si consiglia di utilizzare gli elastici da 1/4" per 6 oz. Ref. EIE614 Capri



Descrizione	Q.tà	Codice
Dispositivo D2 in acciaio inox	2 pz	271-600
D2 in acciaio inox per anteriori	2 pz	271-601
D2 in acciaio inox per posteriori+filo	2 pz	271-602
Elastici Capri 1/4" 6 oz - 50 sacchetti	100 pz	EIE614
Elastici Capri No Latex 1/4" 6 oz -30 sacchetti	100 pz	EITE-614NL





CORRETTORE DI CLASSE II E III

Il sistema CS5® crea livelli di forza istantanei e costanti, fornendo una forza più uniforme e costante che funziona meglio e dura più a lungo. Questo sistema Non Compliance per Classi II e III è uno dei più utilizzati al mondo grazie alla sua semplicità, efficacia e convenienza rispetto ad altri sistemi oggi disponibili.

II Classe



III Classe





TRATTAMENTO II CLASSE




Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Michael Williams

TRATTAMENTO III CLASSE



III CLASSE RADIOGRAFIA



Casi clinici gentilmente concessi dal Dr.
Andy Hayes St. Louis, MO

CS® SPRING

Le **CS Spring** in NiTi sono un'esclusiva DynaFlex®, che utilizza una molla a spirale chiusa brevettata a forza istantanea (350 grammi) e un'estremità "key-hole". Appositamente costruita con uno speciale nichel titanio con all'estremità due anelli.



TWIST-LOCK™ PIVOT

Il nuovo perno **Twist-Lock™** è stato abilmente progettato come un componente unico senza parti mobili. Questo garantisce un'installazione senza problemi e migliori prestazioni.




HYBRID SCREW NYLOK™

Le viti ibride sono rivestite con **Nylok™** blu intorno alla filettatura della vite. Questo materiale di grado medico è di colore blu per una facile identificazione e garantisce un montaggio più sicuro. Il rivestimento della filettatura della vite offre resistenza all'allentamento all'interno del perno e sigilla la filettatura della vite in posizione.



MAGNETIC ALLEN PENCIL

Il nuovo strumento **Allen** è stato disegnato e progettato per rendere il posizionamento del sistema CS® veloce e sicuro. Lo strumento Allen viene "caricato" utilizzando un esclusivo magnete. Una volta caricato, utilizza le forze magnetiche per agganciarsi alla vite. La vite è facilmente estraibile dal kit e rimane sullo strumento per il posizionamento e il serraggio nella bocca del paziente.



Descrizione	Q.tà	Codice
Kit 5 pazienti	1 pz	39-T10-5M
CS Spring 10 pz		
Twist-Lock Pivot 20 pz		
Hybrid Screw Nylok™ 20 pz		
Magnetic Allen Pencil 1 pz		
Magnete 1 pz		
CS® Spring 10 mm.	1 pz	38094
Twist-Lock Pivot	1 pz	3810T
Hybrid Screw Nylok™	1 pz	3815-5MC
Magnetic Allen Pencil	1 pz	3823-EM
Magnete	1 pz	3823-500



PROGETTATO SPECIFICAMENTE PER GLI ALLINEATORI

Il CS5® Bondable rappresenta un progresso rivoluzionario nella tecnologia ortodontica. Il CS5® Bondable si lega direttamente al dente, offrendo un'integrazione perfetta che migliora l'efficacia dei trattamenti ortodontici, soprattutto se utilizzato insieme agli allineatori. Grazie a Bondable CS5®, gli ortodontisti possono migliorare i risultati dei loro trattamenti, offrendo ai pazienti la sicurezza di un sorriso splendidamente allineato.

Il Classe



La molla a bassa forza fornisce 150 grammi di forza



Casi clinici gentilmente concessi dal Dr. Michael Williams

CS5® BONDABLE

Il CS5® Bondable, derivato dal suo rinomato predecessore, rappresenta un progresso rivoluzionario nella tecnologia ortodontica. Il CS5® Bondable si lega direttamente al dente, offrendo un'integrazione perfetta che migliora l'efficacia dei trattamenti ortodontici, soprattutto se utilizzato insieme agli allineatori. Dotato dell'innovativo perno Bondable, meticolosamente realizzato per il comfort del paziente con il suo design a basso profilo, questo dispositivo assicura un'esperienza ortodontica fluida e confortevole. La vite a basso profilo in dotazione fissa senza sforzo la molla al perno, semplificando il processo di applicazione per gli ortodontisti. Inoltre, la molla CS5® Bondable è progettata per esercitare una forza delicata ma efficace di soli 150 grammi, facilitando la correzione di casi di Classe II o III con una precisione notevole e un disagio minimo. Con il CS5® Bondable, gli ortodontisti possono migliorare i risultati dei loro trattamenti, offrendo ai pazienti la sicurezza di un sorriso splendidamente allineato.



Descrizione	Q.tà	Codice
Kit 5 pazienti	1 pz	40-LF07
CS5 Bondable Spring 7 mm	10 pz	
Twist-Lock Pivot 20 pz		
Hybrid Screw Nylok™ 20 pz		
Magnetic Allen Pencil 1 pz		
Magnete 1 pz		
CS5 Bondable Spring 10 mm	10 pz	
Twist-Lock Pivot 20 pz		
Hybrid Screw Nylok™ 20 pz	1 pz	40-LF10
Magnetic Allen Pencil 1 pz		
Magnete 1 pz		
Twist-Lock Pivot	1 pz	3810T
Hybrid Screw Nylok™	1 pz	3815-5MC
Magnetic Allen Pencil	1 pz	3823-EM
Magnete	1 pz	3823-500
CS® Spring 10 mm	1 pz	38094
CS® Spring 7 mm	1 pz	38114

Maschere facciali

MASCHERE FACCIALI CON TRAZIONE INVERSA PER III CLASSI

- Per il trattamento di retrusioni mascellari
- Disponibile universale e regolabile
- La versione regolabile è rivestita in ecopelle
- Fornite di chiave esagonale
- Fornite di fasce nicali per una maggior sicurezza

Descrizione	Q.tà	Codice
Maschera facciale universale	1 pz	NC-MFU
Maschera facciale regolabile	1 pz	NC-MF



MASCHERE FACCIALI PROTRUSIVE

L'adattabilità delle maschere facciali regolabili protrusive consentono di controllare l'applicazione di forze direzionali, regolando l'aggancio per gli elastici in modo da sviluppare la forza sul piano desiderato. Appoggio frontale e mentoniera sono completamente regolabili per una adattabilità alla struttura anatomica della maggior parte dei pazienti. La forza di trazione è poi determinata regolando la forza degli elastici per sviluppare forze orizzontali, verso l'alto o verso il basso, come desiderato. Tutte le regolazioni della maschera possono essere effettuate utilizzando la chiave esagonale inclusa. L'imbottitura, dell'appoggio frontale e della mentoniera, garantisce comodità anche per un uso prolungato della maschera. NC-MFPA e NC-MFPT sono fornite di fascia nucale di sicurezza. Disponibile una versione con frontalino e mentoniera in silicone per un maggior comfort del paziente. Si raccomandano elastici di diametro 1/2 inch da 14 oz. EIE1412 o 5/16 da 6 oz. EIE6516 se si desidera utilizzare forze più leggere.

Descrizione	Q.tà	Codice
Maschera protrusiva	1 pz	NC-MFP
Maschera protrusiva + fascia	1 pz	NC-MFPT
Maschera protrusiva in silicone + fascia	1 pz	NC-MFPA





Amalfi

Strumenti



Posizionatore FaqFix	96
Strumenti	97
Tronchesi	98
Strumenti per bande/attacchi	99
Pinze per fili	100
Pinze di utilità	103
Apribocca	106
Specchi	107
Strumenti vari	108



Posizionatore di precisione per brackets ortodontici

E' un posizionatore universale di brackets ortodontici, completamente regolabile, che consente di collocare qualsiasi tipo di attacco ortodontico in modo corretto e nella posizione desiderata annullando gli errori verticali di posizionamento. Sterilizzabile a freddo o in autoclave a 121°. FAQFIX® REVOLUTION è realizzato come altimetro di precisione per il bondaggio dei brackets sul modello per la tecnica indiretta.

- > Regolabile in altezza con blocco
- > Facile da usare (ergonomico)
- > Sicuro
- > Economico



Realizzato in 2 modelli, per denti piatti (incisivi) o cuspidati, per ottenere un contatto puntiforme tra il posizionatore e il dente, annullando basculamenti e in tal modo aumentando la precisione. La forma a "L" e le aperture presenti sia frontalmente che lateralmente consentono una buona presa del posizionatore e una visione adeguata del dente sul quale si interviene.



Descrizione KIT FAQFIX

Posizionatore denti piatti (rosso) 2 pz
Posizionatore denti cuspidati (blu) 2 pz
Cacciavite per regolare l'altezza 1 pz

Codice FAQFIX

CHALLENGER


STRUMENTI

3 Caratteristiche fondamentali: affidabilità, resistenza e durata

Ogni strumento **CHALLENGER** è fabbricato con la massima precisione utilizzando acciaio di alta qualità, per migliorarne le prestazioni e minimizzare il rischio di corrosione. Ogni pezzo viene testato per garantire la fornitura di prodotti altamente affidabili.

Incisi al laser con numero di lotto e capacità di taglio o piega per avere la certezza che venga utilizzato correttamente. Una particolare attenzione è stata messa nello studio ergonomico dello strumento, per rendere semplice l'utilizzo da parte dell'ortodontista. La superficie liscia e levigata facilita la pulizia dello strumento e ne migliora notevolmente la resistenza alla corrosione.

Gli strumenti hanno una garanzia di 1 anno da difetti di fabbricazione.



TRONCHESI

TRONCHESI DISTALI

La forma delle lame consente di tagliare il filo e trattenerne l'estremità distale

Taglia filo soffice e duro

Massima capacità di taglio:

■ fino a .021" x .025" (0,53 x 0,63 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Tronchese distale	1 pz	P1016
Tronchese distale manici lunghi	1 pz	P1016L
Tronchese distale mini manici lunghi	1 pz	P1016ML
Tronchese distale mini a filo	1 pz	P1016MF



P1016/L



P1016ML



P1016MF

TRONCHESE PER FILO DURO E LEGATURE

- Testa larga progettata per garantire una maggiore resistenza meccanica e una lunga durata dello strumento.
- Ideale per il taglio extraorale di fili ortodontici di grosso calibro, assicurando stabilità e affidabilità durante l'utilizzo.
- Può essere utilizzato anche per piegare le estremità degli archi dopo il taglio distale

Taglia filo duro e legature

Massima capacità di taglio:

● fino a .030" (0,76 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Tronchesino per filo duro	1 pz	P7001



TRONCHESINO PER PERNI E LEGATURE

- Punta molto fini per un facile accesso alle aree più difficili da raggiungere
- Molto diffuso per la sua comodità

Taglia filo morbido da legatura ed elastomeri

Massima capacità di taglio:

● fino a .012" (0,30 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Tronchesino miniatura per perni e legature	1 pz	P1002



TRONCHESE ANGOLATO DI 13°

Le punte angolate di 13° migliorano l'accessibilità e la visibilità durante l'uso

Taglia filo medio

Massima capacità di taglio:

● fino a .012" (0,30 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Tronchese angolato	1 pz	P1003



TOGLI BANDE

- Disegnato per la rimozione delle bande posteriori
- Utilizzabile anche per rimuovere gli attacchi diretti
- Dotata di cuscinetto in teflon intercambiabile

Descrizione	Q.tà	Codice
Togli bande	1 pz	P347
Ricambio cuscinetto per P347 ø 2,5 mm	1 pz	P077



ADATTATORI PER BANDE


- Disegnati per una facile inserzione delle bande
- Disponibili in vari modelli (Medesy)

Descrizione	Q.tà	Codice
Adattatore punta triangolare	1 pz	4871
Adattatore punta rettangolare Mershon	1 pz	4870
Adattatore per bande	1 pz	4873




TOGLI BRACKETS A DOPPIA PUNTA

- Disegnati per una rimozione degli attacchi diretti veloce e confortevole (si inseriscono le due punte tra la base del bracket e la superficie del dente favorendone il distacco con facilità)
- Possono essere usati sia mesio-distale che inciso-gengivale



Descrizione	Q.tà	Codice
Togli brackets	1 pz	P346
Togli brackets angolato	1 pz	P346C



TOGLI BRACKETS PER CERAMICA

Disegnato per la rimozione degli attacchi in ceramica

- Fornito di lame, parallele a 3 mm., per una facile rimozione

Descrizione	Q.tà	Codice
Togli brackets per ceramica	1 pz	P301



PER PIEGARE I FILI

PINZA DI ANGLE A BECCO D'UCCELLO

- Pinza molto versatile per piccoli ritocchi agli archi extraorali
- L'inclinazione di 9° dei lati del becco piramidale consente di piegare il filo all'interno

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .020" (0,51 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza a becco d'uccello corto	1 pz	P139



PINZA DI TWEED PER ANSE


- Becco concavo per eseguire anse
- Il becco cilindrico è di tre sezioni (.045, .060 e .075), ognuna lunga .090", con punte fisse

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .021" x .028" (0,53 x 0,71 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Tweed	1 pz	P352



PINZA DI NANCE PER ANSE CHIUSE

- Disegnata con punte a quattro scalini (3,4,5,6 mm.) per formare anse chiuse di varie grandezze

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .022" (0,55 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Nance	1 pz	P302



PINZA HOLLOW CHOP


- Per contornare gli archi
- Per formare archi palatali e ritocchi sui fili

Piega filo leggero

Massima capacità di piega:

- fino a .028" (0,71 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza Hollow Chop	1 pz	P145



PINZA CONCAVA-CONVESSA

- Per formare anse

Piega filo leggero

Massima capacità di piega:

- fino a .022" (0,55 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza Concava-Convessa	1 pz	P208



PINZA DI TWEED PER TORQUE

- Da usare in coppia per dare il torque
- Le lame diventano parallele ad una apertura di .020" per assicurare pieghe accurate di 90°

Piega filo tondo e rettangolare

Massima capacità di piega:

- fino a .021" x .028" (0,56 x 0,71 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Tweed	1 pz	P810



PINZA PER PIEGHE DISTALI

- Si utilizza anche con fili in Nichel Titanio
- Consente di effettuare pieghe distali senza riscaldare i fili
- Effettua un angolo retto alla fine degli archi
- Disegno universale per utilizzo sia sulla semi-arcata destra che sinistra

Massima capacità di piega:

- fino a .021" (0,53 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per pieghe distali	1 pz	P300



PINZE DE LA ROSA

- Disegnate per formare e contornare archi
- Disponibili nella versione con 3 scanalature (per fili .016, .018 e .022) e senza (Medesy)

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .016" (0,41 mm); .018" (0,46 mm); .022" (0,56 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
De La Rosa con scanalature	1 pz	3000/35
De La Rosa liscia	1 pz	3000/34



PER PIEGARE I FILI

PINZA PER PIEGA CENTRALE

- Forma una piega centrale di 1 mm
- Previene ogni movimento del filo

Piega filo rettangolare

Massima capacità di piega:

- fino a .021" x .025" (0,53 x 0,63 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per piega centrale	1 pz	P051



PINZA DI KIM

- Becco concavo per eseguire anse
- Il becco cilindrico è di tre sezioni (.045, .060 e .075) ognuna lunga .090" con punte fisse
- Dotata di tronchese

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .021" x .028" (0,53 x 0,71 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Kim	1 pz	P351



PINZA A TRE BECCHI

- Studiata per modellare ganci e fili
- Le punte sono arrotondate per non sfibrare il filo

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .030" (0,76 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza a tre becchi medi	1 pz	P313



PINZA PER ARCHI LINGUALI

- Disegnata per eseguire pieghe doppie e triple in fili .028 da inserire nei tubi linguiali (Medesy)
- La larghezza delle punte è di .140" che corrisponde alla larghezza dei tubi linguiali per cui i fili piegati vi calzeranno perfettamente

Piega filo tondo

Massima capacità di piega:

- fino a .030" (0,76 mm); .036" (0,91 mm)

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per archi linguiali	1 pz	3000/58



STRUMENTO DISTALE

Per piegare i terminali distali dei fili. Le pieghe distali sono semplici e veloci. È sufficiente inserire la punta dello strumento sul terminale distale dell'arco, portarlo avanti e piegarlo nella direzione desiderata. Raddrizzare le pieghe è altrettanto semplice; con questo strumento si riduce il tempo necessario per il cambio degli archi. (Medesy)

Descrizione	Q.tà	Codice
Strumento distale foro .022	1 pz	AP505
Strumento distale foro .030	1 pz	AP506
Strumento distale foro .022/.030	1 pz	2815



AP505/506



2815



PINZE PER LEGATURE

- Per un facile inserimento delle legature elastiche
- Le punte completamente zigrinate consentono il posizionamento sia delle catenelle che delle legature
- Manico con blocco per una presa salda

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Mathieu	1 pz	P775
Pinza di Mathieu punte curve	1 pz	P775C



P775



P775C



PINZA PER SEPARATORI

- Studiata per inserire con facilità i separatori per bande riducendo altresì i rischi di rottura
- Può essere usata sia per gli anteriori che per i posteriori


Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per separatori	1 pz	P101



PINZA DI HOW

- Comoda per posizionare e rimuovere i fili all'interno del cavo orale
- Dotata di punte zigrinate per una presa stabile del filo, disegnate in modo che la loro linea centrale corrisponda all'asse di rotazione e con becchi arrotondati per non ferire i tessuti

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di How	1 pz	P110



PINZA DI WEINGART


- Ottima pinza di utilità costruita con le punte vicino al centro di rotazione per un miglior bilanciamento
- Le punte sono zigrinate internamente per consentire una presa salda ed arrotondate per non ferire la gengiva

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza di Weingart	1 pz	P158



PINZA UNIVERSALE

- Pinza multiuso
- Per fili fino a .036" (0,91 mm)




Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza Universale	1 pz	P4008



PINZE PER POSIZIONARE BRACKETS E TUBI

- Studiate in modo da tenere i tubi e i brackets con fermezza per poi rilasciarli delicatamente
- La P100 e la P100F possono aiutare l'allineamento dei brackets in fase di bonding grazie alla parte posteriore degli strumenti

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza	1 pz	P100
Pinza punte fini	1 pz	P100F
Pinza per tubi	1 pz	P100T



STRUMENTI DI UTILITÀ

- Zigrinati da un lato per il posizionamento delle bande e curvi dall'altro per la rimozione del cemento in eccesso (Medesy)

Descrizione	Q.tà	Codice
Strumento punta quadrata	1 pz	673
Strumento punta arrotondata	1 pz	673/2C



APPLICATORE PER LEGATURE ELASTICHE

- Facilita l'applicazione delle legature elastiche (Medesy)

Descrizione	Q.tà	Codice
Applicatore per legature	1 pz	674



DIREZIONATORE PER LEGATURE CURVO

- Per inserire e facilitare il posizionamento delle legature elastiche e metalliche (Medesy)


Descrizione	Q.tà	Codice
Direzionatore per legature	1 pz	672/1



MOSQUITO

- Con punte fini e stop sui manici

Descrizione	Q.tà	Codice
Mosquito punte dritte	1 pz	WD1
Mosquito punte curve	1 pz	WD2



PINZA PER CONVERTIBILI

- Studiata per convertire i tubi con estrema facilità, e lavorare meglio sui settimi
- Il cappuccio non viene staccato completamente per evitare di perderlo nel cavo orale
- La pinza è confezionata con 1 lama

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per convertibili	1 pz	P109
Lama di ricambio	1 pz	P109R



PINZA PER GANCI

- Per posizionare i ganci crimpabili sull'arco ortodontico
- Disegnata con due scanalature per mantenere saldamente i ganci e bloccarli sull'arco
- Modello utilizzabile sia per ganci chirurgici, rettangolari e tondi

Descrizione	Q.tà	Codice
Pinza per ganci	1 pz	P107



SPACELIP®

Apribocca per fotografie intraorali

Design ideale che agevola sia le foto laterali che quelle occlusali

- Il corpo centrale del dispositivo consiste in un'impugnatura alle cui estremità sono presenti due supporti a forma di "C" che, una volta inseriti nella bocca del paziente, permettono di divaricare la guancia ed il labbro per maggiore agilità nello scatto fotografico
- Non è necessario lo specchio per via del design che permette di tirare molto senza creare lesioni o fastidi ai pazienti.
- Il prodotto è realizzato in polycarbonato tramite stampa a iniezione.
- È un dispositivo medico di classe I, non contiene lattice ed è riutilizzabile previa sterilizzazione necessaria per l'impiego da un paziente all'altro.

Confezione da 2 pz



Dati Tecnici

Materiale: Polycarbonato

A: estremità per divaricare le guance

B: impugnatura

C: estremità per scostare il labbro




Descrizione	Q.tà	Codice
Apribocca	2 pz	SPACELIP0016
Apribocca colore nero	2 pz	SPACELIP0016N

APRIBOCCA

- Fornisce un'ottima visibilità e lascia il campo libero
- Antiriflesso per le fotografie
- Sterilizzazione a freddo

Descrizione	Q.tà	Codice
Apribocca Mini	2 pz	A3B
Apribocca Medio	2 pz	A2B
Apribocca Dritto Mini	2 pz	A9B
Apribocca Dritto Medio	2 pz	A8B



APRIBOCCA CON FERMALINGUA

- Consente un miglior posizionamento dell'aspirasaliva
- Maggiore accessibilità alla zona da trattare
- Disponibile in 3 misure

Descrizione	Q.tà	Codice
Apribocca misure assortite	3 pz	COSMR3
Apribocca Small	3 pz	COSMR3S
Apribocca Medium	3 pz	COSMR3M
Apribocca Large	3 pz	COSMR3L



SPECCHI PER FOTOGRAFIE INTRAORALI

Ogni specchio viene trattato con oltre 50 micro strati di materiale riflettente secondo un procedimento brevettato di deposizione sotto vuoto. Questo consente di ottenere degli specchi che non hanno la fastidiosa retro riflessione e sono molto più chiari e brillanti degli specchi rodiali.

Descrizione	Q.tà	Codice
Specchio per foto Buccali doppio	1 pz	RI750
Specchio per foto Buccali intraorali	1 pz	RI700
Specchio per foto Occlusali intraorali	1 pz	RI600



STRUMENTI VARI

ALTIMETRI

- Per trovare la corretta altezza degli attacchi, disponibili nei modelli in acciaio:
- a stella: 3,5 - 4 - 4,5 - 5 mm.
- a stilo: 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5,0 - 5,5 mm.


Descrizione	Q.tà	Codice
Altimetro a stella	1 pz	P200S
Altimetro a stilo .018	2 pz	P201-18
Altimetro a stilo .022	2 pz	P201-22



DINAMOMETRO

- Strumento di precisione disegnato per misurare le forze ortodontiche sia in trazione che in pressione
- Misura da 0 a 16 oz. (448 gr.)
- Lato a uncino per tirare, altro lato per spingere

Descrizione	Q.tà	Codice
Dinamometro	1 pz	P501



PORTAPINZE

- Portapinze per pinze e vari strumenti
- Pratici e funzionali

Descrizione	Q.tà	Codice
Portapinze in plastica	1 pz	P836
Portapinze verticale in metallo	1 pz	P835



Portofino



07 Attrezzature

CLed2 Lampada	110
Ray Scan Alpha	111
Workflow Zebris	112
Scanner intraorale Medit	113
Lavatrice ad ultrasuoni	114
Sabbiatrica Dentoprep	114



Lampada fotopolimerizzatrice e rilevatore di placca e carie

La lampada è stata prodotta con LED 10 W ad altissima luminosità, di due frequenze diverse. La lunghezza d'onda della luce di CLED2 è compresa tra 390-480 nm con picchi di 405/460 nm; l'intensità può raggiungere 2400mW / cm². Può polimerizzare in 2 secondi uno strato di composito di oltre 2 mm. Queste caratteristiche consentono di agire efficacemente anche con i foto-iniziatori fenil propanedione (PPD) e il Lucirine TPO D.

Vantaggi con un tocco

- Low 600 mW/cm²
- Ramp 1000 mW/cm²
- Standard 1000 mW/cm²
- High 1800 mW/cm²
- Turbo 2400 mW/cm²
- Fast Ortho 1800 mW/cm²
- Rilevazione placca 250 mW/cm²
- Rilevazione carie 350 mW/cm²

Gestione del calore


il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo

Radiometro integrato

display OLED, facile controllo dell'intensità

Batteria a cartucce

design innovativo e semplicità nella sostituzione



Modalità	Applicazione
LOW	Dente e resina composita
RAMP	Incrementale. Ampie aree di resina composita, per evitare retrazione (distacco)
STANDARD	Maggior parte dei casi
HIGH	Per ortodonzia o odontoiatria pediatrica
TURBO	Cementi dentali, veneer in porcellana, perni in fibra
FAST ORTHO	Per bande e bracket
RILEVAZIONE PLACCA	Ideale per la rilevazione della placca dentale. Placca e tartaro saranno localizzati dalla colorazione rossa della luce fluorescente
RILEVAZIONE CARIE	Ideale per rilevare la carie. La rilevazione della carie, con presenza di carica batterica, viene rilevata dalla colorazione rossa della luce fluorescente o dalla presenza di macchie scure
REF. CLED2	Lampada CLED 10 W LED - 240 V

La tomografia di alta gamma con funzioni esclusive

Sistema multifunzionale "espandibile" a Tele, disponibile in 21 versioni: l'eccellenza in radiologia è firmata

Teleradiografia SCAN a basso dosaggio

- 2 formati: 18x22,5 e 26x22,5 cm.
- Esame ultrarapido 3,6 sec.
- Esami standard e alta risoluzione

Funzione preview immagini

consente la ripetizione immediata dell'esame

Alpha

3 in 1 - 10x10 MultiFOV

Alpha Plus

3 in 1 - 16x10 FOV libero

Studio

5 in 1 - 20x20 FOV libero

Teleradiografia One shot

- 2 formati (33x33 o 30x25 cm.)
- Esposizione solo 0,3 sec.

Ampio Monitor Touch Screen da 10"

Telecomando wireless multifunzione



Predisposto per bambini o pazienti disabili



WORKFLOW

IL "DIGITAL WORKFLOW" COMPLETO DI MICERIUM

Sistema multifunzionale 3D "espandibile"
a Tele, disponibile in 21 versioni: l'eccellenza in radiologia



Descrizione	Q.tà	Codice
Zebris JMA Optic system 3.0:	1 pz	SD522151
Articolatore ed esportazione dati		
Arco facciale elettronico solo USB		
Sensore mascella inferiore a batteria		
Arco a C (registrazione dei punti di riferimento)		
Supporto da tavolo		
Software analitico WINJAW+ con modulo articolatore base e esportazione dei dati		
Base con caricatore ad induzione senza filo		
Pulsante e comando a pedale senza filo		
Attacchi e Borsa per trasporto		

Vari moduli del software aggiuntivi. L'analizzatore è compatibile con tutti i PC convenzionali con sistema operativo Windows 10

SCANNER INTRAORALE

Medit rende l'esperienza di scansione confortevole sia per il dentista che per il paziente. Con il potente hardware e il software intelligente, Medit è la chiave per liberare il pieno potenziale della tua clinica. Il nuovo design monoblocco assicura un equilibrio perfetto ed elimina ogni preoccupazione di contaminazione. A differenza della maggior parte degli scanner sul mercato, può essere collegato direttamente al PC utilizzando il cavo di alimentazione oppure senza hub e cavi aggiuntivi. Questa nuova funzionalità migliora la mobilità e la manutenzione.



i700



i600



i900

Descrizione	Q.tà	Codice
Scanner intraorale i700	1 pz	I700
Scanner intraorale i700 wireless	1 pz	I700W
Scanner intraorale i600	1 pz	I600
Scanner intraorale i900	1 pz	I900
Scanner intraorale i900 classic	1 pz	I900c

Attrezzature

LAVATRICE AD ULTRASUONI BIOSONIC UC300

Capacità di pulizia e versatilità ottimale dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza.

VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con cestelli portastrumenti di grandi dimensioni o di medie dimensioni per pulizia a ciclo continuo
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti e protesi
- Utilizzabile con qualsiasi sistema di cassette di sterilizzazione: Hu-Friedy*, Thompson*, ZIRC, Whaledent UC70

*marchi commerciali non distribuiti da Micerium



UC300



UC311+UC330+UC53



UC311

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 31,1 x 48,2 x 30,5 cm.
Dimensioni Vasca	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 22,9 x 35,6 x 17,1 cm.
Capacità Vasca	14.4 Litri
Riempimento	11.0 Litri
Assorbimento	300 Watt
Frequenza operativa	40 KHz

Descrizione	Q.tà	Codice
LAVATRICE AD ULTRASUONI con scarico e timer fornita con coperchio	1 pz	UC300
Cestello grande	1 pz	UC310
Cestello piccolo	1 pz	UC311
Coperchio di posizione per due bicchieri	1 pz	UC330
Bicchieri 600 ml. con coperchio	1 pz	UC53

SABBIATRICE DENTO-PREP

Completamente in acciaio. Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.

Descrizione	Q.tà	Codice
Dento-Prep Sabbiatrice orale da studio	1 pz	RON1900
Ossido di alluminio 50 micron	1 kg	RON1906
Connettore Dento-Prep 6 mm.	1 pz	RON1926
DENTO-PREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 W Sistema aspirante per sabbiatrice con interno illuminato	1 pz	RON1903



Cefalù



08

Prodotti Vari

Lime per Stripping
Fotografia Digitale
Sbiancamento
Prodotti vari
Compositi
Colore digitale
Igiene orale

116
118
122
124
125
128
129



OK-STRIPS

LIME PER STRIPPING INTERPROSSIMALE

Le **OK-STRIPS** si utilizzano con un manipolo di tipo EVA. Ideale per stripping interprossimale per allineatori e trattamenti dentali. Le lime oscillanti consentono di effettuare una riduzione controllata interprossimale dello smalto.

Codice identificativo
Tipologia e granulometria



Lima
Mono o bilaterale

Codice colore

- 15 μ m
- 25 μ m
- 40 μ m
- 60 μ m

Standard



Sono disponibili bilaterali e monolaterali. Nelle confezioni delle monolaterali sono presenti sia le destre che le sinistre

Hole




Disponibili bilaterali, sono più flessibili rispetto a quelle standard.

Saw Blade




Disponibile bilaterale, è ideale per aprire rapidamente i punti di contatto. Disegnata per prevenire qualsiasi danno ai tessuti molli.

Proxofile



Disponibili bilaterali, sono indicate per la rimozione del composito, nei casi protesici e in ortodonzia, e per la rifinitura dei denti dopo lo stripping.

OK-STRIPS



I manipoli dentali e le strisce OK-Strips sono molto sensibili agli urti esterni, si raccomanda di non applicare una forza eccessiva e utilizzare la velocità del manipolo a meno di 10.000 giri/min (media).

OK-STRIPS Lime

Granulometria e spessore		15 µm - 0.09 mm	25 µm - 0.11 mm	40 µm - 0.13 mm	60 µm - 0.21 mm
Standard bilaterale		OK-S-15	OK-S-25	OK-S-40	OK-S-60
Standard monolaterale		OK-S-15S	OK-S-25S	OK-S-40S	OK-S-60S
Hole bilaterale		OK-S-15H	OK-S-25H	OK-S-40H	OK-S-60H
Saw Blade bilaterale		OK-S-15SW			



OK-STRIPS Proxofile

Granulometria e spessore		15 µm - 0.29 mm	40 µm - 0.33 mm
Standard bilaterale		OK-S-P15	OK-S-P40



OK-HANDPIECE

Descrizione
Manipolo + accessori

Codice
OK-H4



SMILE LITE MDP2

LA NUOVA ERA NELLA FOTOGRAFIA DENTALE

La Smile Lite MDP2 è un dispositivo «plug and play», molto facile da usare e che non necessita nessuna App particolare, nessun procedimento di calibrazione e nessuna formazione specifica. Vi permetterà di utilizzare appieno tutte le potenzialità della fotocamera del vostro smartphone, in modo compatto e semplice.



Indispensabile per:

- fotografie per rilevazione del colore
- comunicazione giornaliera con il laboratorio
- brevi video
- documentazione dei pazienti
- fotografie artistiche

Mini studio fotografico

È dotato di tre gruppi di LED : ogni gruppo può essere illuminato individualmente oltre alla possibilità di impostare la potenza di illuminazione su quattro diversi livelli.



Prodotti Vari

SMILE LITE MDP2

Mini studio fotografico

Il retro di Smile Lite MDP2 è dotato di un adattatore/maniglia universale regolabile per qualsiasi modello di smartphone con una larghezza compresa tra 55-85mm. Per accontentare tutti i gusti e le preferenze, si riceve un secondo adattatore per telefono che non ha maniglia.



adattatore universale
55-85mm

ACCESSORI



Adattatore

Ottimo per ammorbidire la luce e rendere la struttura della superficie più prominente.



Filtro polarizzante

Toglie il riflesso della luce dai denti e aiuta a determinare l'ombra e il valore. Aiuta anche a vedere le caratterizzazioni all'interno del dente.



Descrizione	Q.tà	Codice
Smile Lite MDP2 Master Set	1	SL6700-Master

FLEXIPALETTE

UN MUST PER LA FOTOGRAFIA INTRAORALE!

Composta da una lastra di rame flessibile ricoperta con Plastimed, un silicone di grado medico, senza lattice ed ipoallergenico, completamente sicuro.




- Flexipalette è sterilizzabile in autoclave a 135°C
- Assolutamente opaca ed anti-riflesso
- Morbida e gradevole nella bocca del paziente
- Può essere piegata con angolazione di 30 o 45 gradi per una maggiore ergonomia


Con Flexipalette



Senza Flexipalette



Flexipalette A



Flexipalette B



Flexipalette C



Flexipalette Color Match



Descrizione	Q.tà	Codice
Flexipalette set: Forma A; Forma B Forma C; Color Match	4 pz	SLFP-3100
Flexipalette Forma A	1 pz	SLFP-3001
Flexipalette Forma B	1 pz	SLFP-3002
Flexipalette Forma C	1 pz	SLFP-3003
Flexipalette Color Match	1 pz	SLFP-3004

PHOTOCAD RETRATTORI

Il design innovativo dei retrattori Photo-CAD offre ottimi risultati nelle fotografie dei 4 sestanti e durante il rilievo delle impronte digitali con i sistemi Cad-CAM. I Photo-CAD possono essere piegati ed adattati ergonomicamente alla bocca del paziente, o alle necessità del fotografo. La loro superficie morbida, in silicone opaco, offre al paziente un comfort ottimale. I Photo-CAD sono sterilizzabili.

Photocad Low

ha un design unico, che consente di scostare in un solo movimento sia la guancia che la lingua per effettuare fotografie «occlusali» del quadrante inferiore. Liberando totalmente l'arcata dai tessuti molli, Photo-CAD offre un enorme vantaggio per le impronte durante la preparazione nella zona inferiore.



Photocad Up

è un retrattore per guancia che potrà essere usato ogni giorno. Quando usato per la fotografia intra-orale, la sua funzione sarà di scostare i tessuti molli vestibolari nella zona premolare/molare superiore per permettere fotografie «occlusali». Sarà di grande aiuto anche in caso di lavori con uno scanner intraorale.



Descrizione	Q.tà	Codice
Photocad Set	3	SLPC-3100
Photocad Low	1	SLPC-3001
Photocad Up	2	SLPC-3002



BOUTIQUE WHITENING

Gel Sbiancanti Boutique

La nostra formula è il risultato di una collaborazione tra dentisti britannici e maestri chimici canadesi. Tutti i nostri prodotti sono prodotti in piccoli lotti e sottoposti a meticolosi test di laboratorio per garantire la massima qualità. Dovrete porre al vostro paziente alcune domande sul suo stile di vita e sulle sue preferenze, prima di consigliargli la gamma di prodotti ideale per lui. Tutti i nostri gel hanno un effetto sbiancante a doppia azione: il perossido rimuove le macchie superficiali, mentre gli ioni di ossigeno penetrano in profondità nel dente per sbiancarlo dall'interno.



PRIMA



DOPO



Prodotti vari

SBIANCAMENTO

BOUTIQUE DI GIORNO 6% PEROSSIDO DI IDROGENO

Il nostro perossido di idrogeno al 6%, ad azione rapida, è stato progettato per coloro che desiderano ottenere i massimi risultati con un tempo di posa minimo. Il sorriso sarà più bianco e luminoso con soli 90 minuti di utilizzo quotidiano.

Descrizione	Q.tà	Codice
Perossido di idrogeno 6% siringa 3 ml	2	BWID2
Perossido di idrogeno 6% siringa 3 ml + bag	4	BWID4BW

BOUTIQUE DI NOTTE 10% PEROSSIDO di CARBAMMIDE

Lasciate che la magia avvenga mentre dormite. La carbammide al 10% è indicata per chi ha denti sensibili. L'azione è un po' più lunga rispetto alla carbamide al 16%, ma in ogni caso vi sveglierete sorridenti.

Descrizione	Q.tà	Codice
Perossido di carbamide 10% siringa 3 ml	2	BW102
Perossido di carbamide 10% siringa 3 ml + bag	4	BW104BB

BOUTIQUE DI NOTTE 16% PEROSSIDO di CARBAMMIDE

È una formula potente per la notte e il nostro prodotto più popolare. Il gel al 16% di carbammide è aggressivo sulle macchie, ma delicato sui denti. I risultati sono visibili in pochi giorni.

Descrizione	Q.tà	Codice
Perossido di carbamide 16% siringa 3 ml	2	BW162
Perossido di carbamide 16% siringa 3 ml + bag	4	BW164BB

BOUTIQUE HYBRID PRO DI NOTTE 4.25% PEROSSIDO DI IDROGENO E CARBAMMIDE

Un gel a doppia azione: il meglio di entrambi i mondi, esclusivo di Boutique Whitening. L'idrogeno inizia a sbiancare immediatamente ed è affiancato dalla carbammide a lento rilascio, per dare un'azione delicata ma risultati potenti in sole 3 ore di utilizzo

Descrizione	Q.tà	Codice
Perossido di idrog.+carbammide 4,25% sir. 3 ml	2	BWHB2
Perossido di idrog.+carbammide 4,25% sir. 3 ml + bag	4	BWHB4BB

PACKAGING

Si possono scegliere sia la tipologia in bianco che in nero

Descrizione	Q.tà	Codice
Boutique Black Bag	1	BWBAGB
Boutique White Bag	1	BWBAGW



Prodotti vari

ACCESSORI PROTETTIVI PER PAZIENTI & COMPOSITI

PORTA APPARECCHI • PORTA BYTE MICERIUM

- Scatoline colorate alte per apparecchi ortodontici
- Dimensioni interne: altezza 4,4 cm., 7,7 x 6,7 cm.
- Disponibili su richiesta anche personalizzate con marchio*
 - Serigrafato: numero minimo di pezzi ordinabile è 500 anche di colori diversi
 - (*al momento dell'ordine deve essere consegnato anche il logo dello studio o del laboratorio ed i tempi di consegna sono di circa un mese)
- Disponibile anche modello basso, dimensioni interne: altezza 2,1 cm., 7,3 x 6,3 cm.

Descrizione	Q.tà	Codice
Porta apparecchi colore a scelta	1 pz	A861-000S
Porta apparecchi colore assortiti	100 pz	A861-100S
Porta byte	50 pz	A861-050S
Porta apparecchi serigrafati	500 pz	A861-200SP



CERA PROTETTIVA

Questa speciale cera ortodontica viene applicata su brackets e fili con la funzione di proteggere la mucosa.


Descrizione	Q.tà	Codice
Scatolina da 5 barrette da 2,5 cm.	100 pz	801-20



CERA PER MASTICONI ROSA

Concava per un più rapido adattamento alla cresta; formula speciale per garantire la massima accuratezza nella riproduzione del morso.

Descrizione	Q.tà	Codice
Cera per masticoni rosa	1 lb.	F66P



ENA FLOW SEALANT SIGILLANTE

Pit & Fissure Sealant Sigillante fotopolimerizzabile fluido. Fluorescente per controllo con luce UV. Buona resistenza all'abrasione

- Sigillatura di superfici di denti naturali
- Sigillatura di margini di restauri in composito
- Senza BIS-GMA

Descrizione	Q.tà	Codice
Pit & Fissure Sealant	2 gr.	EHFS
Puntali monouso 0,8 mm.	3 pz	



ENA WHITE POWER KIT

Sistema per trattamento discromie patogene e iatrogene.
Dente vitale trattato con Ena White Power perossido di idrogeno al 35%.

Descrizione	Q.tà	Codice
Perossido di idrogeno 35% in gel	5 gr.	COSM035E
Ena Dam pasta	1,5 gr.	



KIT ENAMEL PLUS HRI BIO FUNCTION

Per Pedodonzia

Descrizione	Q.tà	Codice
Kit Bio Function		CHR4FBF
Smalto Bio Function BF3 2,5 gr.	1 pz	
Dentine Bio Function BD0-BD1 2,5 gr.	2 pz	
Flow HRI UD1 2 gr.	1 pz	

ENAMEL ^{plus} HRI[®]
BIO FUNCTION



COMPOSITO PINK DARK PER RIALZI OCCLUSALI

Fotopolimerizzabile rosa per flange

Descrizione	Q.tà	Codice
Adesivo automordenzante	5 ml.	SD232007
Composito fotopolimerizzabile	5 gr.	ETPD



ISOLANTE IN PENNA TEMP SEP

Isolante speciale senza olio con relativo sigillante, universale per:

- cera
- ceramica
- composito

Descrizione	Q.tà	Codice
Isolante in penna Temp Sep Micerium	12 ml.	TEMPSEP



SILICONE TEMP SILIC

Silicone per mascherine trasparenti in cartuccia 50 shore, lavorazione 1'30"-2'30", indurimento 15-20 min.

Descrizione	Q.tà	Codice
Silicone Temp Silic	50 ml.	TEMPSMT



Prodotti vari

COMPOSITI

COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE A MEDIA VISCOSITÀ

Ideale sia per attacchi metallici che in ceramica. E' studiato per minimizzare lo scivolamento dell'attacco e semplificare la pulizia degli eccessi di materiale. Dopo la polimerizzazione l'attacco è pronto per l'inserimento immediato dell'arco. L'adesivo è compatibile con silani di altri compositi ortodontici.

Descrizione	Q.tà	Codice
Kit: 2 siringhe da 4 g 1 Primer 6 ml Accessori	1	A020-030089
Siringa	4 gr.	A020-026879
Beccucci	6 gr.	A020-026880
Primer	6 ml.	A020-029614
Pistola per Beccucci	1 pz	A001-939



COMPOSITO FOTOPOLIMERIZZABILE COLOR CHANGE A MEDIA VISCOSITÀ

Cambia colore per una pulizia facile e un posizionamento ottimale del bracket. Ideale sia per attacchi metallici che in ceramica. E' studiato per minimizzare lo scivolamento dell'attacco e semplificare la pulizia degli eccessi di materiale. Dopo la polimerizzazione l'attacco è pronto per l'inserimento immediato dell'arco. L'adesivo è compatibile con silani di altri compositi ortodontici.

Descrizione	Q.tà	Codice
Siringa	4 gr.	A020-031573
Siringa	8 gr.	A020-033120
Siringa	16 gr.	A020-031574
Beccucci	6 gr.	A020-031575
Pistola per Beccucci	1 pz	A001-939



CEMENTO FOTOPOLIMERIZZABILE BAND & BUILD LC

A rilascio di fluoro. Sistema a pasta singola, non richiede miscelazione. Nessun limite di tempo di lavorazione. Colore blu per facilitare la pulizia.

Descrizione	Q.tà	Codice
Siringa	4 gr.	A020-032026
Siringa	8 gr.	A020-033121
Siringa	16 gr.	A020-032027



ENA ETCH

Acido ortofosforico 37% senza silicio

Descrizione	Q.tà	Codice
Siringa "bulk" utilizzabile con siringa ricaricabile da 2ml.	1x25 ml. 2x2 ml.	COSM101B





Capo 1 Universale Capo 1 Opaco Universale

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Colore universale = si adatta al colore del dente
- Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 75%)
- Radiopaco & Fluorescente
- Compatibile con la maggior parte degli adesivi
- Altamente lucidabile



Capo 1 BulkFill

VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Colore universale = si adatta al colore del dente
- Facile e veloce da utilizzare, per strati di spessore fino a 4mm
 - Minima contrazione = sicuro da utilizzare
 - Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 77%)
 - Non necessita di strati aggiuntivi per coprire la cavità = risparmio di tempo
 - Alta radiopacità (210% Al) garantisce diagnosi affidabili tra riempitivo e dente naturale
 - Compatibile con la maggior parte degli adesivi
 - Biocompatibile: privo di bisfenolo A, HEMA e TEG-DMA
 - Incredibile scorrevolezza e facile da lucidare

Descrizione	Q.tà	Codice
CAPO 1 Universale siringa da 5 g	1 pz	EREF1
CAPO 1 Opaco siringa da 5 g	1 pz	EREF3
CAPO 1 Bulkfill Universale siringa da 2 g	1 pz	CHFFB

PRIME BOND7 ADESIVO

Prime Bond7 è un adesivo di VII generazione automordenzante (10-MDP), monocomponente e fotopolimerizzabile che consente di ottenere in un solo passaggio un'adesione affidabile e sicura tra dente naturale e composito. Utilizzabile anche per restauri indiretti in composito e ceramica (inlay, onlay, faccette o riparazioni) in combinazione con un cemento fotopolimerizzabile e duale. E' possibile effettuare riparazione di restauri in composito. L'adesivo può essere utilizzato con tecnica self-etching o con la tecnica di mordenzatura selettiva.

Descrizione	Q.tà	Codice
PRIME BOND7 Adesivo 5 ml.	1 pz	SD232007
CAPO BULK FILL PLUS 2 g. composito in siringa + 10 punte	1 pz	SD232059



Prodotti vari

COMPOSITI

Composito microibrido traslucido per restauri di anteriori e posteriori

Composito microibrido opaco per schermare discromie del dente da restaurare prima di utilizzare Capo 1 Universale

INDICAZIONI


- Otturazioni posteriori e anteriori

	CAPO 1	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	150	107	78
Modulo di elasticità (GPa)	12655	9524	7745
Resistenza alla compressione (MPa)	479	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	690	610	611

INDICAZIONI

- Otturazioni con strati di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black
- Otturazioni con strati di base di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black da coprire con composito microibrido
- Utilizzo come sottofondo in otturazioni di cavità di classe I e II di Black

	CAPO 1 BulkFill	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	134	128	112
Modulo di elasticità (GPa)	11090	6500	4800
Resistenza alla compressione (MPa)	381	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	737	380	300



OPTISHADE & COMPOSHADE

IL COLORE DIGITALE NEL PALMO DELLE TUE MANI

Abbinamento digitale dei toni: consiste in un obiettivo in camera oscura che collegato ad un iPhone o iPad realizza fotografie con luce polarizzata riproducibili sempre identiche grazie allo speciale tappo di calibrazione.



Made for
iPod iPhone iPad

OPTISHADE APP

Offre una nuova soluzione per la presa del colore in bocca, facilitando la comunicazione tra dentista ed odontotecnico. Consente di misurare l'efficacia dello sbiancamento mostrandola al paziente.

L*a*b* IN CAMPO ODONTOIATRICO SEMPLIFICATO PER I PRINCIPIANTI: Quasi qualsiasi colore dei denti che si può vedere è semplicemente un mix di grigio Luminosità (L*), rosso (a*) e giallo (b*). Optishade misura con alta precisione e ripetibilità questi 3 valori (coordinate).

Download



COMPOSHADE APP

Fornisce la ricetta di colori e spessori per eseguire restauri diretti ed indiretti con il composito Enamel plus HRI e Bio Function.



Download



Descrizione

OPTISHADE MODELLO
COMPOSHADE MICERIUM
4 coni guida
4 tappi di calibrazione
1 cavo di collegamento

Q.tà

1 pz

Codice

SLOPTISHADEC

DIGITAL BRUSH SALVIETTE MONOUSO

Straordinaria semplicità per l'igiene orale anche fuori di casa.

- Con Clorexidina: ideale per pulizia post operatoria o quando non si può usare lo spazzolino
- Con Soluzione fisiologica: per l'igiene di denti e gengive sin dalla nascita

Descrizione	Q.tà	Codice
Digital Brush con clorexidina 0,12%	10 pz	ECDB1
Digital Brush con clorexidina 0,12%	50 pz	ECDB1B
Digital Brush con clorexidina 0,12% confezione con dispenser	100 pz	ECDB1D
Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	10 pz	ECDB2
Digital Brush Baby con soluzione fisiologica	50 pz	ECDB2B
Digital Brush Baby con soluzione fisiologica confezione con dispenser	100 pz	ECDB2D



COLLUTORIO CLOREXIDINA

Il collutorio DB con clorexidina 0,12%, asporta residui di cibo e batteri aiutando a prevenire la formazione di placca. Indicato nella prevenzione di infezioni dopo un intervento dentistico, nella prevenzione d'infezioni dentali nei portatori di protesi dentarie e nell'accumulo di placca e tartaro.

Descrizione	Q.tà	Codice
Collutorio clorexidina 0,12%	250 ml.	ECCL250



ENAMEL PLUS DENTIFRICIO

Dentifricio multifunzione a bassa abrasività (25 RDA). Protegge i denti naturali e la lucentezza dei restauri in composito.

- Gusto delicato, non irrita le gengive
- Rinforza lo smalto
- Desensibilizzante e leggermente sbiancante

Descrizione	Q.tà	Codice
Dentifricio in tubo senza scatola	75 ml.	ECEP
Dentifricio in tubo con scatola	75 ml.	ECEPB



SILVER LINE GEL ARGENTO COLLOIDALE (10ppm)

Con Aloe ed estratto di semi di canapa sativa, effetto antivirale-antibatterico naturale, Indicato per:

- Afte, Ulcere, Stomatiti aftose ricorrenti, Gengiviti, Parodontiti
- Mucositi da Radioterapia e Chemioterapia
- Interventi chirurgici del cavo orale
- Implantologia ed estrazioni difficili
- Ulcere traumatiche da protesi e apparecchi ortodontici
- Burning Mouth Syndrome (Sindrome della bocca che brucia)

Descrizione	Q.tà	Codice
Gel colloidale comprensivo di 9 siringhe + 25 puntali	3x50 ml	ECSG150
Gel colloidale comprensivo di 1 siringa + 1 puntale	50 ml.	ECSG50



Divisione Ortodonzia



Ottaviano Miceli
Amministrazione Delegato
ottaviano@micerium.it



Leonardo Miceli
Project Manager AMCOP
leonardo.miceli@micerium.it



Mario Rullo
National Sales Manager
Tel. 349 4441230
mario.rullo@micerium.it



Andrea De Rosa
Area Manager
Tel. 320 6425855
andrea.derosa@micerium.it



Umberto Pedicino
Area Manager
Tel. 380 7015433
umberto.pedicino@micerium.it



Cosimo Curiale
Area Manager
Tel. 370 3118003
curialedentservice@gmail.com



Paola Moncalvo
Assistente direzione e Resp. Ufficio Gare
Tel. 0185 7887 856
ortho@micerium.it



Paola Nebuloni
Responsabile Eventi Ortodonzia e Impianti
Tel. 0185 7887 858
orthocorsi@micerium.it



Sabrina Olivari
Responsabile Ortodonzia
Tel. 0185 7887 859
ortho.sabrina@micerium.it



Cristina Benvenuto
Ricevimento Ordini
Tel. 0185 7887 853
ortho.cristina@micerium.it



Chiara Cassinelli
Gestione Ordini
Tel. 0185 7887 854
ortho.customerservice@micerium.it



Veronica Gastaldi
Gestione Ordini
Tel. 0185 7887 852
servizioclienti.ortho@micerium.it



Amanda Ferroni
Confezionamento
Tel. 0185 7887 844
confezionamento.ortho@micerium.it



Matteo Gambino
Qualità
Tel. 0185 7887 842
quality.orthoimpla@micerium.it



Sabrina Servi
Grafica
Tel. 0185 7887 823
grafica3@micerium.it

Condizioni di vendita

Prezzi: I prezzi si intendono netti FOB Avegno + IVA salvo diversi accordi.

Per ordini di ortodonzia e implantologia (esclusi rivenditori) superiori a € 160,00 le spese di trasporto non verranno addebitate al destinatario; per gli ordini inferiori verranno invece addebitati € 8,00 + iva. Generalmente non saranno evasi ordini con importo inferiore ad € 80,00 + iva; nel caso in cui venisse fatta un'eccezione, le spese di trasporto includeranno anche l'imballaggio per un totale di € 12,00 + iva. Per ordini urgenti con una consegna tassativa che necessita di un servizio di trasporto particolare, se il servizio sarà possibile, verranno addebitate delle spese aggiuntive a seconda della destinazione e delle tariffe dei corrieri.

Pagamenti: Il pagamento per i nuovi clienti è previsto con bonifico anticipato (per almeno i primi 3 ordini), per piccoli ordini è accettato anche il contrassegno in contanti. Per gli ordini successivi il pagamento richiesto è contro ricevuta bancaria a 30 gg. data fattura, oppure in contrassegno. Il pagamento può anche essere effettuato con carte di credito American Express, Visa, Master Card. Questa forma di pagamento offre il vantaggio di ricevere l'addebito dopo 30 gg. con possibilità di richiedere una dilazione alla società emittente la carta. In caso di pagamento contro ricevute bancarie, il committente autorizza espressamente l'emissione delle ricevute bancarie indicate in fattura. Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute (articolo 1523 e seguenti del Codice Civile) sotto condizione sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento. In caso di ritardato pagamento applicheremo gli interessi di mora come stabilito dal decreto legge n. 231/2002. In caso di insolvenze sospenderemo la spedizione di eventuali ordini sino al ricevimento dell'importo dovuto comprensivo di interessi. In caso di pagamento da effettuarsi in più rate, la mancata corresponsione alla scadenza, anche di una soltanto di esse, autorizza la ditta fornitrice a pretendere ed agire per l'immediata copertura di tutto l'importo ancora dovuto. Per clienti morosi si richiederà il pagamento in contrassegno a prescindere dall'importo dell'ordine.

Consegne: L'evasione dell'ordine viene effettuata generalmente entro 24/48 ore (72 ore per rivenditori e per l'ortodonzia) dal ricevimento dell'ordine. Per gli ordini di particolari entità, prodotti disponibili solo su richiesta e bande lisce prepuntate, sono previsti tempi di evasione più lunghi da 7 a 20 gg. I porta apparecchi serigrafati verranno consegnati entro un mese e mezzo circa dal ricevimento in azienda del logo o della intestazione precisa. In caso di eventuale temporaneo esaurimento di un prodotto l'azienda comunicherà il sospeso al cliente allegando un modulo alla spedizione. Per i giorni di consegna effettivi bisogna aggiungere, al tempo di evasione sopra indicato, il tempo necessario per la spedizione in media 24 - 48 ore, escluse le isole, la Calabria e le piccole località lontane dai grossi centri; per le spedizioni di peso superiore ai 100 kg sono necessari almeno dai 3 ai 5 gg. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente ed è venduta franco Avegno. In caso di smarrimento o furto la merce dovrà essere pagata dal cliente. Può essere assicurata, ma solo in caso di Vs. richiesta esplicita con pagamento del premio. I clienti che ricevono pacchi danneggiati, per non perdere i diritti di rivalsa sul corriere, devono apporre sul documento di consegna del vettore la dicitura: "ACCETTATO CON RISERVA" accanto alla propria firma. Tale dicitura è indispensabile anche per aver diritto al rimborso in caso sia stata richiesta l'assicurazione. Le contestazioni per merce danneggiata o mancante devono essere comunicate a Micerium S.p.A. in forma scritta o via email entro gli 8 giorni successivi il ricevimento, a pena di decadenza da ogni garanzia cui Micerium S.p.A. fosse tenuta.

Rintracciabilità, modalità di stoccaggio e prodotti non conformi: Per i dispositivi medici, si richiede ai Professionisti di impegnarsi a mantenere un sistema di tracciabilità dei lotti ove previsto dalla normativa, oltre a garantire le modalità di stoccaggio idonee, rispettando quanto indicato sulle etichette e/o istruzioni degli stessi, e a comunicarci eventuali reclami relativi ai prodotti acquistati da Micerium S.p.A. Per i prodotti difettosi deve essere comunicato il reclamo entro 8 giorni dal momento in cui è stato accertato. Micerium S.p.A. comunicherà al cliente se procederà all'accredito, alla sostituzione o alla riparazione autorizzando eventualmente il reso. Per le apparecchiature vale la garanzia di legge. Nel caso in cui un prodotto causi, o avrebbe potuto causare, rischi gravi per la salute di paziente o utilizzatore, provvedere immediatamente alla segnalazione a Micerium S.p.A. secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Resi: In nessun caso accetteremo restituzioni di materiale venduto se non preventivamente autorizzate e a condizione che le confezioni restituite siano integre e non etichettate con codici interni, e che sul DDT di reso sia indicato il numero e la data della fattura d'acquisto che non dovrà essere oltre 30 gg. dalla data della fattura. L'ammontare della nota di credito per ogni reso verrà ridotto del 10-20% per costi di riconfezionamento con un minimo di € 5-10 per spese di emissione nota credito. Il materiale preparato o ordinato appositamente su richiesta del cliente (es. bande prepuntate) non verrà mai accettato di ritorno, per qualsiasi ragione, né per la sostituzione né per l'accredito. Non si accettano resi di prodotti che richiedono speciali condizioni di immagazzinamento dopo 15 gg. dalla data di acquisto nel periodo maggio-settembre.

Privacy: I dati raccolti e trattati da Micerium S.p.A. con modalità e procedure anche informatiche e telematiche oltre che cartacee, sono strettamente necessari a fornire i prodotti e/o i servizi richiesti, ottemperare ad adempimenti di legge, svolgere le operazioni commerciali, tecniche, organizzative, gestionali e amministrative, inerenti all'attività della stessa MICERIUM e vengono gestiti secondo quanto previsto dalla documentazione aziendale in materia, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e indicato nell'informativa ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 fornita e disponibile sul sito www.micerium.it. Analogamente si invita il cliente ad adeguarsi alla suddetta normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per ogni controversia è competente il Foro di Genova e l'eventuale emissione su altre piazze di tratte autorizzate e di ricevute bancarie non sposta tale competenza. Nessuno è autorizzato a rappresentare la Ditta in giudizio senza apposito mandato.

Micerium S.p.A. opera con un sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme ISO 9001 e ISO 13485.
I dispositivi medici sono conformi alla Direttiva 93/42/CEE e/o al Regolamento (UE) 2017/745, in funzione della classe e dello stato di transizione.
Il sistema di gestione per la qualità è orientato al miglioramento continuo e alla soddisfazione dei clienti.
Le immagini possono subire variazioni.

© È vietata la riproduzione, anche parziale, di tutte le immagini pubblicate sul catalogo. Tutti i diritti sono riservati a Micerium S.p.A.

Micerium S.p.A. Via G. Marconi 83 - 16036 Avegno (Ge) • Tel. 0185 7887 850 • ortho@micerium.it • www.micerium.it • v2_2026-04



INDICE

A

Acido ortofosforico	126
Accessori da cementare e puntare	57
Acciaio intrecciato	73
Acciaio duro	70
Acciaio filo dritto	71
Adattatori per bande	99
Adesivo	125-127
Alexander attacchi	39
Aligners Buttons	58
Alpha Ray Scan	111
Allineatori Lineo	4
Altimetri	108
Amcop Bio Attivatore	5
Applicatore per legature elastiche	105
Apribocca	106-107
Archi, forme	61
Archi Beta Titanio	69
Archi e molle	59-76
Arco Copper Termico	62
Arco estetico in NT	66
Archi in acciaio duro	70
Arco in acciaio con perni	72
Arco in acciaio Temperato	70
Arco in NT con curva di Spee	67
Arco in acciaio con Loop	72
Arco Linguale in NT	68
Archi NT Double	68
Arco NT Superelastico	64-65
Archi Termici	62,63
Argento colloidale	129
Attacchi	7-42
Attacchi autoleganti	8
Attacchi autoleganti estetici	26-29
Attacchi estetici	31-33
Attacchi gemellari	34-41
Attrezzature	109-114

B

Bande anatomiche	54
Barilotti di rotazione	83
Bennett attacchi	12,16,20,24,27,32,35,38
Bennett tubi	45,47,49,51,53,55
Beta Titanio archi e fili	69
Bio Function Enamel Plus HRi	125
Bio Attivatori	4
BioBrace	8-13
Biosonic UC300	114
Bio Tack Microviti	86,87
Bite Connector	57
Bottoni per allineatori	58

Boutique sbiancamento	122,123
Brace Paste composito	126
Brackets	ved. attacchi
Bulk Arco	65
Bulk Fill composito	127

C

Capo 1 composito	127
Carbammide	123
Catenelle	80,82
Catenelle con occhiello	57
Cemento	126,127
Cemento per bande	126
Cera per masticoni	124
Cera protettiva	124
Challenger Strumenti	97-108
Chiavistelli stop lock	76
Cleat linguale	57
CLed2 Lampada	110
Cobaltium Blue filo	71
Cofanetto attacchi	42
Color change composito	126
Colore digitale	128
Collutorio Clorexidina	129
Composhade	128
Compositi	125-127
Composito per rialzi	125
Copper arco termico	62
Correttore classe D2	89
Correttore classe CS5	90-93
CS Spring	91,93
CS5 Bondable	92,93
Curva di Spee archi	67

D

D2 appliance	89
Damon attacchi	12,13,20,21,24,25
Dento-Prep sabbiatrice	114
Dentifricio Enamel Plus	129
Digital Brush salviette	129
Digital Workflow	112
Dinamometro	108
Direzionatore per legature	105

E

Edgewise attacchi	33,41
Edgewise tubi	45,47,53,56
Elastici Italia	78
Elastici in lattice	78
Elastici no latex	79
Elastomeri Vari	83
Elastomeri e Legature	77-84

Ena Etch acido ortofosforico	126
Ena Flow, sigillante	124
Ena oral Care	129
Ena White Power Kit	125
Enamel Plus Biofunction	125
Enamel Plus dentifricio	129

F

FaqFix posizionatore bkts	96
Fibre di vetro ortodontiche	74
Fili intrecciati	73
Filo Cobaltium Blue	71
Filo elastico per legature	83
Filo per legature in bobina	84
Filo per retainer	74
Flexipalette	120
Forze e forme archi	60,61
Fotografia dentale	118,119

G

Ganci e Stop	76
Ganci chirurgici / Archi	76
Gel argento colloidale	129
Gel sbiancante	122,123

H

Handpiece	117
Hide arco estetico	66
Hybrid Screw Nylok	91,93

I

Igiene orale	129
Isolante Temp	125

K

Kit attacchi	42
Kit viti ortodontiche	88
Kobayashi legature	84

L

Lampada fotopolimerizzatrice CLed2	110
Lavatrice Ultrasuoni	114
Led Dental Curing light	110
Legature Italia Leg-O	81
Legature Kobayashi	84
Legature metalliche	84
Legature preformate	84
Lime per stripping	116,117
Lineo	4
Linguale arco	68
Loop, arco in acciaio	72

INDICE

M

MDP2 Smile Lite	118,119
Magnetic Allen Pencil	91,93
Magnete	91,93
Manipolo Ok Strips	117
Maschere facciali	94
Medit	113
Microibrido, composito	127
Microviti ortodontiche	86,87
Mistral K	14-17
Mistral Klear	26,27
Molle chiuse e aperte	75
Molle in NT e acciaio	75
Mosquito	105

N

New Boston, tecnica	17,33,38
No compliance	85-94

O

O-Ease	18-21
O-Eyes	22-25
Occhielli	57
OK-Strips	116,117
Ok-Handpiece	117
Optishade	128
Ortho Kit	88
Ortofosforico acido	126

P

Pedodonzia Kit	125
Perossido di idrogeno	123,125
PhotoCad	121
Pink dark composito	125
Pinza a tre becchi	102
Pinza Concava-Convessa	101
Pinza di Angle a becco d'uccello	100
Pinza di How	103
Pinza di Kim	102
Pinza di Nance per anse chiuse	100
Pinza di Tweed per anse	100
Pinza di Tweed per torque	101
Pinza di Weingart	104
Pinza Hollow chop	100
Pinza per archi linguali	102
Pinza per convertibili	105
Pinza per ganci	105
Pinza per legature	103
Pinza per piega centrale	102
Pinza per pieghe distali	101
Pinza per posizionare brackets e tubi	104
Pinza per separatori	103

Pinza Universale	104
Pinze De La Rosa	101
Porta apparecchi	124
Porta byte	124
Portapinze	108
Posizionatore FaqFix	96
Precision Aligners buttons	58
Prime Bond 7 adesivo	127
Prodotti vari e Laboratorio	115-129
Proxofile OK-Strips	117

R

Radiologia	111
Rayscan	111
Retainer fibra	74
Retrattori Photocad	121
Rialzi occlusali e composito	125
Ricketts attacchi	40
Ricketts tubi	53
Roth attacchi	11,15,19,23,27,31,34,35,37
Roth tubi	45,47,49,51,53,55,56

S

S-Line	28,29
Sabbiatrice Dento-Prep	114
Salviette Digital Brush	129
Sbiancamento Boutique	122,123
Sbiancamento Ena White	125
Scanner Intraorale	113
Sealant	124
Separatori per bande	83
Sigillante Ena Flow	124
Silicone Temp Silic	125
Silver Line Gel	129
Smile Lite MPD2	118,119
Spacelip apribocca	106
Specchi per fotografie	107
Spektra, Archi, fili e molle	60-76
Spinnaker cementare,puntare	57
Spinnaker Convertibile e non conv.	52,53
Spinnaker Plus	44,45
Spinnaker Pro1	46,47
Spinnaker Pro2	48,49
Spinnaker Self Plus	50,51
Stop lock	76
Strisce abrasive	116,117
Strumenti	95-108
Strumento distale	103
Stripping interprossimale	116,117
Strips OK Lime	116,117
Strumenti di utilità	104
Superelastico arco	64-65

T

Tecnica Alexander	<i>Alexander attacchi</i>
Tecnica Bennett	<i>Bennett attacchi</i>
Tecnica Damon	<i>Damon attacchi</i>
Tecnica Edgewise	<i>Edgewise attacchi</i>
Tecnica New Boston	<i>New Boston attacchi</i>
Tecnica Ricketts	<i>Ricketts attacchi</i>
Tecnica Roth	<i>Roth attacchi</i>
Tecnica Tweed	<i>Tweed attacchi</i>
Teleradiografia	111
Temp Sep Isolante	125
Temp Silic silicone	125
Tender Fiber ortho	74
TH termico	62-63
Tiraelastici	79
Togli bande	99
Togli brackets	99
Tomografia	111
Trattamento discromie	125
Tronchesi	98
Tronchesi distali	98
Tubi buccali	44
Tubi buccali autoleganti	50
Tubi convertibili	52
Tubi da puntare	55,56
Tubi e Bande	43-58
Tubo elastico per legature	83
Tubo protettivo	83
Tweed attacchi	39
Tweed pinza	100,101
Twist-Lock Pivot	91,93

U

UC300 Biosonic	114
----------------	-----

V

Vesper Mini	36-41
Vesper Premium	34,35

W

Workflow digitale	112
-------------------	-----

Z

Zebris	112
Zephyr	30-33



Gruppo Micerium

