



## Apparecchi

- 58 Lampada per composito ed Elettrobisturi
- 59 Lampada per presa colore e Sabbiatrice orale
- 60 Lavatrici ad ultrasuoni e Soluzioni di pulizia

# LAMPADE PER POLIMERIZZAZIONE

## Lampade al LED

- Fotopolimerizzazione ad alta potenza
- Pratica e ricaricabile

Ref	Descrizione	Q.tà
CLEDPLUS	Lampada al LED Micerium 1400 mW - 240 V 3 programmi F: Fast = piena potenza R: Ramp = l'energia aumenta gradualmente P: Pulse = brevi pulsazioni	1 pz



## OCCHIALI

In plastica trasparenti ed arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali in plastica trasparenti	1 pz
OCCH10A	Occhiali in plastica arancioni	1 pz





## PERFECT

### Sistema di elettrochirurgia per un preciso ed efficiente contorno della gengiva

Aiuta a trattare la gengiva con maggiore efficienza, più precisione, minor sanguinamento.

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 22,2 x 15,9 x 10,8 cm
Peso	2,4 Kg
Tensione	230 Volt - 105 Watt
Potenza di uscita	55W +10% taglio, 33W +10% coag
Frequenza oper. nominale	3,68 MHz
Frequenza modulaz. coag	120 Hz (quadrata)



Ref	Descrizione	Q.tà
S8230CE	<b>ELETTROBISTURI PERFECT TCS2</b> Cordone di raccordo illuminato orientabile a 180° S6009A Manipoli con elettrodo sterilizzabili Elettrodo di dispersione in piastra Pedaliera	1 pz 3 pz 1 pz 1 pz
S6010A	Set Completo da S6011 a 6018	8 pz
S7010A	Set Intro S6011, 6012, 6015	3 pz
S6011A	Elettrodo a palla	2 pz
S6012A	Elettrodo a Coltello dritto 45°	2 pz
S6013A	Elettrodo a Coltello conico 45°	2 pz
S6014A	Elettrodo a Cappio tondo	2 pz
S6015A	Elettrodo a Cappio lungo curvo	2 pz
S6016A	Elettrodo a Cappio lungo dritto	2 pz
S6017A	Elettrodo a Diamante	2 pz
S6018A	Elettrodo a profondità limit. 90°	2 pz

Disponibili accessori e ricambi anche per modelli precedenti

# LAMPADA PER PRESA COLORE

## Optilume Trueshade LED

- Luce al LED a 5.500 Kelvin
- Ideale per la presa del colore



Ref	Descrizione	Q.tà
OPTILUME2	Optilume Trueshade lampada a 5.500 Kelvin - LED a 45° antiriflesso - LED a luce costante - Senza filo con carica batterie	1 pz



# DENTOPREP SABBIA TRICE ORALE

## Completamente in acciaio

Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.

### APPLICAZIONI EXTRAORALI

- Corone metallo-ceramiche
- Perni
- Inlay e onlay
- Ponti Maryland
- Rimozioni di cementi prima di ricementare

### APPLICAZIONI INTRAORALI

- Riparazioni di ceramica e composito
- Pulizia di superficie
- Sterilizzabile fino a 135°C, contenitore compreso connettori per collegamento rapido a turbina



## RØNVIG

Ref	Descrizione	Q.tà
RON1900	Dento-Prep Sabbiatrice orale da studio	1 pz
RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Connettore Dentoprep 6 mm	1 pz
RON1930	Connettore Dentoprep Midwest	1 pz
RON1935	Connettore Dentoprep Sirona	1 pz
RON1936	Connettore Dentoprep W e H	1 pz
RON1937	Connettore Dentoprep Kavo	1 pz
RON1938	Connettore Dentoprep Bien Air	1 pz
RON1939	Connettore Dentoprep N NSK	1 pz
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante per sabbiatrice con interno illuminato	1 pz

## DENTOPREP DUST CABINET

**Aspiratore per sabbiatrice**  
Ideale per utilizzare la sabbiatrice in studio fuori dal cavo orale. Dotato di illuminazione e di filtro per la sabbia facilmente pulibile

### INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 18 x 31,5 x 22,5 cm
Peso	4,130 Kg

# BIOSONIC UC300

## Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC300

Capacità di pulizia e versatilità ottimale dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza.

### VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con cestelli portastrumenti di grandi dimensioni o di medie dimensioni per pulizia a ciclo continuo
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti e protesi
- Utilizzabile con qualsiasi sistema di cassette di sterilizzazione: Hu-Friedy\*, Thompson\*, ZIRC, Whaledent UC70

\*non sono marchi commerciali distribuiti da Micerium

### INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 31,1 x 48,2 x 30,5 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 22,9 x 35,6 x 17,1 cm
Capacità Vasca	14.4 litri
Riempimento	11.0 litri
Assorbimento	300 watt
Frequenza operativa	40 kHz



UC300



UC311+UC330+UC53



UC311

Ref	Descrizione	Q.tà
UC300	LAVATRICE AD ULTRASUONI cap. 14,4 litri con scarico e timer fornita con coperchio	1 pz
UC310	Cestello grande 	1 pz
UC311	Cestello piccolo	1 pz
UC320	Portacassette sterilizzazione Hu-Friedy/Thompson	1 pz
UC321	Portacassette di sterilizzazione Zirc	1 pz
UC330	Coperchio di posizione per due bicchieri	1 pz
UC53	Bicchiere 600 ml con coperchio	1 pz

## SOLUZIONI DI PULIZIA BIOSONIC WHALEDENT

### Flaconi MeterDose™

Per un dosaggio preciso della soluzione, premere la bottiglia facendo fluire la quantità desiderata nel dispenser, inclinare e versare.

### VANTAGGI OPERATIVI

- Nessuno Spreco
- Nessuna Fuoriuscita
- Niente Sporcizia
- Facilità di utilizzo
- Convenienza



UC30



Liquido  
Universale  
Super Concentrato

- 473 ml. = 29 l.
- Elimina sangue, detriti, saliva, pulizia generale.
- Strumenti, corone, ponti, punte per detartraggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi).

UC31



Soluzione  
antiossidante  
Super Concentrato

- Monodose 20x25 ml
- Azione pulente con protezione anticorrosione nel bagno ad ultrasuoni.
- Strumenti, corone, ponti, frese, protesi e punte di ablazione ad ultrasuoni.

● Contenuto ○ Contaminazione ● Oggetto



## Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC150

La media dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza e versatilità aerosol

### VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con il cestello porta strumenti di notevoli dimensioni o con due bicchieri contemporaneamente
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti nel cestello e piccoli oggetti nel bicchiere
- Coperchio per eliminare rumorosità e aerosol
- Cestello a flusso trasversale per una pulizia degli strumenti migliorata e pratiche impugnature di estrazione



### INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 24,4 (+12,7 display) x 34,5 x 27,6 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 17,8 x 28,7 x 16 cm
Capacità Vasca	6,6 litri
Riempimento	5,7 litri
Assorbimento	160 watt (senza riscaldamento) 560 watt (con riscaldamento)
Frequenza operativa	45-47,5 kHz

Ref	Descrizione	Q.tà
UC150	LAVATRICE AD ULTRASUONI fornita con display e cestello con riscaldamento opzionale	1 pz
UC155S	KIT ACCESSORI COMPLETO Cestello in acciaio inox Bicchieri (600 ml) con coperchio Supporti per bicchiere	1 pz 2 pz 2 pz
UC53S	Supporto per un bicchiere	1 pz
UC53	Bicchiere in borosilicato con coperchio e supporto (può essere utilizzato con UC100, UC1, UC2, UC300)	1 pz

UC32



Liquido Enzimatico

- 236 ml. = 29 l.
- Sgretola proteine (sangue essiccato, saliva, tessuti, detriti anche se induriti sugli strumenti dalla glutaraldeide). Pulizia generale.
- Strumenti, corone, ponti, punte per drenaggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi).

UC39



Liquido per cementi

- 473 ml. = 32 usi
- Cementi definitivi e provvisori con e senza eugenolo. Inclusi cementi zincofosfati, poliacrilati e la maggior parte dei compositi.
- Corone, ponti, veneers, strumenti.

UC34



Polvere per gesso

- 840 g = 11,4 l.
- Gessi e materiali refrattari non fosfatici.
- Protesi totali, parziali, fusioni, articolatori e mufole non di alluminio.

# Laboratorio

EN  
NE  
L  
M  
E

