

Enamel plus HFO

Il classico composito "HFO" per restauri estetici diretti ed indiretti

- Dentine fluorescenti calibrate sul dente naturale
- Smalti generici di 3 valori per riprodurre il dente anziano (GE1), adulto (GE2), e giovane (GE3)
- Smalti opalescenti ed intensivi per riprodurre intensivi, opalescenze e caratterizzazioni dello smalto naturale



Ref.	Descrizione	Q.tà
------	-------------	------

CHF15*

KIT COMPLETO ENAMEL PLUS HFO

15x5 g



15 siringhe da 5 g con supporto
7 dentine: UD1 (A1#), UD2 (A2#), UD3 (A3#),
UD3,5 (A3,5#), UD4 (A4#), UD5, UD6
3 smalti generici: GE1, GE2, GE3
3 smalti opalescenti: OBN, OA, OW
2 smalti intensivi: White (IW), Milky (IM)

CHF7*

TRIAL KIT ENAMEL PLUS HFO

7x2,5 g



7 siringhe da 2,5 g con supporto
4 dentine: UD2 (A2#), UD3 (A3#), UD4 (A4#), UD5
2 smalti generici: GE2, GE3
1 smalto opalescente: OBN

* Disponibili anche Tips monodose in Kit (Ref. CHF15T) e ricambi da 12 pz (Ref. CHFTGE1, CHFT...)

I colori A...- B...- C...- D3 sono colori della scala Vita®.

Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen - DE

Scalda siringhe/tips

Ena Heat Composite Heating Conditioner CHC3

Termocontenitore che porta il materiale ad una temperatura di ca. 39°C, rendendolo più fluido e riducendone lo stress nelle fasi di estrusione dalla siringa o dalle tips e di stratificazione. In questo modo, riducendo il rischio di separazione tra matrice e riempitivo, si migliorano le caratteristiche biomeccaniche del materiale e si elimina la formazione di bolle. È possibile regolare la temperatura a 55°C per rendere il materiale più fluido per la cementazione. Presenta 6 fori per siringhe e 4 per tips. Utilizzabile anche per scaldare ipoclorito e anestetico.

Ref.	Descrizione	Q.tà
CHFGE1*	HFO smalto generico GE1	5 g
CHFGE2*	HFO smalto generico GE2	5 g
CHFGE3*	HFO smalto generico GE3	5 g
CHFOW*	HFO smalto opalescente White	5 g
CHFOG	HFO smalto opalescente Gray	5 g
CHFOA*	HFO smalto opalescente Amber	5 g
CHFOBN*	HFO smalto opalescente Blu naturale	5 g
CHFIM*	HFO smalto intensivo Milky	5 g
CHFIW*	HFO smalto intensivo White	5 g
CHFUD1*	HFO dentina UD1 (A1#)	5 g
CHFUD2*	HFO dentina UD2 (A2#)	5 g
CHFUD3*	HFO dentina UD3 (A3#)	5 g
CHFUD3,5*	HFO dentina UD3,5 (A3,5#)	5 g
CHFUD4*	HFO dentina UD4 (A4#)	5 g
CHFUD5*	HFO dentina UD5	5 g
CHFUD6*	HFO dentina UD6	5 g
COSHF0B1	HFO dentina B1#	5 g
COSHF0B2	HFO dentina B2#	5 g
COSHF0B3	HFO dentina B3#	5 g
COSHF0B4	HFO dentina B4#	5 g
COSHF0C1	HFO dentina C1#	5 g
COSHF0C2	HFO dentina C2#	5 g
COSHF0C3	HFO dentina C3#	5 g
COSHF0C4	HFO dentina C4#	5 g
COSHF0D3	HFO dentina D3#	5 g



Ref.	Descrizione	Q.tà
------	-------------	------

CHC3

COMPOSITE HEATING CONDITIONER ENA HEAT

1 pz

110-240V, 50-60 Hz, 0.5A, 12V

Scalda a due temperature:

39°C (modellazione); 55°C (cementazione)