



Enamel plus Stain & Strumenti

Supercolori fluorescenti in composito

Unici per eseguire caratterizzazioni sia in studio che in laboratorio. Grazie alla loro alta fluorescenza, si integrano perfettamente nel dente naturale. Sono utilizzabili da soli o mescolati con il composito senza alterarne le caratteristiche di fluorescenza.

20

Applicazione composito con Strumenti Micerium



Le spatole in silicone flessibile sono adatte a tutti gli utilizzi. Il composito si stende rapidamente in modo uniforme e senza bolle



Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	COSSTAINKIT	KIT ENAMEL PLUS SUPERCOLORI Colori intensivi fluorescenti in siringa: bianco, giallo, arancio, blu, marrone, marrone scuro 6 Pennelli (2 tipo C - 2 tipo F - 2 tipo M)	6x2 g
	COSSTAIN1N	Colore intensivo ricambio bianco	2 g
	COSSTAIN3N	Colore intensivo ricambio blu	2 g
	COSSTAIN4N	Colore intensivo ricambio marrone	2 g
	COSSTAIN5N	Colore intensivo ricambio marrone scuro	2 g
	COSSTAIN6N	Colore intensivo ricambio nero	2 g
	COSSTAIN7N	Colore intensivo ricambio giallo	2 g
	COSSTAIN8N	Colore intensivo ricambio arancio	2 g
	COSSTAINT	Colore intensivo ricambio trasparente	2 g
	COSSTAIN01	Piastra per colori con coperchio: per migliorare la lavorazione del composito	1 pz
	COSPEN11	Pennello C per supercolori	1 pz
	COSPEN12	Pennello F per fosse	1 pz
	COSPEN13	Pennello M per modellazioni	1 pz
	TPENS	Pennelli in gomma bianchi morbidi con punta piccola per modellazione composito	5 pz
	TPENMC	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 45°/45° per modellazione composito	5 pz 1 pz
	TPENMS	Punte pennello in gomma blu sterilizzabili Manico metallo inclinazione 90°/180° per modellazione composito	5 pz 1 pz
	TPENMP	Punte pennello in gomma blu ricambi	5 pz
	TLV1	Strumento modellazione composito per anteriori con Spatola fissa Spatola extra flessibile grigia + Spatola flessibile bianca	3 pz
	TLV2	Strumento modellazione composito per posteriori	1 pz
	TRAW	Spatola flessibile bianca	2 pz
	TRAG	Spatola extra flessibile grigia	2 pz

