

ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus


Enamel plus HRi Flow

Nuovo "Flow HF" Altamente Fluorescente


Materiale da utilizzare come sottofondo nei posteriori per restauri diretti e indiretti (prima della presa d'impronta) e negli anteriori nelle V classi. Biocompatibile: formula senza Bis-GMA: monomero che può decomporre in Bisphenol-A (BPA) un composto organico, che, nell'organismo umano, si comporta come gli estrogeni causando danni alla salute.

- Altamente riempito
- Maggiore viscosità ed elasticità
- Maggiore radiopacità e proprietà fisiche
- Senza bolle





PROPRIETÀ FISICHE

	RIEMPITIVO%	DUREZZA VICKERS MPa	MODULO DI ELASTICITÀ MPa	RESISTENZA FLESSIONE MPa	RESISTENZA COMPRESSIONE MPa	RADIOPACITÀ
Flow HF	77	770	13485	148	394	210% AI
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% AI

Analisi al microscopio



Enamel plus HRi Flow

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	CHR1F*	KIT INTRO ENAMEL PLUS HRi FLOW Comprendente 7 siringhe da 2 g con supporto 7 dentine: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 Punte per Flow ø 1,2 mm	7x2 g 25 pz
	CHRFUD0	HRi Flow UD0 ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD0,5	HRi Flow UD0,5 ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD1	HRi Flow UD1 (A1) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD2	HRi Flow UD2 (A2) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD3	HRi Flow UD3 (A3) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD3,5	HRi Flow UD3,5 (A3,5) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD4	HRi Flow UD4 (A4) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD5	HRi Flow UD5 (A5) ricambio + 3 tips	2 g
	CHRFUD6	HRi Flow UD6 (A6) ricambio + 3 tips	2 g
	CHR25	Punte per Flow ø 1,2 mm	25 pz
	PLEXI11	Supporto in plexiglass per 11 Siringhe	1 pz



Enamel plus HFO Flow

Composito Fluida a bassa viscosità



Ref.	Descrizione	Q.tà
CHR1F*	KIT INTRO ENAMEL PLUS HFO FLOW 7 Dentine in siringa da 2g: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 Punte per Flow ø 0,8 mm Supporto in plexiglass	7x2 g 25 pz 1 pz
CHFFUD1	HFO Flow UD1 (A1) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD2	HFO Flow UD2 (A2) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3	HFO Flow UD3 (A3) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD3,5	HFO Flow UD3,5 (A3,5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD4	HFO Flow UD4 (A4) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD5	HFO Flow UD5 (A5) ricambio + 3 tips	2 g
CHFFUD6	HFO Flow UD6 (A6) ricambio + 3 tips	2 g
CHFF25	Punte per Flow ø 0,8 mm	25 pz

*I colori A...-B...-C...-D3 sono colori della scala Vita®
Vita® è un marchio registrato di Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen - DE

Glass Connector

Massa fluida a diffusione calibrata che riproduce lo strato proteico del dente naturale.

- Aumenta la diffusione interna della luce nei restauri diretti e indiretti, riducendo l'abbassamento di valore tipico delle masse vetrose (non necessario con smalti universali HRi)
- Potenzia la fluorescenza del corpo dentinale ridando luminosità ai denti devitalizzati



Ref.	Descrizione	Q.tà
COSHFOFGC	Enamel plus HFO Glass Connector + 3 tips	1 g