

Smile Line ☺
made in switzerland



Optishade & Composhade

Abbinamento digitale dei toni: il colore digitale nel palmo delle tue mani!

Consiste in un obiettivo in camera oscura che collegato ad un iPhone o iPad realizza fotografie con luce polarizzata riproducibili sempre identiche grazie allo speciale tappo di calibrazione.

OPTISHADE APP

Offre una nuova soluzione per la presa del colore in bocca, facilitando la comunicazione tra dentista ed odontotecnico. Consente di misurare l'efficacia dello sbiancamento mostrandola al paziente.

L*a*b* IN CAMPO ODONTOIATRICO SEMPLIFICATO PER I PRINCIPIANTI: Quasi qualsiasi colore dei denti che si può vedere è semplicemente un mix di grigio Luminosità (L*), rosso (a*) e giallo (b*). Optishade misura con alta precisione e ripetibilità questi 3 valori (coordinate).

Download



COMPOSHADE APP

Fornisce la ricetta di colori e spessori per eseguire restauri diretti ed indiretti con il composito Enamel plus HRI e Bio Function.



Download



Diversi Step di un caso eseguiti dal Sig. Daniele Rondoni



Caso iniziale



Risultato finale, il tecnico non ha mai incontrato il paziente



Comparazione a sx dente naturale a dx faccetta



Ref.	Descrizione	Q.tà
SLOPTISHADEC	OPTISHADE MODELLO COMPOSHADE MICERIUM: 4 coni guida 4 tappi di calibrazione 1 cavo di collegamento	1 pz