

Veneer Me

Per manipolare le vostre delicate veneers in sicurezza

Le veneers vengono posizionate sul piano Veneer Me, dal lato vestibolare, dove vi aderiscono naturalmente. Tutte le **operazioni di mordenzatura** e silanizzazione possono essere eseguite senza timore che una faccetta scivoli o cada per terra. Enorme vantaggio: la membrana è permeabile!



Ref.	Descrizione	Q.tà
SL2600-1	MINI SET 1 COMPL. BOX 1 PU Pads 1 Membrane - Frames	1 pz

Ena® Etch Porcelain Cementation & Repair

Riparazioni e cementazioni ceramiche con acido fluoridrico e silano

Silano ideale per aumentare il legame tra resine organiche e superficie mordenzata della porcellana.

Acido fluoridrico 9,6 % mordenzante di faccette ed intarsi in porcellana prima della cementazione con cementi compositi e per superfici di porcellana frantumata.

Ref.	Descrizione	Q.tà
COSM661	KIT RIPARAZIONE CERAMICA MICERIUM Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica Silano Porcelain Primer	3 ml 3 ml
COSZ15	Acido Fluoridrico 9,6% per ceramica	3 ml
COSZ25	Silano Porcelain Primer	3 ml
COSM3T	Punte per siringhe acidi	25 pz



Tender Repair

Riparazioni di ceramiche senza acido

Caratteristiche

- Maggior biocompatibilità
- Senza rischi per i tessuti
- Maggior adesione anche su metallo

Ref.	Descrizione	Q.tà
COSRIP1	TENDER REPAIR KIT CERAMICA E METALLO Tender Bond metal ceramic primer Tender paste Opaque Light per metallo Tender paste Opaque Clear per ceramica Enamel plus M pennello	2,5 ml 3 g 3 g 1 pz
COSRIP2	TENDER REPAIR KIT CERAMICA Tender Bond metal ceramic primer Tender paste Opaque Clear per ceramica Enamel plus M pennello	2,5 ml 3 g 1 pz
ETBOND	Tender metal primer ceramic	5 ml
ETOL	Tender paste Opaque Light per metallo	3 g
ETOCLEAR	Tender paste Opaque Clear per ceramica	3 g



Confronto tra differenti sistemi di riparazioni ceramiche

