

TENDER  FIBER

Fibre di rinforzo

DI VETRO PREIMPREGNATE: **QUATTRO, DUE & ORTHO** immerse in resina fotopolimerizzabile fluorescente, la stessa utilizzata per Enamel plus HRi ed Ena Post. Fibre silanizzate e non solo impregnate; riempitivo da 0,012 μ m

IN POLIETILENE: **ZERO** ad altissimo peso molecolare, trattate in superficie per ottenere un buon legame con le resine. Per aumentare le proprietà fisiche e riparare apparecchi ortodontici, protesi removibili in resina e provvisori di breve durata.

Vantaggi tecnologici

- Singole fibre di vetro da 14 μ m unidirezionali
- Resistenza molto elevata all'acido ed alle sostanze alcaline
- Maggior resistenza del prodotto finito
- Maggiore connessione chimica tra le fibre
- Aumento delle caratteristiche fisiche

Vantaggi operativi

- Applicazioni orali senza metallo e strutture ultraconservative facili da riparare
- Utilizzabile con tutti i materiali compositi e acrilici
- Non è richiesto alcun investimento aggiuntivo
- Pronte all'uso, veloci da applicare, riducono i costi del trattamento, senza rischio di sfilacciamento, né durante la lavorazione, né una volta applicate
- Migliore reazione chimica con i materiali adesivi e da restauro e maggiore estetica

Fibre di rinforzo e splintaggi



Tender Fiber QUATTRO per ponti in composito tipo Maryland o su intarsi e resina su impianti



Tender Fiber DUE utilizzate per splintaggi di denti parodontici



Tender Fiber ZERO utilizzate per rinforzare una protesi mobile



Tender Fiber ORTHO utilizzate per retainer e contenzioni

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	TF21	TENDER FIBER DUE Fibra di vetro per splintaggi Lunghezza 12 cm - $\varnothing$ 1,3 mm. (3.200 fibre)	1 pz
	TF41	TENDER FIBER QUATTRO Fibra di vetro per rinforzo protesi in resina e composito. Lungh. 12 cm - $\varnothing$ 1,7 mm. (6.400 fibre)	1 pz
	TF01	TENDER FIBER ZERO Fibre economiche in polietilene: rinforzo apparecchi ortodontici e protesi totali e parziali	17 mt.
	ATF11	TENDER FIBER ORTHO Fibra di vetro per contenzioni Lungh. 12 cm. $\varnothing$ 0,8 mm. (1600 fibre)	1 pz



Silicone trasparente porta fibra da utilizzare per una facile applicazione: misura, taglia, applica, polimerizza e controlla.