

Kit Mock Up

Per faccette provvisorie

Temp Silic Mock up è un prezioso strumento di comunicazione tra dentista, paziente e laboratorio odontotecnico che permette di realizzare provvisori (Mock up) utilizzando il composito fluido altamente riempito Enamel plus HRi Flow, materiale estetico dalle caratteristiche fisiche ideali.

Vantaggi operativi e tecnologici

- Impronta con silicone e tray trasparenti: 45 sec.
- Indurimento impronta: 1 min. 30 sec.
- Preparazione faccette
- Applicazione Flow HRi in mascherina: 30 sec.
- Fotopolimerizzazione: 60 sec.
- Polimerizzazione finale con Ena Bond Seal: 60 sec.



Provvisori



Faccette provvisorie cementate con Ena Soft Flow e polimerizzazione finale con Ena Bond Seal



Faccette in ceramica



Risultato finale dopo la cementazione con composito flow fotopolimerizzabile (tipo Ena Cem^{HV})

Ref.	Descrizione	Q.tà
TEMPSMU	KIT MOCK UP	
	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	2x50 ml
	Punte automiscelanti	8 pz
	Portaimpronte trasparente per anteriori	2 pz
	Portaimpronte trasparente per inferiori	2 pz
	Portaimpronte trasparente per superiori	2 pz
	Enamel plus HRi Flow	3 x 2 g
	Punte per Flow ø 1,2 mm	3 pz
	Ena Bond Seal	2,5 ml
	Ena Soft Flow	1 g
TS1	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	50 ml
TS1-5	Temp Silic Silicone trasparente 70 shore	5 x 50 ml
TSPA	Portaimpronte trasparente per anteriori	25 pz
TSPL	Portaimpronte trasparente per inferiori	25 pz
TSPS	Portaimpronte trasparente per superiori	25 pz

