



Ena[®] Post

Perfetta integrazione estetica e funzionale con i perni endocanalari in fibra di vetro e composito

Disponibile in due conicità 2% e 10%; gli anelli colorati, presenti sui perni, oltre ad indicare la differenza di diametro permettono il posizionamento del taglio (vanno rimossi prima della cementazione).

58

Perni in fibra Ena Post

Vantaggi operativi e tecnici



- Estetico: fluorescente e cromatico (colore dentina)
- Funzionale: stessa elasticità della dentina
- Perfettamente integrato nel dente, nel cemento e nel materiale di restauro
- L'unico perno con fibre silanizzate ed immerse nella stessa resina utilizzata nei restauri (Enamel plus HRi)
- Perfetta silanizzazione e integrazione delle fibre nella resina senza sbavature
- Visibile solo ai raggi X
- Anelli colorati per facile identificazione

Correzione della geografia di superficie e lucidatura



Restauro eseguito dal Dr. Lorenzo Vanini con Ena Post ed Enamel plus HRi

Microscopia e Foto UV



Sezioni di perni Ena Post al microscopio
Foto del Prof. V. Kaitsas

Foto UV perni Ena Post Conicità 2% e 10%



Kit & Ricambi

Ref.	Descrizione	Q.tà
CP0200	KIT PERNI ENA POST CONICITÀ 2% ENDOCANALARI ESTETICI Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 0,8 - 1,25 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 1,0 - 1,45 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 1,2 - 1,65 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 1,4 - 1,88 mm Frese Ena Post 1 per misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP0208	Perni Ena Post anello bianco $\varnothing$ 0,8 - 1,25 mm	10 pz
CP0210	Perni Ena Post anello giallo $\varnothing$ 1,0 - 1,45 mm	10 pz
CP0212	Perni Ena Post anello blu $\varnothing$ 1,2 - 1,65 mm	10 pz
CP0214	Perni Ena Post anello nero $\varnothing$ 1,4 - 1,88 mm	10 pz
CP0208-30	Perni Ena Post anello bianco $\varnothing$ 0,8 - 1,25 mm	30 pz
CP0210-30	Perni Ena Post anello giallo $\varnothing$ 1,0 - 1,45 mm	30 pz
CP0212-30	Perni Ena Post anello blu $\varnothing$ 1,2 - 1,65 mm	30 pz
CP0214-30	Perni Ena Post anello nero $\varnothing$ 1,4 - 1,88 mm	30 pz
CPF0208	Fresa Ena Post anello bianco $\varnothing$ 0,8 - 1,25 mm	1 pz
CPF0210	Fresa Ena Post anello giallo $\varnothing$ 1,0 - 1,45 mm	1 pz
CPF0212	Fresa Ena Post anello blu $\varnothing$ 1,2 - 1,65 mm	1 pz
CPF0214	Fresa Ena Post anello nero $\varnothing$ 1,4 - 1,88 mm	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
CP1000	KIT PERNI ENA POST CONICITÀ 10% ENDOCANALARI ESTETICI Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 0,5 - 1,6 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 0,7 - 1,8 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 0,9 - 2,0 mm Perni in fibra Ena Post $\varnothing$ 1,1 - 2,2 mm Frese Ena Post 1 per misura	5 pz 5 pz 5 pz 5 pz 4 pz
CP1005	Perni Ena Post anello bianco $\varnothing$ 0,5 - 1,6 mm	10 pz
CP1007	Perni Ena Post anello verde $\varnothing$ 0,7 - 1,8 mm	10 pz
CP1009	Perni Ena Post anello rosso $\varnothing$ 0,9 - 2,0 mm	10 pz
CP1011	Perni Ena Post anello blu $\varnothing$ 1,1 - 2,2 mm	10 pz
CP1005-30	Perni Ena Post anello bianco $\varnothing$ 0,5 - 1,6 mm	30 pz
CP1007-30	Perni Ena Post anello verde $\varnothing$ 0,7 - 1,8 mm	30 pz
CP1009-30	Perni Ena Post anello rosso $\varnothing$ 0,9 - 2,0 mm	30 pz
CP1011-30	Perni Ena Post anello blu $\varnothing$ 1,1 - 2,2 mm	30 pz
CPF1005	Fresa Ena Post (1 tacca - bianco) $\varnothing$ 0,5 - 1,6 mm	1 pz
CPF1007	Fresa Ena Post (2 tacche - verde) $\varnothing$ 0,7 - 1,8 mm	1 pz
CPF1009	Fresa Ena Post (3 tacche - rosso) $\varnothing$ 0,9 - 2,0 mm	1 pz
CPF1011	Fresa Ena Post (4 tacche - blu) $\varnothing$ 1,1 - 2,2 mm	1 pz