



Sistema ParaPost

ParaPost

Una gamma versatile di perni in fibra, perni in metallo e componenti prefabbricati per fusione per ogni situazione clinica

Anni di dati e studi clinici attestano la sicurezza, l'efficacia e la versatilità del Sistema ParaPost.

68

Perni Parapost e parapulpari

Fiber Lux

Perno in fibra traslucente e fototrasmittente di forma cilindrica



Ref.	Descrizione	Q.tà
PF-170	PARAPOST FIBER LUX KIT COMPLETO	1 pz
PF-171-3	Perni ParaPost Fiber Mis.3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-171-4	Perni ParaPost Fiber Mis.4 (giallo) 1,0 mm	5 pz
PF-171-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-171-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-171-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-171-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz

Fiber White

Perno in fibra bianco per la mascheratura di radici discromiche



Ref.	Descrizione	Q.tà
PF-160	PARAPOST FIBER WHITE KIT COMPLETO	1 pz
PF-161-3	Perni ParaPost Fiber Mis. 3 (marrone) 0,9 mm	5 pz
PF-161-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-161-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-161-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-161-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz

ParaPost Taper Lux

Perno in fibra traslucente e fototrasmittente cilindro-conico per canali stretti



ParaPost XT

Perno filettato in titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per costruzioni di monconi che richiedano eXtra ritenzione ed eXtra sicurezza.



ParaPost XH

Perno passivo in lega di titanio, cilindrico, con testa arrotondata con sottosquadri per costruzioni dirette di perni moncone. Ideale per monconi monoradicali in composito o vetro ionomerico.



ParaPost XP Titanio e Acciaio

Perno passivo in lega di titanio e acciaio inox. Cementato, cilindrico a testa piatta per ricostruzioni di perni moncone multiradicali.



Ref.	Descrizione	Q.tà
PF-180	PARAPOST TAPER LUX KIT COMPLETO	1 pz
PF-181-4.5	Perni ParaPost Fiber Mis.4,5 (blu) 1,14 mm	5 pz
PF-181-5	Perni ParaPost Fiber Mis.5 (rosso) 1,25 mm	5 pz
PF-181-5.5	Perni ParaPost Fiber Mis.5,5 (viola) 1,40 mm	5 pz
PF-181-6	Perni ParaPost Fiber Mis.6 (nero) 1,50 mm	5 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
P680T	PARAPOST XT TITANIO KIT COMPLETO	1 pz
P68-3	Perni ParaPost XT Mis. 3 • marrone 0,9 mm	5 pz
P68-4	Perni ParaPost XT Mis. 4 • giallo 1,0 mm	5 pz
P68-45	Perni ParaPost XT Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	5 pz
P68-5	Perni ParaPost XT Mis. 5 • rosso 1,25 mm	5 pz
P68-55	Perni ParaPost XT Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	5 pz
P68-6	Perni ParaPost XT Mis. 6 • nero 1,50 mm	5 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
P880T	PARAPOST XH TITANIO KIT COMPLETO	1 pz
EP88-3	Perni ParaPost XH Mis. 3 • marrone 0,9 mm	10 pz
EP88-4	Perni ParaPost XH Mis. 4 • giallo 1,0 mm	10 pz
EP88-45	Perni ParaPost XH Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	10 pz
EP88-5	Perni ParaPost XH Mis. 5 • rosso 1,25 mm	10 pz
EP88-55	Perni ParaPost XH Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	10 pz
EP88-6	Perni ParaPost XH Mis. 6 • nero 1,50 mm	10 pz
EP88-7	Perni ParaPost XH Mis. 3 • verde 1,75 mm	10 pz

Ref. Acciaio	Ref. Titanio	Descrizione	Q.tà
P780	P780T	PARAPOST XP KIT COMPLETO	1 pz
EP744-3	EP784-3	Perni ParaPost XP Mis. 3 • marrone 0,9 mm	10 pz
EP744-4	EP784-4	Perni ParaPost XP Mis. 4 • giallo 1,0 mm	10 pz
EP744-45	EP784-45	Perni ParaPost XP Mis. 4,5 • blu 1,14 mm	10 pz
EP744-5	EP784-5	Perni ParaPost XP Mis. 5 • rosso 1,25 mm	10 pz
EP744-55	EP784-55	Perni ParaPost XP Mis. 5,5 • viola 1,40 mm	10 pz
EP744-6	EP784-6	Perni ParaPost XP Mis. 6 • nero 1,50 mm	10 pz
EP744-7	EP784-7	Perni ParaPost XP Mis. 3 • verde 1,75 mm	10 pz

ParaPost XP Tecnica indiretta

Perni passivi per tecnica di fusione indiretta. Ideali per situazioni cliniche che richiedano ritenzioni aggiuntive, in un blocco unico con lega a scelta.

Perno calcinabile XP Perno in polimero rigido per una fusione precisa di un perno moncone in un unico

Perno da impronta XP Perno in polimero rigido per una presa d'impronta precisa senza perdite di tempo blocco

Perno provvisorio XP™ Perno liscio in titanio per una sicura ritenzione della corona provvisoria



Ref.	Descrizione	Q.tà
P781	PARAPOST XP TECNICA INDIRECTA KIT COMPLETO	1 pz
P743-3	Perni ParaPost Impronta Mis.3 • marrone 0,9 mm	20 pz
P743-4	Perni ParaPost Impronta Mis.4 • giallo 1,0 mm	20 pz
P743-45	Perni ParaPost Impronta Mis.4,5 • blu 1,14 mm	20 pz
P743-5	Perni ParaPost Impronta Mis.5 • rosso 1,25 mm	20 pz
P743-55	Perni ParaPost Impronta Mis.5,5 • viola 1,40 mm	20 pz
P743-6	Perni ParaPost Impronta Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz
P743-7	Perni ParaPost Impronta Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz
P746-3	Perni ParaPost Provvisori Mis.3 • marrone 0,9 mm	20 pz
P746-4	Perni ParaPost Provvisori Mis.4 • giallo 1,0 mm	20 pz
P746-45	Perni ParaPost Provvisori Mis.4,5 • blu 1,14 mm	20 pz
P746-5	Perni ParaPost Provvisori Mis.5 • rosso 1,25 mm	20 pz
P746-55	Perni ParaPost Provvisori Mis.5,5 • viola 1,40 mm	20 pz
P746-6	Perni ParaPost Provvisori Mis.6 • nero 1,50 mm	20 pz
P746-7	Perni ParaPost Provvisori Mis.7 • verde 1,75 mm	20 pz
P751-3	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	10 pz
P751-4	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	10 pz
P751-45	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	10 pz
P751-5	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	10 pz
P751-55	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	10 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
P751-6	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	10 pz
P751-7	Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	10 pz
P751-3B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.3 • marrone 0,9 mm	25 pz
P751-4B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4 • giallo 1,0 mm	25 pz
P751-45B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.4,5 • blu 1,14 mm	25 pz
P751-5B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5 • rosso 1,25 mm	25 pz
P751-55B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.5,5 • viola 1,40 mm	25 pz
P751-6B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.6 • nero 1,50 mm	25 pz
P751-7B	Perni ParaPost Calcinabili Mis.7 • verde 1,75 mm	25 pz
P752-3	Perno Sovrafusione 1300° Mis.3 • marrone 0,9 mm	1 pz
P752-4	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4 • giallo 1,0 mm	1 pz
P752-45	Perno Sovrafusione 1300° Mis.4,5 • blu 1,14 mm	1 pz
P752-5	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5 • rosso 1,25 mm	1 pz
P752-55	Perno Sovrafusione 1300° Mis.5,5 • viola 1,40 mm	1 pz
P752-6	Perno Sovrafusione 1300° Mis.6 • nero 1,50 mm	1 pz
P752-7	Perno Sovrafusione 1300° Mis.7 • verde 1,75 mm	1 pz
TR100	TEMP RED RESINA AUTOPOLIMERIZZABILE ROSSA Calcinabile per perni moncone fusi polvere 100g + liquido 100 ml	2 pz
DURL94	Perni calcinabili	60 pz



Frese

Misure	ParaPost	ParaPost XT	ParaPost Taper Lux	Q.tà
● 3 0,9 mm	P42-3	P6230	-	3 pz
● 4 1,0 mm	P42-4	P6240	-	3 pz
● 4,5 1,14 mm	P42-45	P6245	P82-45	3 pz
● 5 1,25 mm	P42-5	P6250	P82-5	3 pz
● 5,5 1,40 mm	P42-55	P6255	P82-55	3 pz
● 6 1,50 mm	P42-6	P6260	P82-6	3 pz
● 7 1,75 mm	P42-7	-	-	3 pz
Kit	P42-A	P68-2A	P82-A	6 pz



Fresa ParaPost
Cilindrica, standard a 2 spine



Fresa ParaPost XT
Cilindrica, premium a 3 spine



Fresa ParaPost Taper Lux
Cilindrica-conica, a 2 spine

Perni Parapulpari

Perni Max in Titanio

Ref.	Descrizione	Q.tà
M61	Perni Max .017 ø 0,425 mm	25 pz
	Frese azzurre Max (M91)	2 pz
	Chiave a mano	1 pz
M71	Perni Max .021 ø 0,525 mm	25 pz
	Frese Viola Max (M92)	2 pz
	Chiave a mano	1 pz
M91	Frese azzurre Max .017 • 0,425 mm	5 pz
M92	Frese viola Max .021 • 0,525 mm	5 pz

Perni TMS Manuali in Acciaio bagnato in oro

Ref.	Descrizione	Q.tà
T111	MINUTA COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (B59-10)	1 pz
	Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	1 pz
T112	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T107	MINIKIN COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (B59-3)	1 pz
	Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	1 pz
T108	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T04	MINIM COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (B59-5)	1 pz
	Fresa 0,525 mm x 4 mm Kodex argento (K93)	1 pz
T05	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T10	MINIM DOPPI COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (B59-5)	1 pz
	Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K93)	1 pz
T11	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T01	REGULAR COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (B59-3)	1 pz
	Fresa 0,675 mm x 5 mm Kodex oro (K97)	1 pz
T02	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
T07	REGULAR DOPPI COMPLETO Perni autofilett.	20 pz
	Chiave a mano (B59-3)	1 pz
	Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	1 pz
T08	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz

Frese Kodex

Ref.	Descrizione	Q.tà
K89	Frese (0,350 x 1,3 mm) rosa	6 pz
K90	Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino corto rosso	6 pz
K91	Frese (0,425 x 1,5 mm) mandrino lungo rosso	6 pz
K92	Frese (0,525 x 2,0 mm) argento	6 pz
K93	Frese (0,525 x 4,0 mm) argento	6 pz
K96	Frese (0,675 x 2,0 mm) oro	6 pz
K97	Frese (0,675 x 5,0 mm) oro	6 pz

Perni Bondent in Acciaio bagnato in oro

Ref.	Descrizione	Q.tà
DB20SL	Perni 2,5 mm testa gialla	10 pz
	Perni 2,5 mm testa blu	10 pz
	Frese calibrate	2 pz
	Chiave + fresa a palla	2 pz
DB50L	Perno lunghezza 2,5 mm, mandrino bronzo testa gialla	50 pz
DB50S	Perno lunghezza 2,0 mm, mandrino bronzo testa blu	50 pz
DB91	Frese Bronzo 0,425 mm	6 pz

Perni TMS LINK • LINK PLUS con mandrino

Ref.	Descrizione	Q.tà
L501	MINUTA COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,350 mm x 1,3 mm Kodex rosa (K89)	1 pz
L502	MINUTA RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L511	MINIKIN COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,425 mm x 1,5 mm Kodex rosso (K91)	1 pz
L512	MINIKIN RICAMBI Perni autofilettanti	50 pz
L721X	MINIM COMPLETO Perni autofilettanti	20 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	1 pz
L722X	MINIM RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L731X	MINIM DOPPI COMPLETO Perni autofilettanti	24 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,525 mm x 2 mm Kodex argento (K92)	2 pz
L732X	MINIM DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L741X	REGULAR COMPLETO Perni autofilettanti	24 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	1 pz
L742X	REGULAR RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz
L751X	REGULAR DOPPI COMPLETO Perni autofilettanti	24 pz
	Chiave a mano (L590)	1 pz
	Fresa 0,675 mm x 2 mm Kodex oro (K96)	1 pz
L752X	REGULAR DOPPI RICAMBI Perni autofilettanti	60 pz

Chiavi

Ref.	Descrizione	Q.tà
L590	Chiave a mano universale per Link Plus, Bondent e Max	5 pz
B59-3	Chiave a mano per TMS Regular Regular Two in One, Minikin, autorompente	1 pz
B59-5	Chiave a mano per TMS Minim Minim Two in One	1 pz
B59-10	Chiave a mano per TMS Minuta	1 pz