

CAPO 1



Colorazione Universale si adatta alla natura

Capo One

Composito fotopolimerizzabile con colorazione universale. Risultati estetici e tempi ridotti alla poltrona.

Trasparenza molto elevata con vero effetto camaleonte; per restauri invisibili, in quanto il composito si adatta al colore naturale del dente, una sola massa consente di restaurare elementi dentali di qualsiasi cromaticità.

1. Tonalità Universale 2. Tonalità Opaca



Ricostruzione del primo molare con Capo One Universale a cura del Dr. F. Simoni
1. Caso prima - 2. Preparazione - 3. Applicazione composito Capo 1 Universale
4. Restauro finale - 5. Controllo fluorescenza
6. Lucidatura, Caso finito.



3 Componenti

3. Bulk Fill Universale per restauri posteriori in 1 step



Ricostruzione del primo molare con Capo One Bulk Fill a cura del Dr. F. Simoni
1. Caso prima - 2. Preparazione e applicazione composito Capo 1 BulkFill
3. Restauro finale e lucidatura

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	EREF1	CAPO 1 UNIVERSALE siringa da 5 g	1 pz
	EREF3	CAPO 1 OPACO UNIVERSALE siringa da 5 g	1 pz
	CHFFB	CAPO 1 BULK FILL UNIVERSALE siringa da 2 g	1 pz

CAPO 1

Capo 1 Universale Capo 1 Opaco Universale

Vantaggi operativi e tecnici

- Colore universale = si adatta al colore del dente
- Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 75%)
- Radiopaco
- Fluorescente
- Compatibile con la maggior parte degli adesivi
- Altamente lucidabile

Composito microibrido traslucido per restauri di anteriori e posteriori

Composito microibrido opaco per schermare discromie del dente da restaurare prima di utilizzare Capo 1 Universale

Indicazioni

- Otturazioni posteriori e anteriori

	CAPO 1	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	150	107	78
Modulo di elasticità (GPa)	12655	9524	7745
Resistenza alla compressione (MPa)	479	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	690	610	611

CAPO 1

Capo 1 Bulk Fill

Composito fluido traslucido per restauri di posteriori

Vantaggi operativi e tecnici

- Colore universale = si adatta al colore del dente
- Facile e veloce da utilizzare, per strati di spessore fino a 4 mm
- Minima contrazione = sicuro da utilizzare
- Proprietà fisiche straordinarie (contenuto approssimativo di riempitivo 77%)
- Non necessita di strati aggiuntivi per coprire la cavità = risparmio di tempo
- Alta radiopacità (210% Al) garantisce diagnosi affidabili tra riempitivo e dente naturale
- Compatibile con la maggior parte degli adesivi
- Biocompatibile: privo di bisfenolo A, HEMA e TEG-DMA
- Incredibile scorrevolezza
- Facile da lucidare

Indicazioni

- Otturazioni con strati di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black
- Otturazioni con strati di base di spessore fino a 4 mm in cavità di classe I e II di Black da coprire con composito microibrido
- Utilizzo come sottofondo in otturazioni di cavità di classe I e II di Black

	CAPO 1 Bulk Fill	Competitor1	Competitor2
Resistenza alla flessione (MPa)	134	128	112
Modulo di elasticità (GPa)	11090	6500	4800
Resistenza alla compressione (MPa)	381	394	377
24h Durezza Vickers (MPa)	737	380	300

PrimeBond7

Adesivo universale 3 in 1: Etching, Primer e Bonding

È un adesivo di VII generazione automordenzante (10-MDP), monocomponente e fotopolimerizzabile che consente di ottenere in un solo passaggio un'adesione affidabile e sicura tra dente naturale e composito. Si può utilizzare anche per restauri indiretti in composito e ceramica (inlay, onlay, faccette o riparazioni) in combinazione con un cemento fotopolimerizzabile e duale. E' anche possibile effettuare riparazione di restauri in composito. L'adesivo può essere utilizzato con tecnica self-etching o con la tecnica di mordenzatura selettiva.



Capo Bulk Fill plus

È un composito fotopolimerizzabile per posteriori, color dentina, per otturazioni dirette con tecnica Bulk Fill, per strati fino a 4 mm di spessore.



Ref.	Descrizione	Q.tà
SD232007	PRIMEBOND7 Adesivo Universale automordenzante, monocomponente	5 ml
SD232059	CAPO BULK FILL PLUS Composito in siringa + 10 punte	2 g