

Sabbiatrice orale Dento-Prep

La sabbiatrice è completamente in acciaio, le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.



Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	RON1900	DENTO-PREP SABBIAATRICE ORALE da studio	1 pz

	RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 pz
	RON1926	Connettore Dento-Prep 6 mm	1 pz
	RON1930	Connettore Dento-Prep Midwest	1 pz
	RON1935	Connettore Dento-Prep Sirona	1 pz
	RON1936	Connettore Dento-Prep W e H	1 pz
	RON1937	Connettore Dento-Prep Kavo	1 pz
	RON1938	Connettore Dento-Prep Bien Air	1 pz
	RON1939	Connettore Dento-Prep N NSK	1 pz

Applicazioni Extraorali

- Corone metallo-ceramiche
- Perni
- Inlay e onlay
- Ponti Maryland
- Rimozioni di cementi prima di ricementare

Applicazioni Intraorali

- Riparazioni di ceramica e composito
- Pulizia di superficie
- Sterilizzabile fino a 135°C, contenitore compreso di connettori per collegamento rapido a turbina

Aspiratore Dento-Prep

L'aspiratore per sabbiatrice grazie alle sue piccole dimensioni è ideale per tutti i lavori di microsabbatura su protesi, molature e ritocchi. Nuovo modello con luce a LED e ventilatore schermato.

Caratteristiche

- Finitura eccezionale
- Compatto
- Visibilità ottimale grazie all'illuminazione a led incorporata
- Aspirazione efficace e silenziosa

Informazioni Tecniche

Tensione:	230 V~ 30 Watt
Dimensioni:	HxLxP 18,0x29,8 x 22,5 cm
Peso:	3,776 Kg



Ref.	Descrizione	Q.tà
RON1903	DENTO-PREP DUST-CABINET Sistema aspirante per sabbiatrice	1 pz

Manipoli PerFect

Manipoli con elettrodi sterilizzabili per elettrobisturi **Perfect TCS2**. Disponibili accessori e ricambi anche per modelli precedenti.

Ref.	Descrizione	Q.tà
S6010A	Set Completo da S6011 a 6018	8 pz
S7010A	Set Intro S6011, 6012, 6015	3 pz
S6011A	Elettrodo a palla	2 pz
S6012A	Elettrodo a Coltello dritto 45°	2 pz
S6013A	Elettrodo a Coltello conico 45°	2 pz
S6014A	Elettrodo a Cappio tondo	2 pz
S6015A	Elettrodo a Cappio lungo curvo	2 pz
S6016A	Elettrodo a Cappio lungo dritto	2 pz
S6017A	Elettrodo a Diamante	2 pz
S6018A	Elettrodo a profondità limitata 90°	2 pz