



## Tender Tray Magnetic

**Sistema di precisione per monconi sfilabili in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 200°C**

Basetta antiriflesso adatta per scansioni, disponibile in tre versioni più una quarta per l'antagonista, integrabile con la muffola Tender Flask.

**TENDER TRAY 1** con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici" ad altissima precisione anche su incisivi inferiori.

**TENDER TRAY 2** con ritenzioni a perno totalmente in plastica.

**TENDER TRAY 3** con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti.

*Disponibili basette portalavori per consegna al dentista.*

90

Trattamento monconi Tender Tray Magnetic

| Modello | Ref.        | Descrizione                                           | Q.tà  |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|
|         | <b>TX1</b>  | <b>KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY "MAGNETIC"</b>        |       |
|         |             | Basette Tender Tray 1                                 | 2 pz  |
|         |             | Basetta Tender Tray 2                                 | 1 pz  |
|         |             | Linguetta in gomma per colata modello                 | 1 pz  |
|         |             | Box in gomma per colata modello                       | 1 pz  |
|         |             | Strumento estraemodelli / allineatore                 | 1 pz  |
|         |             | Magneti per messa in articolatore                     | 2 pz  |
|         |             | Magnetini per monconi                                 | 10 pz |
|         |             | Basetta portalavori                                   | 2 pz  |
|         | <b>TX10</b> | <b>RICAMBI TENDER TRAY 1 "MAGNETIC"</b>               |       |
|         |             | Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico   | 10 pz |
|         | <b>TX20</b> | <b>RICAMBI TENDER TRAY 2</b>                          |       |
|         |             | Basette con ritenzioni a perno "economiche"           | 10 pz |
|         | <b>TX30</b> | <b>RICAMBI TENDER TRAY 3 "MAGNETIC" PER IMPIANTI</b>  |       |
|         |             | Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico | 10 pz |
|         | <b>TX15</b> | <b>BASSETTA PORTALAVORI</b><br>per Tender Tray 1 e 2  | 24 pz |
|         | <b>TX35</b> | <b>BASSETTA PORTALAVORI</b><br>per Tender Tray 3      | 24 pz |

### Magnete



*Tender Tray 1 e 3 consentono l'utilizzo di un magnetino da incollare sotto il moncone per migliorarne la stabilità rendendola ineguagliabile. Inoltre il rinforzo metallico consente anche l'abbinamento di un altro magnete per la messa in articolatore. Tender Tray 2, più economico, è dotato comunque di un magnete che facilita la messa in articolatore. Può essere utilizzato in alternativa alle basette colorate per l'invio dei lavori al dentista quando effettuato in articolatore.*

## Trattamento monconi isolante speciale

Isolante speciale senza olio con relativo sigillante, universale per:

- cera
- ceramica
- composito

Disponibile anche isolante gesso resina DVASEZAP

| Modello                                                                           | Ref.            | Descrizione                                  | Q.tà |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|------|
|                                                                                   | <b>DVAEXP</b>   | <b>VERY SPECIAL SEPARATOR KIT COMPLETO</b>   |      |
|                                                                                   |                 | Isolanti in penna con dispenser (TEMPSEP)    | 3 pz |
|                                                                                   |                 | Sigillante in penna con dispenser (TEMPSEAL) | 3 pz |
|  | <b>TEMPSEAL</b> | Sigillante in penna Micerium                 | 1 pz |
|                                                                                   | <b>TEMPSEP</b>  | Isolante in penna Micerium                   | 1 pz |
|                                                                                   | <b>DVASEZAP</b> | Isolante DVA per acrilico bianco 473 ml      | 1 pz |

### Applicazione



Sigillante per modelli



Isolante per cera, ceramica e composito

## Cianoacrilato provvisorio

Tac Gel DVA per fissaggio su modello di intarsi e brackets per tecnica indiretta. Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura. Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e intarsi e brackets si staccano.

| Ref.            | Descrizione                   | Q.tà |
|-----------------|-------------------------------|------|
| <b>DVATAGEL</b> | Tac Gel siringa con dispenser | 10 g |



## Cianoacrilato Rocket DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray, completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitandone la distorsione, per posizionamento di perni, riparazione di monconi, incollaggi su articolatori.

| Ref.             | Descrizione                                    | Q.tà  |
|------------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>DVAIHR</b>    | <b>KIT CIANOACRILATO CALCINABILE ROSSO</b>     |       |
|                  | Siringa di cianoacrilato da 12 g con beccuccio | 1 pz  |
|                  | Acceleratore spray                             | 60 ml |
|                  | Dispenser a vite e supporto per siringa        | 1 pz  |
| <b>DVARHR</b>    | Siringa cianoacrilato rosso                    | 12 g  |
| <b>DVARA</b>     | Acceleratore spray                             | 60 ml |
| <b>DVATWIST</b>  | Dispenser a vite per siringa                   | 1 pz  |
| <b>DVAROTIPS</b> | Beccucci di ricambio Rocket                    | 10 pz |
| <b>TX90K</b>     | <b>KIT CIANOACRILATO TRASPARENTE LIGHT</b>     |       |
|                  | Siringa di cianoacrilato da 12 g con beccuccio | 1 pz  |
|                  | Acceleratore spray                             | 60 ml |
|                  | Dispenser a vite e supporto per siringa        | 1 pz  |
| <b>TX90R</b>     | Siringa cianoacrilato trasparente light        | 12 g  |



### Fissaggio e stabilizzazione



Fissaggio di precisione di attacchi da saldare



Connessione di segmenti di ponte da saldare



Unione di elementi in cera per evitare distorsioni



Chiusura di sottosquadri



Chiusura di bolle



Stabilizzazione di monconi

# Cere Flex Micerium per protesi fissa e mobile

## Cere di alta qualità

per fusione e modellazione.

| Ref.  | Descrizione                                                                                                        | Q.tà |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F54G  | <b>FLEX-E-Z VERDE AUTOISOLANTE</b><br>con memoria elastica ideale per intarsi,<br>fresaggi e fusioni di precisione | 4 oz |
| F55G  | <b>FLEX-E-Z VERDE</b>                                                                                              | 1 lb |
| F54B  | <b>FLEX-E-Z BLU AUTOISOLANTE</b><br>con memoria elastica ideale per intarsi,<br>fresaggi e fusioni di precisione   | 4 oz |
| F55B  | <b>FLEX-E-Z BLU</b>                                                                                                | 1 lb |
| F54P  | <b>FLEX PURPLE VIOLA</b> senza alcuna retrazione,<br>extradura, ideale per margini<br>e per spessori fini          | 4 oz |
| F55P  | <b>FLEX-E-Z PURPLE VIOLA</b>                                                                                       | 1 lb |
| F55ZB | <b>CERA PER PONTI E CORONE</b><br>regular blu                                                                      | 1 lb |



92

## Cere per protesi mobile

senza retrazione né alterazioni dovute al calore.

| Ref. | Descrizione                                                                                                                                                                                                           | Q.tà  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F95H | <b>CERA IN FOGLI ROSA HARD</b><br>ideale per il sistema PERFORM INKOVAC<br>resiste senza alterazioni fino a 55°C molto<br>dura, ma elastica e modellabile, miscela di<br>fini cere vergini formulata scientificamente | 5 lb  |
| F85H | <b>CERA IN FOGLI ROSA HARD</b> 10 fogli                                                                                                                                                                               | 200 g |
| F95A | <b>CERA IN FOGLI ROSA ALL SEASON</b><br>ideale per tutte le stagioni                                                                                                                                                  | 5 lb  |



## Cere calibrate

per scheletrati.

| Ref.                                  | Descrizione                                                                                                                                                   | Q.tà     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| da<br>F02A<br>a<br>F08A               | <b>CERA CALIBRATA ADESIVA CLEAR</b><br>disponibile nei seguenti spessori in mm:<br>0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A),<br>0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A) | 32 fogli |
| da<br>NCASTINGW03<br>a<br>NCASTINGW08 | <b>CERA CALIBRATA LISCIA VERDE</b><br>disponibile nelle misure:<br>0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm                                                             | 32 fogli |



# Cere Flex Micerium calibrate e di utilità

## Cere di alta qualità

per fusione e modellazione.

| Modello                                                                            | Ref. | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                  | Q.tà  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | F67Y | <b>CERA STICKY GIALLA</b><br>fornita in comodi stick da 12 cm<br>formula speciale ad indurimento rapido<br>rigida per un distacco netto senza residui                                                                                        | 100 g |
|   | F66P | <b>CERA PER MASTICONI ROSA</b><br>concava per un più rapido adattamento alla<br>cresta; formula speciale per garantire la massima<br>accuratezza nella riproduzione del morso                                                                | 1 lb  |
|   | F65R | <b>CERA FLEX DIPPING ROSSA</b><br>fondibile per eseguire delle cappette grazie alla<br>memoria elastica resiste alle distorsioni                                                                                                             | 1 lb  |
|   | F66R | <b>CERA PER BOXARE IN STRISCE ROSSA</b><br>molto sottile (1 mm) ed efficace per boxare le<br>impronte da colare in gesso o poliuretano; i fogli<br>aderiscono perfettamente alla superficie senza<br>necessità di scaldarli                  | 1 lb  |
|  | F67R | <b>CERA PER BOXARE IN STICK ROSSA</b><br>ideale per ricostruzioni e riparazioni di piccole<br>imperfezioni dei modelli; utilizzabile anche in<br>combinazione con la cera in strisce per boxaggi,<br>sotto il bordo periferico dell'impronta | 1 lb  |

## Cera di bloccaggio in Stick DVA

Sistema speciale di cera adesiva per modelli da utilizzare con pistola elettrica.

| Ref.     | Descrizione                     | Q.tà |
|----------|---------------------------------|------|
| DVAHTW5  | HOT STICKS cera in cilindri     | 5 lb |
| DVAHTW05 | HOT STICKS cera                 | 1 lb |
| DVAHTG   | Pistola per cera HOT STIKZ 200V | 1 pz |



## Temp Red

### Resina calcinabile

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette. Questa resina é ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili. E' utilizzabile con tecnica del pennello o di mescolazione.

#### Vantaggi operativi

- Calcinabile: brucia senza residui
- Bassissima retrazione: <1%

| Ref.   | Descrizione                                                                            | Q.tà  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TR100  | <b>RESINA ROSSA AUTOPOLIMERIZZABILE</b><br>calcinabile, Polvere 100 g + Liquido 100 ml | 2 pz  |
| DURL94 | Perni calcinabili                                                                      | 60 pz |



#### Modellazioni



Corone Doppie



Fresaggi



Perni moncone