



Enamel plus Tender

La naturalezza del dente, la tecnica e l'estetica della ceramica

Composito nano-ibrido utilizzabile sia in studio che in laboratorio con una massa intermedia ad alta elasticità, un opaco duale ed un bonding che garantisce un'adesione unica. **COME LA CERAMICA, MEGLIO DELLA CERAMICA ...** E' possibile reintervenire in qualsiasi momento anche in studio con lo stesso materiale utilizzato in laboratorio. Enamel plus HRI può essere utilizzato sia per la cementazione, eseguendo in tal modo contemporaneamente una ribasatura del manufatto, sia come sottofondo, prima della presa d'impronta (disponibile anche "flow"). Consente quindi maggiori possibilità nelle soluzioni implantari ed è ideale per la protesi combinata.

94

Compositi estetici Tender

Proprietà Fisiche	HRI	Tender
Durezza Vickers:	700 MPa	350 MPa
Modulo di elasticità:	14.500 MPa	6.900 MPa
Resistenza alla flessione:	170 MPa	95 MPa
Resistenza alla compressione:	450 MPa	360 MPa
Trasparenza:	30%	4%

TENDER: Massa dentina ad alta elasticità

HRI: massa smalto ad alta resistenza

LA COMBINAZIONE VINCENTE

Caso prima e dopo del Dr. Lorenzo Vanini e Sig. Daniele Rondoni



Fratture complesse (Dr. Vanini)



Cementazione ed eventuali reinterventi eseguiti sempre con lo stesso materiale



Preparazione: si può utilizzare "HFO Flow" come sottofondo



Gli intarsi in composito cementati con "HFO OW" (Dr. Vanini)



Ricostruzione in composito su impianti: Tender opaque



Tecnica di stampaggio con muffola: Dentine



Tecnica di stampaggio con muffola: Smalto



Lavoro ultimato da Odt. Rondoni

Enamel plus Tender Kit & Ricambi

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	TENDER1H	KIT INTRODUTTIVO ENAMEL PLUS TENDER	
		Tender: T2, T3, T4	3x2,5 g
		Dentine HRI: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5	5x2,5 g
		Smalto universale HRI: UE2	2,5 g
		Smalti Bio Function: BF1, BF2, BF3	3x2,5 g
		Smalto intensivo: Intensive White Spot (IWS)	2,5 g
		Smalto opalescente: OBN	2,5 g
		Opaco in pasta	2x3 g
		Tender bonding metal primer	5 ml
	TENDER7H	KIT ENAMEL PLUS TENDER INTARSI	
		Tender: T4	2,5 g
		Dentine HRI: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4)	3x2,5 g
		Smalto universale HRI: UE2	2,5 g
		Smalto Bio Function: BF2	2,5 g
		Enamel plus Stain Flow: Brown2	2 g
	ETT2	TENDER T2 (A1, A2)	5 g
	ETT3	TENDER T3 (A3)	5 g
	ETT4	TENDER T4 (A4)	5 g
	COSSTAIN	Massa fluida trasparente	2 g
	PLEXI26	Supporto in plexiglass trasparente 26 fori	1 pz
	PLEXI26D	Supporto in plexiglass Dark 26 fori	1 pz
	PLEXI9	Supporto in plexiglass trasparente 9 fori	1 pz
	PLEXI9D	Supporto in plexiglass DARK 9 fori	1 pz
	ETBOND	Ena Tender Bond metal primer	5 ml
	ETOCLEAR	Opaco in pasta neutro per primo strato	3 g
	ETOL	Opaco in pasta light universale	3 g
	TEMPF	Temp bonding fluid per correzione e riparazione resina-composito, composito-composito	10 ml
	TEMPSEAL	Sigillante in penna Temp Seal Micerium	1 pz
	TEMPSEP	Isolante in penna Temp Sep Micerium	1 pz
	TEMPSILV	Polvere color argento per controllo tessitura	30 g

Nota: le masse Tender possono essere usate anche per i colori B, C e D scala Vita®

PER
RICAMBI DENTINE HRI
CONSULTARE
SEZ. ESTETICA
PAG. 18