



IN VERO MATERIALE COMPOSITO

Ena Cad

NEW

Perfetta Biocompatibilità funzionale ed estetica

I dischi e i blocchetti Ena Cad possono essere usati per fabbricare monolitici completamente anatomici, inlay, corone e sovrastrutture per riabilitazioni funzionali ed estetiche anche su impianti. Ena Cad ha una durezza simile ai compositi da restauro. Non è duro come la zirconia, la ceramica dentale né come altri polimeri e ibridi. Questo lo rende più facile da fresare e le sue caratteristiche fisiche si avvicinano di più a quelle dei denti naturali rispetto ad altri materiali da restauro, consentendo di assorbire meglio lo stress da masticazione e rendendolo il materiale ideale per inlay/onlay, ponti e corone, sovrastrutture su impianti.

Esistono nella versione monolayer nei colori: UD0, UD0,5, UD1, UD2, UD3 e UD3,5. I colori UD1, UD2, UD3 e UD3,5 sono disponibili anche in disco multistrato per offrire in aggiunta una maggiore integrazione estetica soprattutto nei settori anteriori.

Proprietà Fisiche

Durezza Vickers:	680-700 MPa
Modulo di elasticità:	9.500-10.000 MPa
Resistenza alla flessione:	160-180 MPa
Resistenza alla compressione:	475-495 MPa
Contenuto di riempimento:	70% (peso)
Radiopacità:	210% (alluminio)



ENA CAD Block

Disponibile in blocchetti monolayer (14,7x14,7 mm x h.18 mm)

Ref.	Descrizione	Q.tà
TCBUD0,5-6	Ena Cad Block S UD0,5	6 pz
TCBUD1-6	Ena Cad Block S UD1	6 pz
TCBUD2-6	Ena Cad Block S UD2	6 pz
TCBUD3-6	Ena Cad Block S UD3	6 pz
TCBUD35-6	Ena Cad Block S UD3,5	6 pz
TCBUD-5	Ena Cad Block S Blocchetti Assortiti	5 pz



ENA CAD Disc

Disponibili Monolayer e Multilayer.

Diametro 98,5 mm, negli spessori 10/15/20 mm



Dischi Monolayer

Ref.	Descrizione	Q.tà
TCDUD0-15	Ena Cad Disc UD0 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD0-20	Ena Cad Disc UD0 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDUD0,5-10	Ena Cad Disc UD0,5 - 10x98,5 mm	1 pz
TCDUD0,5-15	Ena Cad Disc UD0,5 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD0,5-20	Ena Cad Disc UD0,5 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDUD1-10	Ena Cad Disc UD1 - 10x98,5 mm	1 pz
TCDUD1-15	Ena Cad Disc UD1 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD1-20	Ena Cad Disc UD1 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDUD2-10	Ena Cad Disc UD2 - 10x98,5 mm	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
TCDUD2-15	Ena Cad Disc UD2 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD2-20	Ena Cad Disc UD2 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDUD3-10	Ena Cad Disc UD3 - 10x98,5 mm	1 pz
TCDUD3-15	Ena Cad Disc UD3 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD3-20	Ena Cad Disc UD3 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDUD35-10	Ena Cad Disc UD3,5 - 10x98,5 mm	1 pz
TCDUD35-15	Ena Cad Disc UD3,5 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDUD35-20	Ena Cad Disc UD3,5 - 20x98,5 mm	1 pz



Dischi Multilayer

Ref.	Descrizione	Q.tà
TCDMUD1-15	Ena Cad Disc UD1 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDMUD1-20	Ena Cad Disc UD1 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDMUD2-15	Ena Cad Disc UD2 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDMUD2-20	Ena Cad Disc UD2 - 20x98,5 mm	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
TCDMUD3-15	Ena Cad Disc UD3 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDMUD3-20	Ena Cad Disc UD3 - 20x98,5 mm	1 pz
TCDMUD35-15	Ena Cad Disc UD3,5 - 15x98,5 mm	1 pz
TCDMUD35-20	Ena Cad Disc UD3,5 - 20x98,5 mm	1 pz