

TIZIAN BLANK 5.0

Dischi CAD / CAM

Tizian Blank 5.0 Multistrato 4Y • Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm.
Estetica & Resistenza per ogni tipo di restauro.

I dischi in zirconia multistrato **TIZIAN BLANK 5.0** possono essere usati per fabbricare monolitici completamente anatomici, ponti e corone parzialmente o completamente ceramizzati (fino a 16 elementi) e anche sovrastrutture individualizzate, adatti per anteriori e posteriori su denti naturali e impianti. La sua caratteristica unica è il perfetto bilanciamento tra alta traslucenza e alta resistenza alla flessione. Questo significa che il materiale può essere raccomandato senza riserve per un'ampia gamma di indicazioni.


Proprietà Fisiche

Traslucenza:	45%
Temperatura di sinterizzazione:	1450°C
Resistenza alla flessione:	> 1.150 MPa
Durezza Vickers:	1.250 MPa



Caratteristiche

- Zirconia tipo II classe V in base a EN ISO 6872
- Spessori sottili di 0,4 mm per corone singole negli anteriori e 0,6 mm nei posteriori
- Margini e contorni precisi grazie al materiale compatto
- Ceramizzabili con qualsiasi ceramica mappata nel CTE $10 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$ di ZrO_2
- Fedeltà del colore col variare dei lotti
- Colorazione omogenea
- Il colore può essere riprodotto tutte le volte
- Biocompatibile



Tizian Blank 5.0 Multistrato 4Y

Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm.

Estetica e resistenza per ogni tipo di risultato.

Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220920	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Dark	1 pz
SD220921	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Dark	1 pz
SD220922	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Dark	1 pz
SD220923	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Dark	1 pz
SD220924	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - A Light	1 pz
SD220925	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - A Light	1 pz
SD220926	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - A Light	1 pz
SD220927	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - A Light	1 pz
SD220928	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Dark	1 pz
SD220929	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Dark	1 pz
SD220930	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Dark	1 pz
SD220931	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Dark	1 pz
SD220932	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - B Light	1 pz
SD220933	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - B Light	1 pz
SD220934	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - B Light	1 pz
SD220935	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - B Light	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220936	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Dark	1 pz
SD220937	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Dark	1 pz
SD220938	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Dark	1 pz
SD220939	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Dark	1 pz
SD220940	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - C Light	1 pz
SD220941	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - C Light	1 pz
SD220942	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - C Light	1 pz
SD220943	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - C Light	1 pz
SD220944	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - D Light	1 pz
SD220945	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - D Light	1 pz
SD220946	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - D Light	1 pz
SD220947	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - D Light	1 pz
SD220948	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - Bleach	1 pz
SD220949	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - Bleach	1 pz
SD220950	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - Bleach	1 pz
SD220951	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - Bleach	1 pz



Tizian Blank 5.0 Monocromatici White

Zirconia, Alta traslucenza 45%, 98 mm.

Stesse proprietà fisiche dei Multistrato

Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220954	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 14 mm - White	1 pz
SD220955	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 16 mm - White	1 pz
SD220956	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 18 mm - White	1 pz
SD220957	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 20 mm - White	1 pz
SD220958	Tizian Blank 5.0 - 4Y - 25 mm - White	1 pz




Blocchetto Tizian Block 5.0 Multistrato 5Y

Altissima Traslucenza 49% in Zirconia.

Disponibile in blocchetti (40 mm x 19 mm x 15.5 mm)
nelle tinte A Light, A Dark e B Light

Proprietà Fisiche

Traslucenza:	49%
Temperatura di sinterizzazione:	1450°C
Resistenza alla flessione:	> 650 MPa
Durezza Vickers:	1.250 MPa



Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220959	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Light	3 pz
SD220960	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - A Dark	3 pz
SD220961	Tizian Blank 5.0 - Block 5Y - B Light	3 pz



Tizian Blank 5.0 Monocromatico 3Y

Zirconia, Traslucenza 40%, 98 mm.

Proprietà Fisiche

Traslucenza:	40%
Temperatura di sinterizzazione:	1450°C
Resistenza alla flessione:	> 1.150 MPa
Durezza Vickers:	1.250 MPa



Ref.	Descrizione	Q.tà
SD221000	Tizian 5.0 - 14 mm - White	1 pz
SD221003	Tizian 5.0 - 14 mm - A1	1 pz
SD221006	Tizian 5.0 - 14 mm - A2	1 pz
SD221009	Tizian 5.0 - 14 mm - A3	1 pz
SD221012	Tizian 5.0 - 14 mm - A3,5	1 pz
SD221015	Tizian 5.0 - 14 mm - B2	1 pz
SD221018	Tizian 5.0 - 14 mm - C2	1 pz
SD221021	Tizian 5.0 - 14 mm - D3	1 pz
SD221001	Tizian 5.0 - 20 mm - White	1 pz
SD221002	Tizian 5.0 - 25 mm - White	1 pz
SD221004	Tizian 5.0 - 20 mm - A1	1 pz
SD221007	Tizian 5.0 - 20 mm - A2	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
SD221010	Tizian 5.0 - 20 mm - A3	1 pz
SD221013	Tizian 5.0 - 20 mm - A3,5	1 pz
SD221016	Tizian 5.0 - 20 mm - B2	1 pz
SD221019	Tizian 5.0 - 20 mm - C2	1 pz
SD221022	Tizian 5.0 - 20 mm - D3	1 pz
SD221005	Tizian 5.0 - 25 mm - A1	1 pz
SD221008	Tizian 5.0 - 25 mm - A2	1 pz
SD221011	Tizian 5.0 - 25 mm - A3	1 pz
SD221014	Tizian 5.0 - 25 mm - A3,5	1 pz
SD221017	Tizian 5.0 - 25 mm - B2	1 pz
SD221020	Tizian 5.0 - 25 mm - C2	1 pz
SD221023	Tizian 5.0 - 25 mm - D3	1 pz

Tizian Blank PMMA 98 mm

Dischi in Resina per CAD/CAM

Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220062	Tizian Blank PMMA - 15 mm A1	1 pz
SD220064	Tizian Blank PMMA - 20 mm A1	1 pz
SD220063	Tizian Blank PMMA - 15 mm A2	1 pz
SD220065	Tizian Blank PMMA - 20 mm A2	1 pz
SD220066	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3	1 pz
SD220074	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3,5	1 pz
SD220067	Tizian Blank PMMA - 20 mm B1	1 pz
SD220089	Tizian Blank PMMA - 25 mm rosa	1 pz
SD220078	Tizian Blank PMMA - 30 mm rosa	1 pz



Ref.	Descrizione	Q.tà
SD220068	Tizian Blank PMMA - 15 mm trasparente	1 pz
SD220069	Tizian Blank PMMA - 20 mm trasparente	1 pz
SD220079	Tizian Blank PMMA - 25 mm trasparente	1 pz