



Perform Inkovac



Sistema a pressione e vuoto per protesi mobili di precisione

Duplicazione in idrocolloide per perfetta riproduzione della modellazione in cera. Resina a basso residuo di monomero, di particolare fluidità per consentire la tecnica di colata. Muffole con valvola di vuoto e resina speciale a colata, consentono protesi con base precisa e senza rialzi di occlusione.

Hedent



Ref.	Descrizione	Q.tà
DD1	Unità per duplicare Perform	3 lt
DP1	Polimerizzatrice Perform per 3 muffole	1 pz
DVC1	Unità controllo vuoto Perform con pompa a pressione incorporata	1 pz
DAFC1	Connettore per vuoto perform	1 pz
DAAK1	KIT ACCESSORI INKOVAC	
	Iniettore d'aria, formatore ghiaccio, chiave valvola	
	Spatola per rifinire il gesso	1 pz
	Strumenti per forare i canali da 8 mm e 5 mm	2 pz
	Guarnizioni con anello elastico	5 pz
	Imbuti per versare la resina	5 pz
	Filtri in carta	50 pz
	Manometro per il controllo del vuoto	1 pz
	Fogli spaziatori da 0,1 e 0,2 mm	10 pz
	Fresa per ritenzioni	1 pz
	Pinza per denti	1 pz
	Colla per denti	10 g
	Coppa per mescolazione con mestolo e misurini	
DAJAK1	Kit accessori per tecnica di compensazione	1 pz
DAF1	Muffola di precisione con camera del vuoto	1 pz
DAFK1	Muffola Perform per compensazione	1 pz
DACU1	Fresa Perform	1 pz
DASV1	Setaccio per denti Perform	1 pz

Ref.	Descrizione	Q.tà
DMAC21	Resina Perform rosa	500 g
DMAC22	Resina Perform rosa venata	500 g
DMAC23	Resina Perform rosa chiaro	500 g
DMAC24	Resina Perform rosa opaco	500 g
DMAC25	Resina Perform trasparente	500 g
DMAC31	Resina Perform rosa	1 Kg
DMAC32	Resina Perform rosa venata	1 Kg
DMAC33	Resina Perform rosa chiaro	1 Kg
DMAC34	Resina Perform rosa opaco	1 Kg
DMAC35	Resina Perform trasparente	1 Kg
DMAC51	Resina Perform rosa	5 Kg
DMAC52	Resina Perform rosa venata	5 Kg
DMAC53	Resina Perform rosa	5 Kg
DMDU3	Idrocolloide Perform Concentrato	3 Kg
DML1	Liquido monomero Perform	500 ml
DML2	Liquido monomero Perform	1 lt
DMSM1	Separatore per gesso	1 lt
DMSM2	Isolante alginico	1 lt