


ZircoShiny


Abrasivi e gommini diamantati per zirconia & ceramica.

Ref.	Descrizione	Q.tà
ZR1000	KIT RIFINITURA E LUCIDATURA ZIRCONIO:	
	Punta abrasiva diamantata verde ZRG02	1 pz
	Ruota abrasiva diamantata verde ZRG01	1 pz
	Ruotina siliconica bianca D7504	1 pz
	Lenticolare siliconico bianco D7510	1 pz
	Ruotina diamantata Rosa ZR014	1 pz
	Lenticolare diamantato Rosa ZR013	1 pz
	Ruotina diamantata Grigia ZR025	1 pz
	Lenticolare diamantato Grigio ZR024	1 pz





Gommini diamantati

Ruotine	Ref.	Q.tà
	ZR014	1 pz
	ZR025	1 pz
Ø 22 • h 3,1 mm		

Ruotine	Ref.	Q.tà
	ZR013	1 pz
	ZR024	1 pz
Ø 22		

Abrasivi diamantati

Punte	Ref.	Q.tà
	ZRG01 2,5 • Ø 12 mm	1 pz
	ZRG02 11 • Ø 4 mm	1 pz
	ZRG03 13 • Ø 5 mm	1 pz

 Rosa: Medi per lucidare  Grigio: Extra-Fini per brillantare  Verde: Rifinitura zirconio

Disco e Paste Diamantate

Paste diamantate per ceramica e composito e Disco diamantato per zirconia.

Modello	Ref.	Q.tà
355524190	ZR915CF ISO 807 104 Ø 19 • Ø 16 mm	1 pz



Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	ESA20	Pasta per composito Ena Shiny A 3 µm	20 g
	ESB20	Pasta per composito Ena Shiny B 1 µm	20 g
	ZRZ20	Pasta per Zirconio e Ceramica Shiny Z	20 g
	ZRSHP	Spazzolino HP per pasta Shiny Z	12 pz