

Cere Flex Micerium per protesi fissa e mobile

Cere di alta qualità

per fusione e modellazione.

Ref.	Descrizione	Q.tà
F54G	FLEX-E-Z VERDE AUTOISOLANTE con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55G	FLEX-E-Z VERDE	1 lb
F54B	FLEX-E-Z BLU AUTOISOLANTE con memoria elastica ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione	4 oz
F55B	FLEX-E-Z BLU	1 lb
F54P	FLEX PURPLE VIOLA senza alcuna retrazione, extradura, ideale per margini e per spessori fini	4 oz
F55P	FLEX-E-Z PURPLE VIOLA	1 lb
F55ZB	CERA PER PONTI E CORONE regular blu	1 lb



92

Cere per protesi mobile

senza retrazione né alterazioni dovute al calore.

Ref.	Descrizione	Q.tà
F95H	CERA IN FOGLI ROSA HARD ideale per il sistema PERFORM INKOVAC resiste senza alterazioni fino a 55°C molto dura, ma elastica e modellabile, miscela di fini cere vergini formulata scientificamente	5 lb
F85H	CERA IN FOGLI ROSA HARD 10 fogli	200 g
F95A	CERA IN FOGLI ROSA ALL SEASON ideale per tutte le stagioni	5 lb



Cere calibrate

per scheletrati.

Ref.	Descrizione	Q.tà
da F02A a F08A	CERA CALIBRATA ADESIVA CLEAR disponibile nei seguenti spessori in mm: 0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A), 0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A)	32 fogli
da NCASTINGW03 a NCASTINGW08	CERA CALIBRATA LISCIA VERDE disponibile nelle misure: 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mm	32 fogli



Cere Flex Micerium calibrate e di utilità

Cere di alta qualità

per fusione e modellazione.

Modello	Ref.	Descrizione	Q.tà
	F67Y	CERA STICKY GIALLA fornita in comodi stick da 12 cm formula speciale ad indurimento rapido rigida per un distacco netto senza residui	100 g
	F66P	CERA PER MASTICONI ROSA concava per un più rapido adattamento alla cresta; formula speciale per garantire la massima accuratezza nella riproduzione del morso	1 lb
	F65R	CERA FLEX DIPPING ROSSA fondibile per eseguire delle cappette grazie alla memoria elastica resiste alle distorsioni	1 lb
	F66R	CERA PER BOXARE IN STRISCE ROSSA molto sottile (1 mm) ed efficace per boxare le impronte da colare in gesso o poliuretano; i fogli aderiscono perfettamente alla superficie senza necessità di scaldarli	1 lb
	F67R	CERA PER BOXARE IN STICK ROSSA ideale per ricostruzioni e riparazioni di piccole imperfezioni dei modelli; utilizzabile anche in combinazione con la cera in strisce per boxaggi, sotto il bordo periferico dell'impronta	1 lb

Cera di bloccaggio in Stick DVA

Sistema speciale di cera adesiva per modelli da utilizzare con pistola elettrica.

Ref.	Descrizione	Q.tà
DVAHTW5	HOT STICKS cera in cilindri	5 lb
DVAHTW05	HOT STICKS cera	1 lb
DVAHTG	Pistola per cera HOT STIKZ 200V	1 pz



Temp Red

Resina calcinabile

Resina per modellazione Micerium senza retrazione per fusioni perfette. Questa resina é ideale per la fabbricazione di parti secondarie di protesi (telescopiche, fresaggi), fissazione di saldature, ponti, ancoraggi, attacchi e perni calcinabili. E' utilizzabile con tecnica del pennello o di mescolazione.

Vantaggi operativi

- Calcinabile: brucia senza residui
- Bassissima retrazione: <1%

Ref.	Descrizione	Q.tà
TR100	RESINA ROSSA AUTOPOLIMERIZZABILE calcinabile, Polvere 100 g + Liquido 100 ml	2 pz
DURL94	Perni calcinabili	60 pz



Modellazioni



Corone Doppie

Fresaggi

Perni moncone