



Abrasivi

- 88 Abrasivi per zirconio e ceramica
- 89 Gommini in silicone ed abrasivi per acrilico
- 90 Gommini montati da studio e laboratorio e gommini per lucidatura
- 91 Tagliaperni e dischi
- 92 Punte montate
- 93 Frese e dischi diamantati
- 94 Fresoni in tungsteno Eurogoldies


DEDECO: LEADER NEL CAMPO DEGLI ABRASIVI

La linea comprende fresoni in titanio e tungsteno, diamantate, dischi, punte montate ed una gamma completa di gommini per rifinitura e lucidatura. Micerium offre accanto alla gamma della Dedeco, a completamento della linea, alcuni abrasivi con il proprio marchio (quelli preceduti da "D" o "Z" nella sezione del presente catalogo).





ZIRCOSHINY

Abrasivi e gommini diamantati per zirconio & ceramica

Ref	Contenuto	Q.tà
ZR1000	Kit Rifinitura e Lucidatura Zirconio contenente:	
	Punta abrasiva diamantata verde ZRG02	1 pz
	Ruota abrasiva diamantata verde ZRG01	1 pz
	Ruotina siliconica bianca D7504	1 pz
	Lenticolare siliconico bianco D7510	1 pz
	Ruotina diamantata Rosa ZR014	1 pz
	Lenticolare diamantato Rosa ZR013	1 pz
	Ruotina diamantata Grigia ZR025	1 pz
	Lenticolare diamantato Grigio ZR024	1 pz






GOMMINI DIAMANTATI PER ZIRCONIO & CERAMICA

Ref	Ruotine Zirco 1 pz	Ref	Ruotine Zirco 1 pz
ZR014	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	ZR013	 (ø 22 mm)
ZR025		ZR024	

● Rosa: Medi per lucidare ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

PUNTE ABRASIVE DIAMANTATE PER ZIRCONIO

Ref	Grinder Ruota HP	Ref	Grinder Punta HP	Ref	Grinder Punta HP
ZRG01	 2,5 mm ø 12,0	ZRG02	 11 mm ø 4,0	ZRG03	 13 mm ø 5,0

● Verde: Rifinitura zirconio

DISCO DIAMANTATO PER ZIRCONIO

Ref	ISO 807 104	Disco	1 pz
ZR915CF	355 524 190		
	ø 19 mm x 0,16 mm		

PASTA DIAMANTATA PER CERAMICA & COMPOSITO


Ref	Descrizione	Q.tà
ESA20	Pasta per composito Ena Shiny A 3µm	20 g
ESB20	Pasta per composito Ena Shiny B 1µm	20 g
ZRZ20	Pasta per Zirconio e Ceramica Shiny Z	20 g
ZRSHP	Spazzolino HP per pasta Shiny Z	12 pz




GOMMINI IN SILICONE PER CERAMICA

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per colore.


RUOTINE

Colore	Ref	Modello
○	7503* 12 pz	
○	7504 100 pz	
●	7553* 12 pz	
●	7554 100 pz	
●	7603* 12 pz	
●	7604 100 pz	

LENTICOLARI

Colore	Ref	Modello
○	7509 12 pz	
○	7510 100 pz	
●	7559* 12 pz	
●	7560 100 pz	
●	7609* 12 pz	
●	7610 100 pz	

CILINDRI




















Colore	Ref	Modello
○	7511* 12 pz	
○	7512* 100 pz	
●	7561* 12 pz	
●	7562* 100 pz	
●	7611* 12 pz	
●	7612* 100 pz	

○ Bianco: Coarse per rifinire ● Rosa: Medi per lucidare ● Grigio: Extra-Fini per brillantare

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI IN SILICONE

GOMMINI UNIVERSALI

Ref	Routine	Ref	Lenticolare	Ref	Cilindri	Ref	Pins
7203*	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	7209	 (ø 22 mm)	7213*	 (ø 24 • h. 6,3 mm)	7216*	 (ø 2 • h. 20 mm)
7204*		7210*		7214*		7266*	 (ø 2 • h. 20 mm)
7253*	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	7259	 (ø 22 mm)	7263*	 (ø 24 • h. 6,3 mm)	7266*	 (ø 2 • h. 20 mm)
7254*		7260*		7264*			
6561*	 (ø 22 • h. 3,1 mm)	6563*	 (ø 22 mm)				
6562*		6564*					

● Blu: fine ● Rosa: Extra Fine ● Gold: Lucidatura Finale

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Colore	Ref	Forma A	Ref	Forma C	Ref	Forma D	Ref	Forma E	Ref	Forma F	Ref KIT
●	7731*		7733*		7734*		7735*		7736*		7730*
●	7741*		7743*		7744		7745		7746*		7740*
●	7721*		7723*		7724*		7725*		7726*		7720*

*disponibili solo su richiesta

● **Blu coarse:** autoraffreddanti per rifinire le protesi mobili ● **Giallo fine:** per lucidatura finale protesi mobili
● **Azzurro medium:** autoraffreddanti per lisciare e lucidare le protesi mobili

NOTA: forme A, C, F disponibili solo su richiesta

FRESONI HP PER ACRILICO (Conf. 5 pz)

Colore	Ref	Forma A	Ref	Forma C	Ref	Forma D	Ref	Forma E	Ref	Forma F	Ref KIT
○	5101*		5102*		5104*		5105*		5106*		5100*
●	6101		6102		6104*		6105		6106*		6100*

○ **Bianchi zirconio:** Permettono uno sgrassamento rapido a freddo degli acrilici e creano una superficie liscia di facile lucidatura.
● **Rossi coarse:** Per una sgrassatura rapidissima a freddo, senza sbavature di acrilici e acrilici molli. Mandrino HP.

*disponibili solo su richiesta

GOMMINI MONTATI

MIDGETS

Punte montate in gomma per studio e laboratorio, disponibili in varie gamme codificate per coloree

HP MANIPOLO DRITTO

Colore	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
	4860*		4861		4862*		4863*	
	4360*		4361*		4362*		4363*	
	4560*		4561*		4562		4563*	
	4660*		4661*		4662*		4663*	
	4760*		4761*		4366*		4367*	
					4762*		4763*	

*disponibili solo su richiesta

- Marrone: lunga durata per prelucidare tutti i metalli
- Nero: molto abrasivo per amalgama e oro
- Verde: tradizionale per una veloce lucidatura di amalgama e oro
- Blu: per la finale glasatura dei metalli
- Rosso: per profilassi
- Bianco: ultrafine per un'altissima lucidatura di composito smalto e oro
- Grigio: per una istantanea glasatura della porcellana

GOMMINI PER LUCIDATURA

RUOTINE SQUARE EDGE

Colore	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	5030*		5010	
	-		5000	
	5021		5001	
	5024		5004	
	5027*		5007	
	5029*		5009	
	-		-	
	-		7030*	

(ø 15 • h. 1,5mm)

(ø 22 • h. 3,1 mm)

LENTICOLARI KNIFE EDGE

Colore	Ref	Modello 100 pz	Ref	Modello 100 pz
	4982		4983	
	4941*		4940	
	4951		4950	
	4961		4960	
	4971*		4970	
	4981		4980	
	-		-	
	-		-	

(15,8mm)

(ø 22,2 mm)

*disponibili solo su richiesta

RUOTINE INTERPROSSIMALI INTERPROXIMAL **

Colore	Ref	Modello 25 pz	Ref	Modello 25 pz
	4988*		4989	
	4995*		4990	
	-		4991*	
	-		-	
	4998*		4993	
	-		4994*	
	-		-	
	-		-	

(ø 15 • h. 0,8mm)

(ø 22 • h. 1,0 mm)

**ad esaurimento

CILINDRI CLASP

Colore	Ref	Modello 100 pz
	4595	
	4590	
	4592	
	4593	
	4594	
	-	
	4591	
	-	

(ø 24 • h. 6,3 mm)

- Marrone: lunga durata, lucida e rifinisce tutti i metalli
- Nero: duro per rifinire e lucidare cromo cobalto
- Verde: standard per rifinire e lucidare cromo e oro
- Blu: per un'alta glasatura di tutti i metalli
- Rosso: soffice e flessibile lucidatura oro
- Bianco: soffice e flessibile lucida oro e ceramica
- Grigio: medi per cromo cobalto
- Rosa: extra duri per cromo cobalto

TAGLIAPERNI, DISCHI SEPARATORI E DISCHI IN FIBRA



Ref	Descrizione	Q.tà
5163*	Tagliaperni 32x0,6 mm	100 pz
5164*	Tagliaperni 32x2,2 mm	100 pz
5166*	Tagliaperni 32x1,2 mm	100 pz
5174	Tagliaperni RUBY SLITTER non contaminati 38x0,8 mm	100 pz
5211*	Tagliaperni FAST CUT lisci 38x0,8 mm	100 pz
5212*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x0,7 mm	100 pz
5213*	Tagliaperni FAST CUT lisci 35x1,7 mm	100 pz
5214*	Tagliaperni FAST CUT lisci 40x1,7 mm	100 pz
7022	Tagliaperni LIGHTING RED 32x1,6 mm	100 pz
7023	Tagliaperni LIGHTING RED 38x0,6 mm	100 pz
7024	Tagliaperni LIGHTING RED 38x1,0 mm	100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
5171	Dischi separatori NM SLIMS per ceramica 22x0,2 mm	100 pz
5176	Dischi RUBY SLITTER non contaminanti 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5177	Dischi STRIPPER ad alta velocità 22x0,6 mm	100 pz
5178	Dischi WAFER 2 lati 22x0,3 mm	100 pz
5180*	Dischi WAFER 1 lato 22x0,3 mm	100 pz
5182	Dischi separatori per ceramica 22x0,3 mm	100 pz
5190*	Dischi separatori ULTRA per ceramica 22x0,1 mm	25 pz
5203	Dischi per oro e ceramica 2 lati 22x0,6 mm	100 pz
5206	Dischi per oro e ceramica 1 lato 22x0,6 mm	100 pz
5209	Dischi per cromocobalto 22x0,6 mm	100 pz

*disponibili solo su richiesta

DISCHI IN FIBRA

Ref	Descrizione	Q.tà
5581	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,2 mm	12 pz
5583	Dischi in Fibra rinforzati 22x0,3 mm	12 pz
5585	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x0,5 mm	12 pz
7001	Tagliaperni in Fibra rinforzati 38x1,2 mm	12 pz
7002*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 64x0,8 mm	6 pz
7003*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 76x0,8 mm	6 pz
7004*	Dischi in Fibra rinforzati (foro 6,4) 100x0,8 mm	6 pz



Ø da 22 mm a 100 mm • Scala 1:4

MANDRINI

Ref	Descrizione	Q.tà	Modello
5424	Mandrini inossidabili HIPPIE per dischi	12 pz	
5425	Mandrini inossidabili HP	12 pz	
COSSHINY6	Mandrini per feltrini a ruota	6 pz	
5427	Mandrini a spirali per cilindri	12 pz	
7005*	Mandrino per dischi Fiber CUT ø 6,4 mm	1 pz	
7081*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" ø 2,0 mm	1 pz	
7082*	Mandrino per gommini "Polishing Pin" ø 2,0 mm	12 pz	
5400*	Pietra per modellare tutti gli abrasivi	1 pz	





















*disponibili solo su richiesta



5400

PUNTE MONTATE








	HP	RA	FG	Modello		HP	RA	FG	Modello		HP	RA	FG	Modello		HP	RA	FG	Modello	
●	4223	-	-		138 CN1	●	4213	-	-		●	4208	-	-		●	4202	-	-	
○	4523	-	-		138 CN1	○	-	-	-		○	4508	-	-		○	4502	-	-	
●	4823	-	-		138 CN1	●	4812	-	-		●	4808	-	-		●	4802	-	-	
●	4032	-	-		161 FL3	●	4219	-	-		●	4207	-	-		●	4214	-	-	
○	-	-	-		161 FL3	○	4519	-	-		○	-	-	-		○	4514	-	-	
●	-	-	-		161 FL3	●	4819	-	-		●	4807	-	-		●	4814	-	-	
●	4215	-	-		128 IC3	●	4216	-	-		●	4217	-	-		●	4221	-	-	
○	-	-	-		128 IC3	○	-	-	-		○	-	-	-		○	4521	-	-	
●	4815	-	-		128 IC3	●	4816	-	-		●	4817	-	-		●	4821	-	-	
●	4220	-	-		133 KN4	●	4226	-	-		●	4227	-	-		●	4040	-	-	
○	4520	-	-		133 KN4	○	-	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	4820	-	-		133 KN4	●	4826	-	-		●	4827	-	-		●	-	-	-	
●	4041	-	-		170 PC2	●	4204	-	-		●	4218	-	-		●	4222	-	-	
○	-	-	-		170 PC2	○	4504	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	-	-	-		170 PC2	●	4804	-	-		●	4818	-	-		●	4822	-	-	
●	4042	-	-		171 RE1	●	4211	-	-		●	4210	-	-		●	4043	-	-	
○	-	-	-		171 RE1	○	4511	-	-		○	-	-	-		○	-	-	-	
●	-	-	-		171 RE1	●	4811	-	-		●	4810	-	-		●	-	-	-	
●	4206	-	-		112	●	4044	-	-		●	4203	-	-		●	4201	-	-	
○	-	-	-		112	○	-	-	-		○	4503	-	-		○	-	-	-	
●	4806	-	-		112	●	-	-	-		●	4803	-	-		●	4801	-	-	
●	4224	-	-		141	●	4225	-	-		●	4203	-	-		●	4201	-	-	
○	4524	-	-		141	○	4525	-	-		○	4503	-	-		○	-	-	-	
●	4824	-	-		141	●	4825	-	-		●	4803	-	-		●	4801	-	-	
●	4224	-	-		141	●	4225	-	-		●	4225	-	-		●	4225	-	-	
○	4524	-	-		141	○	4525	-	-		○	4225	-	-		○	4225	-	-	
●	4824	-	-		141	●	4825	-	-		●	4225	-	-		●	4225	-	-	

NOTA: Le confezioni contengono 12 pz.
Per altre forme, disponibili su richiesta, vedere catalogo Dedeco.

- Verdi **GIANT** al carburo di silicio per una rifinitura rapida
- Bianche **ARKANSAS** all'ossido di alluminio per rifinitura fine
- Rosse **RUBI A/O** all'ossido di alluminio per rifinitura accurate di leghe non/semi preziose

PUNTE MONTATE PER LABORATORIO* (Conf. 72 pz)

Le punte montate con legante in ceramica per la rifinitura dei metalli con mandrino HP

Colore	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello	Ref	Modello
○	4281		4282		4283		4285	
●	4271		4272		4273		4275	

- **Bianche medie:** per leghe non preziose e semipreziose per protesi fissa
- **Rosse coarse:** rifinitura rapida delle leghe al cromo cobalto per scheletrati

* prodotti disponibili solo su richiesta

FRESE E DISCHI DIAMANTATI

Le diamantate, Dedeco e Micerium, di ottima qualità si possono avere sia nella versione Standard (S) che nelle versioni Gold (G) con rivestimento di nitruro di titanio. Sono disponibili anche dischi diamantati fino a 0,1 mm di spessore e cappucci diamantati intercambiabili per protesi.

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP COARSE

Ref	Mod.	Fresa
2701*	49/1060	
2702*	75/1060	
2703*	77/1060	
2704	78/1060	
2705	78/1090	
2706	79/1045	

FRESE DIAMANTATE MICERIUM HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
D713	23/4030	
D714	42/4030	
D716	48/4030	
D717	71/4030	
D718	212/4020	
D719	212/4030	
D725	501/016	
D726	537/016	
D727	558/016	
D728	559/023	
D729	563/014	
D730	563/018	

DISCO SINTERIZZATO

Ref	Descrizione	Q.tà
2807*	2 Lati 22 x 0.15 mm	1 pz

ABRASIVI NON RISCALDANTI KOOLIES* (Conf. 50 pz)

Misura	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0804	0805•	0806	0807	0808	0809	0810	0811	0812
	0819	0820•	0821	0822	0823	0824	0825	0826	0827
\varnothing	7/8"	7/8"	7/8"	3/4"	3/4"	3/4"	5/8"	5/8"	5/8"
Spess.	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"	3/16"	1/8"	3/32"



Nero: tradizionale multiuso **Verde fine:** per porcellana e smalto

*prodotti disponibili solo su richiesta
• 0805 e 0820 prodotti sempre disponibili

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2707	49/4060	
2708*	75/4060	
2709*	77/4060	
2710*	78/4060	
2711	78/4090	
2712*	79/4045	

FRESE DIAMANTATE DEDECO HP STANDARD

Ref	Mod.	Fresa
2715*	42/4050	
2720*	212/4040	
2721*	213/4040	
2722*	231/4080	
2723*	232/4030	
2724*	234/4080	

CAPPUCCI DIAMANTATI

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
2744*	Mandrino \varnothing 2,35 mm Cappuccio \varnothing 12,7 mm		1 pz 1 pz
2743*	Cappuccio \varnothing 12,7 mm		

DISCO SUPERFLESSIBILE WRAP-AROUND

Ref	Descrizione	Modello	Q.tà
D751	2 Lati 22 x 0.15 mm		1 pz
D752	1 lato 22 x 0.10 mm		1 pz

EUROGOLDIES HP

- Tipi di tagli più usati
- Bilanciamento ad alta precisione
- Standard ISO codificati per coloree
- Goldies al nitruro di titanio non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno
- Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, metalli, ceramica e composito

TAGLIO INCROCIATO REGULAR "E" PER METALLO, GESSO E ACRILICO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa	Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8310*	G071E	023		8357*	G079E	060	
8311*	G071E	027		8315	G137E	023	
8351	G071E	040		8358*	G138E	016	
8312*	G071E	050		8359	G251E	060L	
8313*	G072E	060		8360*	G257E	023	
8352	G077E	029		8361*	G257RE	060	
8353	G077E	060		8362	G261E	023	
8354*	G078E	040		8363	G295E	023	
8355*	G079E	031		8364*	G351E	040	
8314*	G079E	040		8316*	G351E	060	
8356*	G079E	045					

Per tagliare metallo, gesso e acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE FINE "FST" PER MATERIALI SOFFICI

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa	Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8327*	G79FST	040		8331*	G139FST	023	
8328*	G129FST	023		8332*	G251FST	060	
8329*	G136FST	016		8333*	G390FST	014	
8330*	G138FST	023					

Per fresare parodonti e materiali di ribasatura soffice; ideali per tagliare il titanio a 15.000 rpm

TAGLIO INCROCIATO FINE "EF" PER METALLO

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa	Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8317*	G078EF	040		8372*	G251EF	060L	
8318	G079EF	031		8323*	G257EF	023	
8319*	G079EF	040		8373*	G261EF	023	
8370*	G079EF	045		8324*	G293EF	023	
8320*	G079EF	060		8325	G295EF	023	
8371*	G138EF	016		8326*	G351EF	040	
8321*	G138EF	023		8374*	G351EF	060	
8322*	G251EF	060					

Per rifinire metallo gesso e acrilico

*Disponibili solo su richiesta

TAGLIO INCROCIATO SUPERFINE "SF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8365*	G079SF	045	
8366*	G257SF	023	
8335*	G0261SF	023	
8336*	G293SF	023	
8337*	G295SF	023	

Per la tessitura della porcellana, struttura in metallo e provvisori in acrilico

TAGLIO INCROCIATO ORIZZONTALE GROSSO "GSQ"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8338	G077GSQ	040	
8339*	G251GSQ	060	
8340*	G261GSQ	023	

Per Titanio e Protesi mobile

TAGLIO GROSSO PER TITANIO "GTI"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8344*	G079GTi	040	
8345*	G129GTi	023	
8346*	G138GTi	023	
8347*	G139GTi	023	

Per eseguire tagli rapidi su Titanio

TAGLIO A SPIRALE FINE "SPF"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8375*	G79SPF	040	
8376*	G129SPF	023	
8377	G251SPF	060	

Per titanio e per sgrassatura di materiali soffici come paradenti, tray per sbiancamento e ribasatura

GOLDIES FG

Al nitruro di Titanio, non scaldano e durano almeno 3 volte di più di una normale fresa al tungsteno. Per tagliare e rifinire velocemente amalgama, oro, metalli non preziosi, ceramica e composito.

Ref	Mod.	Fresa
2301*	TFD-1	
2302*	TFD-2	
2303	TFD-3	
2304	TFD-4	
2305	TFD-5	
2306*	TFD-6	

Ref	Mod.	Fresa
2311	D-7008	
2312	D-7106	
2313*	D-7803	
2314	D-7902	
2315	D-7104	
2316*	D-7204	

Ref	Mod.	Fresa
2401*	MCD-1	
2402*	MCD-2	
2403*	MCD-3	
2404*	MCD-4	
2405*	MCD-5	
2406*	MCD-6	

TAGLIO INCROCIATO GROSSO "SG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8341*	G072SG	060	
8342*	G079SG	045	
8343*	G079SG	060	
8367*	G251SG	060	
8368*	G351SG	060	

Disegno incrociato ampio per acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO MOLTO GROSSO "GE"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8348	G251GE	060	
8349*	G351GE	060	

Per una veloce riduzione di acrilici e gesso

TAGLIO INCROCIATO SUPER GROSSO "XG"

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8334	G251XG	060	
8369	G351XG	070	

Per una extra veloce riduzione di acrilici e gesso e per rimuovere materiali soffici di ribasatura

TAGLIO VACUUM PER PLACCHE TERMOPLASTICHE

Ref	Mod.	ø in mm	Fresa
8378	G219	023	
8379*	G219S	023	

Ideale per baseplate, splintaggi e tray per sbiancamento

A	
Abrasivi	88
Accu-trac	68
Accu-trans	68
Acidi per mordenzatura	32-36
Adesivi	32-35
Apribocca	39
Argento colloidale	45
Arkansas	92
Aspiratore per sabbiatrice	61

B	
Bio Function	8-11
Biosonic Ultrasuoni	63
Bondent	57
Bonding	32-33,35

C	
Capo Bulk Fill Plus	52
Cementi	28-30,52
Cere	72-73
Cianoacrilato	70-71
Cilindri in gomma	90
CLED2	34,60
Compositi	8-19,30-31 76-78
Cunei	50
Curette	43

D	
Dedeco	88-95
Dentifricio	44
Dentoprep	61
Detergenti	61,62
Diamantate da laboratorio	88,93
Diamantate da studio	24-25
Digital Brush	44
Dischi separatori Dedeco	91
Dischi diamantati	93
Dischi per CAD/CAM	81-83
DVA	69-71

E	
Ena Bond	32-33,35
Ena Cem	28-30,52
Ena Etch	32,36
Ena Heat	17
Ena Matrix	48-51,53
Enamel plus HRi	8-16,19
Enamel plus HRi Bio Function	8-11
Ena Oral Care	43-45
Enamel plus HFO	16-17,19
Ena Shiny	24-25,88
Enamel plus Shiny	20-23

Enamel plus Temp	42,80-81
Enamel plus Tender	76-78
Ena Post	26-27,53
Ena Bond Seal	33
Ena Flow Sealant	34
Ena Soft	31
Ena Soft Flow	31
Etching gel	32-33,36
Euro Goldies	94-95
Ena White	38-39
Ena White 2.0	40-41

F	
Fiber Lux	54
Fiber White	54
Fiber ParaPost	54
Fibre di rinforzo	37
Filo interdentale	44
Flex cere speciali	72
Flow	19
Foragessi Pindex	64
Frese diamantate	24-25,93
Frese FG Goldies	95
Frese Kodex per perni	57
Frese Parapost	54,56
Fresoni al tungsteno Goldies	94-95
Function	16
Futura Gen	84
Futura Press	85

G	
Gel gengivale	45
Gelatina per duplicazione	75
Glass Connector	19
Gommini Dedeco	88,90
Goldies	94-95

I	
Igiene orale	44-45
Inkovac Perform	75
Interdental Brush/Floss	44
Isolanti	70-73,77

L	
Lame per seghetto	66-67
Lampade per studio/Led	34,60
Lampade per laboratorio	60
Lavatrici ad ultrasuoni	63
Link e Link Plus	57
Liquidi Biosonic	62

M

Mandrini	23,91
Matrici	48-51
Max perni parapulpari	57
MicroClean	61,85
Midgets punte montate	90
Miscelatore sottovuoto	74
Mock up Kit	42
Monconi sfilabili	67-70
Mordenzanti	32-36
Muffole	75,79

O

Occhiali protettivi	60,66
---------------------	-------

P

Pasta diamantata per studio	20-22
Pasta diamantata per laboratorio	88
Pasta profilassi Prohipaste	43
Parapost perni	54-56
Pennelli	18,66
Perfect	62
Perform Inkovac	75
Perni calcinabili	56,71
Perni canalari Whaledent	54-56
Perni in fibra	26-27,53
Perni di fusione in plastica	56,71
Perni endocanalari Ena Post	26-27,49
Perni parapulpari	57
Pindex System	64,68
Pinzette emostatiche Mosquito	66
Primebond7	52
Profilassi	43
Punte montate	92

R

Resine	42,75,80-81, 84-85
Resina calcinabile	56,71
Resina per protesi mobile	75
Resina per provvisori	31,42,80-81
Rifinitore Rutex	67
Rocket	71
Routine in gomma 5/8 e 7/8	89,90

S

Sabbiatrice orale	61
Safe Matrix	51
Sbiancamento	38-39
Scala colore	10,14-15
Scaldacera	73
Scaldasiringhe	17
Seghetto a mano	66
Seghetto elettrico	67
Shiny	20-25

Siringa per tips in composito	11
Smart prophy	43
Soluzioni di pulizia	61,62,85
Spray orale	44
Spessimetro	66
Splintaggi con fibre	37
Stick per lucidare	81
Strumenti per modellazione	18,66
Supercolori per compositi e resine	18,77

T

Tagliaperni Dedeco	91
Trattamento discromie	38-39
Tender	76-78
Tender Flask	79
Tender Fiber	37
Tender Pink	78
Tender Repair	36
Tender Tray Magnetic	70
Temp	42, 80-81
Temp Red	56,71
Temp Silic	42,78
Tips Enamel plus HRi	15-16
Tips Enamel plus HFO	16-17
Twin Tray	69
T.M.S.	57

U

Ultrasuoni BioSonic	63
Uncini per diga	53

V

Vacumix miscelatore	74
---------------------	----

Z

ZircoShiny	88
------------	----