




Apparecchi

- 60 Lampade per composito, occhiali e visiera protettiva
- 61 Sistema di pulizia per protesi e Sabbiatrice orale
- 62 Soluzioni di pulizia
- 63 Lavatrici ad ultrasuoni

LAMPADA PER POLIMERIZZAZIONE

Un tocco per servirti della potenza della luce

- Altissima potenza: fino a 2.400 mw
- Led con 2 frequenze diverse (tra 390 e 480 nm con picchi di 405 e 460 nm), per una polimerizzazione perfetta anche in presenza di iniziatori diversi
- 6 programmi di polimerizzazione, e 2 per rilevazione di carie e placca
- Nessun spegnimento durante l'utilizzo: il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo
- Radiometro integrato: intensità di facile controllo con display O-led
- Batteria a cartucce. Design innovativo e semplicità nella sostituzione



Ref	Descrizione	Q.tà
CLED2	Lampada al LED Micerium 10 W LED - 240 V	1 pz

- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Rilevazione placca 250 mW/cm²
- >> Rilevazione carie 350 mW/cm²

OCCHIALI PROTETTIVI

Dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi in plastica trasparenti ed arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali protettivi in plastica trasparente Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10A	Occhiali protettivi in plastica arancioni per lampada fotopolimerizzatrice Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10M	Occhiali di sicurezza (lente 2 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz
WD9-SCUDO	Visiera protettiva monouso (mis. 320x220 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz



LAMPADE PER LABORATORIO

Lampade Polimerizzatrici Micerium

Ref	Descrizione	Q.tà
LABORLUX3	Lampada fotopolimerizzatrice 300 Watt con timer e piatto girevole fotopolimerizza tutti i materiali, 310-500 nm	1 pz
LABORLUXL-L	Lampada ricambio 300 Watt per LABORLUXL/3	1 pz
LAMPADAPLUST	Lampada fotopolimerizzatrice con timer per intarsi e faccette in composito, 320-500 nm 4 mini-neon alogene x 9W e 1 lampadina alogena x 50W	1 pz
LAMPADA	Lampada a raggi UVA per Perform Soft, portaimpronte individuali, supercolori in resina 4 mini-neon UVA x 9W, 320-400 nm	1 pz
LAMPADINE	Mini-neon di ricambio a raggi UVA 9W	1 pz
LAMPAPLUS	Mini-neon di ricambio a luce alogena 9W	1 pz
LAMPA-8	Lampadina alogena 50W	1 pz



SISTEMA DI PULIZIA PER PROTESI

MicroClean

Sistema di pulizia per bite e protesi rimovibili, sia meccanico che chimico tutto in uno. Pulizia estremamente efficace ma delicata grazie alla speciale forma arrotondata degli aghi pulenti e del liquido universale. A differenza dalla pulizia ad ultrasuoni rende anche lucide le protesi senza utilizzo di gomme lucidanti.

Ref	Descrizione	Q.tà
SD676410	MicroClean 220V dimensioni: 20x20x20 cm peso: 3 kg aghi e liquido universale	1 pz
SD678865	Aghi lunghi	150 g
SD678866	Aghi corti	150 g
SD678855	Liquido arancione universale	500 ml
SD678857	Liquido verde acido	500 ml



DENTOPREP SABBIATRICE ORALE

Completamente in acciaio

Le microporosità aumentano la ritenzione meccanica fino al 40%.

APPLICAZIONI EXTRAORALI

- Corone metallo-ceramiche
- Perni
- Inlay e onlay
- Ponti Maryland
- Rimozioni di cementi prima di ricementare

APPLICAZIONI INTRAORALI

- Riparazioni di ceramica e composito
- Pulizia di superficie
- Sterilizzabile fino a 135°C, contenitore compreso connettori per collegamento rapido a turbina

RØNVIG

Ref	Descrizione	Q.tà
RON1900	Dento-Prep Sabbiatrice orale da studio	1 pz
RON1906	Ossido di alluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Connettore Dentoprep 6 mm	1 pz
RON1930	Connettore Dentoprep Midwest	1 pz
RON1935	Connettore Dentoprep Sirona	1 pz
RON1936	Connettore Dentoprep W e H	1 pz
RON1937	Connettore Dentoprep Kavo	1 pz
RON1938	Connettore Dentoprep Bien Air	1 pz
RON1939	Connettore Dentoprep N NSK	1 pz
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante per sabbiatrice con interno illuminato	1 pz



DENTOPREP DUST CABINET

Aspiratore per sabbiatrice


Ideale per utilizzare la sabbiatrice in studio fuori dal cavo orale. Dotato di illuminazione a LED e di filtro per la sabbia facilmente pulibile

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x Lunghezza x Larghezza) 18 x 29,8 x 22,5 cm
Peso	3,776 Kg

PERFECT

Manipoli con elettrodi sterilizzabili per elettrobisturi Perfect TCS2



Ref	Descrizione	Q.tà
S6010A	Set Completo da S6011 a 6018	8 pz
S7010A	Set Intro S6011, 6012, 6015	3 pz
S6011A	Elettrodo a palla	2 pz
S6012A	Elettrodo a Coltello dritto 45°	2 pz
S6013A	Elettrodo a Coltello conico 45°	2 pz
S6014A	Elettrodo a Cappio tondo	2 pz
S6015A	Elettrodo a Cappio lungo curvo	2 pz
S6016A	Elettrodo a Cappio lungo dritto	2 pz
S6017A	Elettrodo a Diamante	2 pz
S6018A	Elettrodo a profondità limit. 90°	2 pz

Disponibili accessori e ricambi anche per modelli precedenti

SOLUZIONI DI PULIZIA BIOSONIC WHALEDENT

Flaconi MeterDose™

Per un dosaggio preciso della soluzione, premere la bottiglia facendo fluire la quantità desiderata nel dispenser, inclinare e versare.

VANTAGGI OPERATIVI

- Nessuno Spreco
- Nessuna Fuoriuscita
- Niente Sporcizia
- Facilità di utilizzo
- Convenienza



○ Contaminazione ● Oggetto ● Contenuto

Ref	Descrizione	Q.tà
UC30	Liquido Universale Super Concentrato <input type="radio"/> Elimina sangue, detriti, saliva, pulizia generale. <input checked="" type="radio"/> Strumenti, corone, ponti, punte per detratraggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi). <input checked="" type="radio"/> 473 ml. = 29 l.	1 pz
UC31	Soluzione antiossidante Super Concentrato <input type="radio"/> Azione pulente con protezione anticorrosione nel bagno ad ultrasuoni. <input checked="" type="radio"/> Strumenti, corone, ponti, frese, protesi e punte di ablazione ad ultrasuoni. <input checked="" type="radio"/> Monodose 20x25 ml	1 pz
UC32	Liquido Enzimatico <input type="radio"/> Sgretola proteine (sangue essiccato, saliva, tessuti, detriti anche se induriti sugli strumenti dalla glutaraldeide). Pulizia generale. <input checked="" type="radio"/> Strumenti, corone, ponti, punte per drenaggio. Protesi totali (per sciacquare dopo aver usato liquidi acidi). <input checked="" type="radio"/> 236 ml. = 29 l.	1 pz
UC34	Polvere per gesso <input type="radio"/> Gessi e materiali refrattari non fosfatici. <input checked="" type="radio"/> Protesi totali, parziali, fusioni, articolatori e muffole non di alluminio. <input checked="" type="radio"/> 840 g = 11,4 l.	1 pz

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC300

Capacità di pulizia e versatilità ottimale dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza.

VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con cestelli portastrumenti di grandi dimensioni o di medie dimensioni per pulizia a ciclo continuo
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti e protesi
- Utilizzabile con qualsiasi sistema di cassette di sterilizzazione: Hu-Friedy*, Thompson*, ZIRC, Whaledent UC70

*non sono marchi commerciali distribuiti da Micerium

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 31,1 x 48,2 x 30,5 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x lunghezza x larghezza) 22,9 x 35,6 x 17,1 cm
Capacità Vasca	14.4 Litri
Riempimento	11.0 Litri
Assorbimento	300 Watt
Frequenza operativa	40 KHz

Lavatrice ad Ultrasuoni Biosonic UC150

La media dalle prestazioni superiori e dalla massima sicurezza e versatilità aerosol

VANTAGGI OPERATIVI

- Utilizzabile con il cestello porta strumenti di notevoli dimensioni o con due bicchieri contemporaneamente
- Utilizzabile per pulire contemporaneamente strumenti nel cestello e piccoli oggetti nel bicchiere
- Coperchio per eliminare rumorosità e aerosol
- Cestello a flusso trasversale per una pulizia degli strumenti migliorata e pratiche impugnature di estrazione

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni Esterne	(Altezza x lunghezza x larghezza) 24,4 (+12,7 display) x 34,5 x 27,6 cm
Dimensioni Vasca	(Altezza x lunghezza x larghezza) 17,8 x 28,7 x 16 cm
Capacità Vasca	6,6 Litri
Riempimento	5,7 Litri
Assorbimento	160 Watt (senza riscaldamento) 560 Watt (con riscaldamento)
Frequenza operativa	45-47,5 KHz



Ref	Descrizione	Q.tà
UC300	LAVATRICE AD ULTRASUONI cap. 14,4 litri con scarico e timer fornita con coperchio	1 pz
UC310	Cestello grande 	1 pz
UC311	Cestello piccolo	1 pz
UC320	Portacassette sterilizzazione Hu-Friedy/Thompson	1 pz
UC321	Portacassette di sterilizzazione Zirc	1 pz
UC330	Coperchio di posizione per due bicchieri	1 pz
UC53	Bicchiere 600 ml con coperchio	1 pz



Ref	Descrizione	Q.tà
UC150	LAVATRICE AD ULTRASUONI fornita con display e cestello con riscaldamento opzionale	1 pz
UC155S	KIT ACCESSORI COMPLETO Cestello in acciaio inox Bicchieri (600 ml) con coperchio Supporti per bicchiere	1 pz 2 pz 2 pz
UC53S	Supporto per un bicchiere 	1 pz
UC53	Bicchiere in borosilicato con coperchio e supporto (può essere utilizzato con UC100, UC1, UC2, UC300)	1 pz

Laboratorio

EN
NE
QU
M
EL

