

ENA WHITE

Ena White



Ena White

Sistema per trattamento discromie patogene e iatrogene

Dente vitale trattato con Ena White Power perossido di idrogeno al 35%

ENA WHITE POWER

- Perossido d'idrogeno 35% per trattamento professionale rapido alla poltrona in 1 seduta
- Siringa bicomponente consente di attivare solo la quantità necessaria per l'applicazione
- Ph neutro 7.3, non intacca lo smalto
- Utilizzabile con diga in gomma o con la diga in pasta fotopolimerizzabile Ena White Dam



ENA WHITE REGULAR

- Perossido d'idrogeno 12% professionale
- Trattamento di denti non vitali con tecnica "walking bleaching"
- Trattamento sicuro ed efficace per denti vitali sensibili




ENA WHITE LIGHT

- Perossido d'idrogeno 6%
- Sbiancamento professionale cosmetico domiciliare e mantenimento semplice e sicuro
- Confezione con etichetta personalizzata
- Piacevole freschezza: gusto menta!



ENA WHITE



COSMR3L

COSMR3M

COSMR3S

Ref	Descrizione	Q.tà
COSM035E	ENA WHITE POWER KIT Perossido di idrogeno 35% in gel Ena Dam pasta	5 g 1,5 g
COSM035	ENA WHITE POWER RICAMBI Perossido di idrogeno 35% in gel	2 x 5 g
COSM035T	Ena White punte automiscelanti	50 pz
COSM012	ENA WHITE REGULAR ENDO RICAMBI Perossido di idrogeno 12% in gel	2 x 2 ml
COSM015	ENA WHITE LIGHT HOME per sbiancamento cosmetico domiciliare Perossido di idrogeno 6% in gel	4 x 3 ml
COSM015B	ENA WHITE LIGHT HOME per sbiancamento cosmetico domiciliare Perossido di idrogeno 6% in gel Scatolina colorata porta-mascherina	2 x 3 ml 1 pz
COSM03B	ENA DAM diga in pasta Utilizzabile anche come Block-out	4 g
COSM05S	ENA WHITE Desensibilizzante	2x1,2 ml
COSMR3	Apribocca con fermalingua misure assortite	3 pz
COSMR3S	Apribocca con fermalingua small	3 pz
COSMR3M	Apribocca con fermalingua medium	3 pz
COSMR3L	Apribocca con fermalingua large	3 pz

