

# ENAMEL PLUS TEMP

Materiale molto interessante per l'opacità e la fluorescenza delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica. E' utilizzabile in laboratorio con l'ausilio di mascherine in silicone o di matrici termoplastiche ed in studio utilizzando un'impronta in silicone o una corona preformata.

## VANTAGGI OPERATIVI E TECNICI

- Polimerizzazione sul banco o in bocca
- Residuo di monomero inferiore a 0,8%
- Non supera i 57°C
- Alta precisione di inserimento
- Facile da riparare
- Non contiene amine terziarie né cadmio
- Miscela cremosa
- Durezza VICKERS 140 MPa
- Modulo di elasticità: 2300 N/mm<sup>2</sup>



Resina per ponti e corone, provvisori estetici di II generazione

TECNICA STUDIO



Impronta prima della preparazione



Colata dentina nell'impronta



Provvisorio cementato e lucidato

TECNICA LABORATORIO



Mascherina e colata dentina



Inserimento supercolori e massa clear



Colata smalto White e lucidatura finale

Caso del Sig. D. Rondoni



Masse fluorescenti per provvisori estetici con maggiore luminosità ed eccellente integrazione

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMP1N	<b>RESINA PER PROVVISORI KIT INTRODUTTIVO</b>	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x50 g
	Smalti Enamel plus Temp: UE2, Blue Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	2x50 g 100 ml
TEMP1ON	<b>RESINA PER PROVVISORI TRIAL KIT</b>	
	Dentine Enamel plus Temp: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	4x10 g
	Smalto Enamel plus Temp UE2 Liquido autopolimerizzabile Enamel plus Temp	10 g 25 ml



Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPUD0	Enamel plus Temp dentina UD0	100 g
TEMPUD1	Enamel plus Temp dentina UD1 (A1)	100 g
TEMPUD2	Enamel plus Temp dentina UD2 (A2)	100 g
TEMPUD3	Enamel plus Temp dentina UD3 (A3)	100 g
TEMPUD3,5	Enamel plus Temp dentina UD3,5 (A3,5)	100 g
TEMPUD4	Enamel plus Temp dentina UD4 (A4)	100 g
TEMPB1	Enamel plus Temp dentina B1	100 g
TEMPB2	Enamel plus Temp dentina B2 (62)	100 g
TEMPB3	Enamel plus Temp dentina B3 (65)	100 g
TEMPB4	Enamel plus Temp dentina B4	100 g
TEMPC2	Enamel plus Temp dentina C2	100 g
TEMPD3	Enamel plus Temp dentina D3	100 g
TEMPUE1	Enamel plus Temp smalto universale UE1	100 g
TEMPUE2	Enamel plus Temp smalto universale UE2	100 g

Ref	Descrizione	Q.tà
TEMPUE3	Enamel plus Temp smalto universale UE3	100 g
TEMP3	Enamel plus Temp smalto WHITE	100 g
TEMPOB	Enamel plus Temp smalto BLUE	100 g
TEMPT	Enamel plus Temp smalto CLEAR	100 g
TEMPGR	Enamel plus Temp smalto GREY	100 g
TEMP	Enamel plus Temp PINK rosa gengiva	100 g
TEMPL	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	100 ml
TEMP1-L	Enamel plus Temp liquido autopolimeriz.	1000 ml
TEMPLH	Enamel plus Temp liquido a caldo	100 ml
TEMPLPRESS	Enamel plus Temp liquido a caldo per muffola	100 ml
TEMPLC	Enamel plus Temp liquido fotopolimerizzabile	10 ml
COSSHINYSHIP	Spazzolini di capra HP Micerium	12 pz
TEMPPOL	Liquido lucidante per resina	1 oz
TEMP99	Pasta lucidante Temp Stick Micerium	100 g



## Tizian Blank PMMA 98 mm Dischi in Resina per CAD/CAM

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220062	Tizian Blank PMMA - 15 mm A1	1 pz
SD220064	Tizian Blank PMMA - 20 mm A1	1 pz
SD220063	Tizian Blank PMMA - 15 mm A2	1 pz
SD220065	Tizian Blank PMMA - 20 mm A2	1 pz
SD220066	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3	1 pz
SD220074	Tizian Blank PMMA - 20 mm A3,5	1 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
SD220067	Tizian Blank PMMA - 20 mm B1	1 pz
SD220089	Tizian Blank PMMA - 25 mm rosa	1 pz
SD220078	Tizian Blank PMMA - 30 mm rosa	1 pz
SD220068	Tizian Blank PMMA - 15 mm trasparente	1 pz
SD220069	Tizian Blank PMMA - 20 mm trasparente	1 pz
SD220079	Tizian Blank PMMA - 25 mm trasparente	1 pz