

TENDER TRAY "Magnetic"

Rapido economico e...
"magneticamente" accurato

È un sistema di precisione per monconi sfilabili in materiale speciale di lunga durata e resistente fino a 200°C. Basetta antiriflesso adatta per scansioni, disponibile in tre versioni più una quarta per l'antagonista, integrabile con la muffola Tender Flask

Tender Tray 1 con ritenzioni a perno e rinforzo metallico per monconi "magnetici" ad altissima precisione anche su incisivi inferiori.

Tender Tray 2 con ritenzioni a perno totalmente in plastica.

Tender Tray 3 con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico per monconi "magnetici" su impianti.

Disponibili basette portalavori per consegna al dentista.



Ref	Descrizione	Q.tà
TX1	KIT INTRODUTTIVO TENDER TRAY "Magnetic" Basette Tender Tray 1 Basette Tender Tray 2 Linguetta in gomma per colata modello Box in gomma per colata modello Strumento estraимodelli / allineatore Magnet per messa in articolatore Magnetini per monconi Basetta portalavori	2 pz 1 pz 1 pz 1 pz 1 pz 2 pz 10 pz 2 pz
TX10	RICAMBI TENDER TRAY 1 "Magnetic" Basette con ritenzioni a perno e rinforzo metallico	10 pz
TX20	RICAMBI TENDER TRAY 2 Basette con ritenzioni a perno "economiche"	10 pz
TX30	RICAMBI TENDER TRAY 3 "Magnetic" per impianti Basette con ritenzioni zigrinate e rinforzo metallico	10 pz
TX15	Basetta portalavori per Tender Tray 1 e 2	24 pz
TX35	Basetta portalavori per Tender Tray 3	24 pz

TRATTAMENTO MONCONI

Isolante speciale


Isolante speciale senza olio con relativo sigillante, universale per:

- cera
- ceramica
- composito

Isolante gesso resina DVASEZAP



Sigillante per modelli



Isolante per cera, ceramica e composito



Ref	Descrizione	Q.tà
DVAEXP	VERY SPECIAL SEPARATOR KIT COMPLETO Isolanti in penna con dispenser (TEMPSEP) Sigillante in penna con dispenser (TEMPSEAL)	3 pz 3 pz
TEMPSEAL	Sigillante in penna TEMPSEAL Micerium	1 pz
TEMPSEP	Isolante in penna TEMPSEP Micerium	1 pz
DVASEZAP	Isolante DVA per acrilico bianco	473 ml

CIANOACRILATO PROVVISORIO



TAC GEL DVA per fissaggio su modello di intarsi e brackets per tecnica indiretta

Fissa gli intarsi sui modelli per consentirne la rifinitura. Una volta immerso in acqua Tac Gel si dissolve e intarsi e brackets si staccano.

Ref	Descrizione	Q.tà
DVATAGEL	Tac Gel siringa con dispenser	10 g