

LAMPADA PER POLIMERIZZAZIONE

Un tocco per servirti della potenza della luce

- Altissima potenza: fino a 2.400 mw
- Led con 2 frequenze diverse (tra 390 e 480 nm con picchi di 405 e 460 nm), per una polimerizzazione perfetta anche in presenza di iniziatori diversi
- 6 programmi di polimerizzazione, e 2 per rilevazione di carie e placca
- Nessun spegnimento durante l'utilizzo: il sistema intelligente di gestione del calore impedisce al dispositivo di surriscaldarsi dopo un uso continuo
- Radiometro integrato: intensità di facile controllo con display O-led
- Batteria a cartucce. Design innovativo e semplicità nella sostituzione



Ref	Descrizione	Q.tà
CLED2	Lampada al LED Micerium 10 W LED - 240 V	1 pz

- >> Low 600 mW/cm²
- >> Ramp 1000 mW/cm²
- >> Standard 1000 mW/cm²
- >> High 1800 mW/cm²
- >> Turbo 2400 mW/cm²
- >> Fast Ortho 1800 mW/cm²
- >> Rilevazione placca 250 mW/cm²
- >> Rilevazione carie 350 mW/cm²

OCCHIALI PROTETTIVI

Dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi in plastica trasparenti ed arancioni

Ref	Descrizione	Q.tà
OCCH10	Occhiali protettivi in plastica trasparente Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10A	Occhiali protettivi in plastica arancioni per lampada fotopolimerizzatrice Certificati DPI Categoria II	1 pz
OCCH10M	Occhiali di sicurezza (lente 2 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz
WD9-SCUDO	Visiera protettiva monouso (mis. 320x220 mm) Certificato Dispositivo medico Classe I Test report DPI CAT. III	1 pz



LAMPADE PER LABORATORIO

Lampade Polimerizzatrici Micerium

Ref	Descrizione	Q.tà
LABORLUX3	Lampada fotopolimerizzatrice 300 Watt con timer e piatto girevole fotopolimerizza tutti i materiali, 310-500 nm	1 pz
LABORLUXL-L	Lampada ricambio 300 Watt per LABORLUXL/3	1 pz
LAMPADAPLUST	Lampada fotopolimerizzatrice con timer per intarsi e faccette in composito, 320-500 nm 4 mini-neon alogene x 9W e 1 lampadina alogena x 50W	1 pz
LAMPADA	Lampada a raggi UVA per Perform Soft, portaimpronte individuali, supercolori in resina 4 mini-neon UVA x 9W, 320-400 nm	1 pz
LAMPADINE	Mini-neon di ricambio a raggi UVA 9W	1 pz
LAMPAPLUS	Mini-neon di ricambio a luce alogena 9W	1 pz
LAMPA-8	Lampadina alogena 50W	1 pz

