

D2

APPLIANCE

CORRETTORE DI CLASSE II


Il dispositivo distalizzante D2 è stato sviluppato per semplificare il trattamento dei casi di II Classe durante la fase iniziale del trattamento. Il design brevettato D2 porta ad una I Classe grazie alle forze elastiche intraorali. I molari vengono ruotati distalmente nella posizione desiderata. Sfrutta la collaborazione del paziente nella fase iniziale del trattamento. I brackets possono essere posizionati durante o dopo il completamento della correzione di I classe.



ORTHO ARCH

Dispositivo per la correzione delle II Classi

- Per il trattamento di casi bilaterali o unilaterali
- Semplice da usare e facile da posizionare
- Riduce il tempo complessivo di trattamento
- Design a basso profilo per un maggiore comfort del paziente
- Set di 2 pz



Per ottenere i migliori risultati con l'apparecchio distalizzatore D2 si consiglia di iniziare il caso con gli elastici da 1/4" x 6 1/2 oz. Ref. EIE614 Capri



Descrizione	Q.tà	Codice
Dispositivo D2 in acciaio inox	2 pz	271-600
Dispositivo D2 Trasparente	2 pz	271-600E
Elastici ambra liv 1 1/4 in. 6/2 oz		350-311
Elastici ambra liv 2 1/4 in. 8/2 oz		350-312
Elastici trasparenti liv 1 1/4 in. 6/2 oz		350-313
Elastici trasparenti liv 2 1/4 in. 8/2 oz		350-314
25 Sacchetti	100 pz	
Elast-O-Loop	10 pz	270-209



Elastico Trasparente latex free
 Livello 1: 1/4" 6 1/2 oz
 Livello 2: 1/4" 8 1/2 oz
 Disponibile colore ambra e trasparente