


# SEGHETTO ELETTRICO PX901A

Sezionamento di precisione più facile,  
più veloce e sicuro

## INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz
Assorbimento	100 watt
Base	20 x 42 cm
Altezza	34 cm
Peso	10 Kg
Diametro Lama	8 cm (foro 1,6 cm)
Spessore lama	0,2 mm



Ref	Descrizione	Q.tà
PX901A	SEGHETTO ELETTRICO PER MONCONI con morsa orientabile e supporto per perni	1 pz
ASX1000	Aspiratore esterno per seghetto e rifinitore	1 pz
PX903	Supporto per Accutrac	1 pz
PX904	Lama dentellata per seghetto elettrico	1 pz
PX905	Supporto per Tricodent	1 pz
PX905A	Supporto per Model Tray	1 pz
PX906	Morsa orientabile (base per supporti)	1 pz
PX907	Supporto per Dowel Pins, Pindex ed altri sistemi con perni	1 pz

# RIFINITORE RUTEX PX801-CE

Per eccellere nella rifinitura dei modelli

## INFORMAZIONI TECNICHE

Voltaggio	220-230 V, 50 Hz, 370 watt
Base	30 x 21 cm
Altezza	30 cm
Peso	10 Kg
Potenza motore	1/2 CV
Attacco utensile	ø 0,6 cm

Ref	Descrizione	Q.tà
PX801-CE	RIFINITORE PER MODELLI RUTEX CON FRESA CILINDRICA e supporto rialzato per split-cast	1 pz
PX805CE	Fresa Rutex cilindrica 10x20 mm	1 pz
PX807CE	Fresa Rutex conica	1 pz
PX808CE	Fresa Rutex a palla	1 pz
PX809CE	Fresa Rutex cono rovescio	1 pz

