




CORRETTORE DI CLASSE II

D2
APPLIANCE

D2

APPLIANCE

Il dispositivo distalizzante D2 è stato sviluppato per semplificare il trattamento dei casi di II Classe durante la fase iniziale del trattamento. Il design brevettato del D2 porta ad una I Classe grazie alle forze elastiche intraorali mentre i molari vengono ruotati distalmente nella posizione desiderata. Sfrutta la collaborazione del paziente nella fase iniziale del trattamento. Può essere utilizzato in combinazione con gli allineatori o con l'ortodonzia fissa; in questo caso i brackets possono essere posizionati durante o dopo il completamento della correzione di I classe.



Per ottenere i migliori risultati con l'apparecchio distalizzante D2 si consiglia di iniziare il caso con gli elastici da 1/4 " x 6 1/2 oz. Ref. EIE614 Capri

Dispositivo per la correzione delle II Classi

- Per il trattamento di casi bilaterali o unilaterali
- Semplice da usare e facile da posizionare
- Riduce il tempo complessivo di trattamento
- Design a basso profilo per un maggiore comfort del paziente
- Set di 2 pz



ORTHO ARCH



Micerium S.p.A.
Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 850
ortho@micerium.it
www.micerium.it