


# perfetti contatti in COMPOSITO

*ENA*  *matrix*



- > anello di bloccaggio NiTi
- > matrici sezionali anatomiche > pinze speciali

## PIÙ FACILE DI UNA MATRICE TRADIZIONALE PIÙ PRECISA DI UNA MATRICE SEZIONALE



> **ANELLO** interamente in nickel titanio per una eccezionale resistenza e memoria elastica che garantisce grande durata e contatti sempre precisi. Alette in plastica autoclavabili rinforzate con fibre di vetro, disponibile nella misure "premolare" e "molare"



> **MATRICI** anatomiche di forma verticale con creste marginali per ridurre i tempi di rifinitura. Si bruniscono perfettamente. Alette con foro consentono, con l'apposita pinzetta, posizionamento e rimozione senza problemi.



*Caso eseguito con Enamel plus Bio Function dal Dr. Francesco Simoni*



**MICERIUM S.p.A.**

Via G. Marconi, 83

16036 Avegno (GE) - Italy

Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970

www.micerium.it • email: ordini@micerium.it

