

# ENAMEL PLUS TEMP



PROVVISORI ESTETICI IN RESINA



# LAVORAZIONE MANUALE

CERATURA



COLATA DENTINA & TAGLI



OPADESCENZE



COLATA SMALTO



CEMENTAZIONE PROVVISORI



Caso Clinico:  
Dr. Matteo Altini



# CAD-CAM

CERATURA



SCANSIONE



FRESATO



PITTURATO



MONOLITHIC TEMPORARY TORONTO BRIDGE



Documentazione  
iconografica:  
Odt. Daniele Rondoni  
Odt. Roberto Rossi



## Dischi in Resina Temp fluorescenti per CAD/CAM

- Pronti per l'utilizzo in fresatore senza polimerizzazione
- Basso tempo di lavoro e basso costo
- Eccellenti proprietà meccaniche per provvisori a lunga durata
- Rispettoso dell'antagonista
- Bassissimo residuo di monomero
- Disponibili in due spessori (15 mm e 20 mm) e due colori: UD3 universale e UD1 light caratterizzabile con il Temp Colour System

## DATI FISICI ELEVATI

Lavorazione manuale (Cad-Cam)

Solubilità all'acqua $\mu\text{g}/\text{mm}^3$ :	1,1
Elasticità MPa:	2300 (2500)
Assorbimento acqua $\mu\text{g}/\text{mm}^3$ :	21.2
Residuo monomero %:	0,8 (0,6)
Durezza Vickers MPa:	140
Resistenza flessione MPa:	60-75 (125)



**Biocompatibile\***

**Atossica\***

**Anallergica\***

**Antiplacca\***

**Fluorescente**



Questo materiale é molto interessante per l'opacità delle masse dentine e per la traslucenza delle masse smalto che consentono di evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale tra questi due elementi. Inoltre le masse Smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica.

KIT INTRODUTTIVO

**TEMP1N-OF**

contenente 6 colori x 50g:  
4 dentine fluorescenti: UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)  
1 smalto fluorescente UE2  
1 smalto opalescente OB  
1 liquido autopolimerizzabile 100ml  
**+ 13 colori x 10g omaggio:**  
3 dentine: UD0 - UD1 (A1) - UD5,  
5 smalti: UE1 - UE3 - Clear - White - Grey  
2 dentine opache: DOL (light) - DOD (dark),  
2 modificatori: MO (orange) - MY (yellow),  
1 Rosa per gengiva: PINK,  
1 Liquido fotopolim. 10ml

a soli  
**199 € + iva**  
(valore 109,2 € + iva)

LIQUIDI

**TEMPL** liquido a freddo Tecnica con mascherina  
**TEMPLH** liquido a caldo Tecnica con mascherina  
**TEMPLPRESS** liquido a caldo Tecnica con mascherina  
**TEMPLC** liquido a caldoper opalescenze e caratterizzazioni

SUPERCOLORI

**TEMPS1N**  
KIT SUPERCOLORI TEMP COLOUR SYSTEM  
• colori intensivi dentali: A-light (UD2-UD3), AS-dark (UD3,5-UD4), B (UD5) per la colorazione della zona cervicale e dentinale dei provvisori  
• colori intensivi alba e framonto: per caratterizzazione dei provvisori, cielo per lo smalto, nuvola per i mammelloni  
• liquido fotopolimerizzabile, lacca, primer

DISCHI

**TC15UD1** TEMP CAD CAM DISC diam.98,5mm x 15mm UD1 (A1) Light  
**TC15UD3** TEMP CAD CAM DISC diam.98,5mm x 15mm UD3 (A3) Universal  
**TC20UD1** TEMP CAD CAM DISC diam.98,5mm x 20mm UD1 (A1) Light  
**TC20UD3** TEMP CAD CAM DISC diam.98,5mm x 20mm UD3 (A3) Universal

\* test di citotossicità con contatto diretto delle cellule ASTM F 813-83 e a diffusione Agar a ASTM F895-84 con estratto dai provini. Test di irritazione e sensibilizzazione allergica secondo Buehler, OECD 406-92 e DIR CEE 93/21