

SMART PROPHY PASTE, SPAZZOLINI E GOMMINI PER PROFILASSI

Pasta per profilassi disponibile con 3 indici di abrasività differenti, confezionata in siringhe con punte monouso per un'applicazione accurata. Nuova pasta senza fluoruro per pazienti con impianti.



Ref	Descrizione	Q.tà
SDI3B	SMART PROPHY PASTE in tubo blu per tartaro (250 RDA)	60 ml
SDI3V	SMART PROPHY PASTE in tubo verde per placca spessa (170 RDA)	60 ml
SDI3R	SMART PROPHY PASTE in tubo rosa per placca fine (120 RDA)	60 ml
ECP30B	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori blu per tartaro (250 RDA)	6x3 ml
ECP30V	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori verde per placca spessa (170 RDA)	6x3 ml
ECP30R	SMART PROPHY PASTE 6 siringhe con 25 applicatori rosa per placca fine (120 RDA)	6x3 ml
ECP30K	SP SMART PROPHY KIT Pasta per profilassi in siringa con applicatori orali Prophy paste blu 250 RDA Prophy paste verde 170 RDA Prophy paste rosa 120 RDA Applicatori orali 1,8 mm Spazzolini per profilassi assortiti Gommini per profilassi assortiti	3 ml 3 ml 3 ml 25 pz 4 pz 2 pz

Spazzolini a coppetta con setole flessibili in nylon e gommini per profilassi, da usare da soli o con pasta per profilassi.




Ref	Descrizione	Q.tà
ECP01 ECP01B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon morbido Rosa Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP02 ECP02B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon naturale Bianco Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP03 ECP03B	SMART PROPHY Spazzolini Nylon duro Blu Spazzolini RA Spazzolini RA	12 pz 100 pz
ECP04L ECP04LB	SMART PROPHY Spazzolini Small naturale Bianco Spazzolini RA (long 23,5 mm) Spazzolini RA (long 23,5 mm)	12 pz 100 pz

Ref	Descrizione	Q.tà
ECP31 ECP31B	SMART PROPHY Gommini medio viola Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP41 ECP41B	SMART PROPHY MINI Gommini RA Soft Pink Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP42 ECP42B	SMART PROPHY MINI Gommini medio viola Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz
ECP43 ECP43B	SMART PROPHY MINI Gommini RA duro Blu Gommini RA Gommini RA	12 pz 100 pz

EASY CURETTE

Curette universale affilatura a lunga durata

Tacche millimetriche e due frecce per punta indicanti la doppia zona di taglio



Ref	Descrizione	Q.tà
ECC01T	Curette universale in titanio ideale anche intorno a impianti	1 pz